

Dear Customer, thank you for the trust placed in EMO product. Picking a brace Foot-Lifter the line you have acquired a quality product and high level sanitary doctor. Read these instructions carefully. If in doubt contact your doctor or specialist dealer.

Regulations
The medical device complies with Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council on medical devices and the respective national regulations. Class I medical device, non-sterile, without measurement function.

Description and characteristics
Ankle Foot Lifter LIF100 Support for the treatment of clubfoot in flaccid paralysis without deviation in varus. The constant evolution of materials and technologies have facilitated the design of Lifter combining design, simplicity, functionality and efficiency. Versatile: flaccid paralysis with and without varus deviation. Lightweight: foamed and highly breathable material. Minimum thickness: locking and micro-adjustment by velcro. Sizes: Foot-Lifter LIF100 TIBIAL SUPPORT Ankle Foot: S: 14-18 M: 18-22 L: 22-26 XL: 26-30. Contour ankle. Color: black.

Components: Foot-Lifter LIF100 consists of 4 components: - tibial Ankle Foot Support: colon clamp adjustment to suit the patient's anatomy. It incorporates a viscoelastic pad on the Achilles tendon and the other on the instep flex zone. - LIF131 Lifter pull tab: is inserted between the tongue and shoe Cordonera. - Elastic Lifter LIF132 strength: maximum strength elastic cord connecting the tibial traction and support and regulating the degree of foot dorsiflexion of the patient. - LIF133 control Elastic: elastic cord for maximum strength that compensates the deviation in varus. Support LIF100 Tibial Foot Ankle Foot Lifter consists of: - tibial Ankle Foot Support. - Support LIF131 Traction Lifter (2 units). - Elastic Lifter Tracción: LIF132 LIF133 Elastic Lifter Control. Lifter LIF141 traction hooks (6 pcs).

Effects
I forefoot elevation to the point of dorsiflexion regulated. It facilitates ambulation: avoid friction or setbacks forefoot with the ground during take-off phase of gait and facilitates the correct positioning of the heel during the stance phase. Brachial LIF500 Lifter Orthotic device consisting of a support comprising a shoulder pad and elbow pad connected by a set of straps with micro-adjustment by velcro. The pad includes a core of rigid plastic to improve the function of the weight of the arm. La traction / suspension arm support is provided by two cinchas. Adicionalmente has a strap positioning control to position the arm and shoulder in the desired position. It allows placement of the brace by the patient with a single hand. The design facilitates the patient bracing maximum functionality and freedom of movement of the arm. Made with a breathable soft. S (23 cm - 28 cm.); M (28 cm - 34 cm). L (34 cm - 40 cm). (Biceps contour) LIF600 forearm brachial Lifter Orthotic device comprising a support shoulder pad comprising a forearm support and joined by a set of straps with Velcro micro-adjustment means. The pad includes a core of rigid plastic to improve the function of the weight of the arm. La traction / suspension arm support is provided by two straps. Additionally it has a control rod positioning to place the arm and shoulder in the desired

position. Specially designed for patients who maintain some control of mobility biceps. Allows placement of the brace by the patient with one hand. The design of the brace facilitates the patient maximum functionality and freedom of movement of the arm. Made with a breathable soft. S (23 cm - 28 cm.); M (28 cm - 34 cm). L (34 cm - 40 cm). (Biceps contour)

Effects LIF500 and LIF600
It supports the weight of the arm getting shoulder joint coaptation. Stabilizes the shoulder joint and freeing controlling functionality subluxation and internal rotation. Prevents reset and the capsular and tendons of the shoulder joint stretching, avoiding muscle and nerve problems. Compensates regulates internal rotation and external rotation desired thanks to tight control of positioning. Prevents pain and joint subluxation.

Indications
Ankle Foot Lifter LIF100 Support: equine foot in flaccid paralysis with and without varus deviation. LIF500 Lifter LIF100 brachial brachial and forearm: hemiplegia after stroke, neurological upper limb injuries, brain trauma skull, brachial plexus injury with paralysis of shoulder and arm injuries of peripheral nerves, sagging and painful shoulder and arm movement after hemiplegia. Accessorios LIF100 Ankle Foot Support Lifter LIF101 forefoot support: Support forefoot which enables the use of Foot-Lifter without shoes. Adaptación adjustment and by micro-velcro. Sizes: S: 17-19 M: 19-22 L: 22-26 XL: 26-30. Contour forefoot. Sides: right and left. LIFTER LIF131 pull tab (2 pcs). One size. Traction LIF132 Elastic Lifter (1 unit S - M: 14-22, L-XL: 22-30 Contour ankle Elastic Lifter Control LIF133 One size.

Instructions for use and installation
The product must be adapted by the prosthetist or by the physician individually for each patient. The right choice of size is vital for maximum treatment efficacy and prolong the life of the garment. LIF100: Enter the LIF131 Lifter pull tab between the tongue and the shoe Cordonera. Then adjust the tibial Ankle Foot Support help of two independent straps. Place the brace on the area to the correct height for use, placing his pad viscoelastic material on the Achilles tendon and the other on the instep flex zone. Elastic Lifter pass the traction LIF132 through LIF131 Lifter tensile support and then through the tibial Ankle Foot Support guides. Adjust the Velcro end regulating dorsiflexion. Finally attach the clamp LIF133 Elastic shoe and pass control to the elastic through the loop / guide and arm and shoulder in the desired position.

It allows placement of the brace by the patient with a single hand. The design facilitates the patient bracing maximum functionality and freedom of movement of the arm. Made with a breathable soft. S (23 cm - 28 cm.); M (28 cm - 34 cm). L (34 cm - 40 cm). (Biceps contour) LIF600 forearm brachial Lifter Orthotic device comprising a support shoulder pad comprising a forearm support and joined by a set of straps with Velcro micro-adjustment means. The pad includes a core of rigid plastic to improve the function of the weight of the arm. La traction / suspension arm support is provided by two straps. Additionally it has a control rod positioning to place the arm and shoulder in the desired

position. Specially designed for patients who maintain some control of mobility biceps. Allows placement of the brace by the patient with one hand. The design of the brace facilitates the patient maximum functionality and freedom of movement of the arm. Made with a breathable soft. S (23 cm - 28 cm.); M (28 cm - 34 cm). L (34 cm - 40 cm). (Biceps contour)

Effects LIF500 and LIF600
It supports the weight of the arm getting shoulder joint coaptation. Stabilizes the shoulder joint and freeing controlling functionality subluxation and internal rotation. Prevents reset and the capsular and tendons of the shoulder joint stretching, avoiding muscle and nerve problems. Compensates regulates internal rotation and external rotation desired thanks to tight control of positioning. Prevents pain and joint subluxation.

Indications
Ankle Foot Lifter LIF100 Support: equine foot in flaccid paralysis with and without varus deviation. LIF500 Lifter LIF100 brachial brachial and forearm: hemiplegia after stroke, neurological upper limb injuries, brain trauma skull, brachial plexus injury with paralysis of shoulder and arm injuries of peripheral nerves, sagging and painful shoulder and arm movement after hemiplegia. Accessorios LIF100 Ankle Foot Support Lifter LIF101 forefoot support: Support forefoot which enables the use of Foot-Lifter without shoes. Adaptación adjustment and by micro-velcro. Sizes: S: 17-19 M: 19-22 L: 22-26 XL: 26-30. Contour forefoot. Sides: right and left. LIFTER LIF131 pull tab (2 pcs). One size. Traction LIF132 Elastic Lifter (1 unit S - M: 14-22, L-XL: 22-30 Contour ankle Elastic Lifter Control LIF133 One size.

Quality Certificates
All materials used have been tested, comply with applicable European standards are of high quality and offer maximum safety and comfort during use. Öko-Text Standard 100: Textile Eco-label awarded after the completion of a catalog of criteria for analysis that guarantees the absence of substances harmful to health. Certifies the absence of harmful substances in all materials that a garment is made.

Notice
To dispose of the product, use the solid waste container. For the disposal of the container, depending on its material, use the paper / cardboard container or the plastic container. In any case, you must strictly comply with the regulations of the country. Any serious incident related to the product must be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user and / or the patient are established.

Effects
Elevación del antepié hasta el punto de dorsiflexión regulada. Facilita la deambulación: evita rozamientos o tropiezos del antepié con el suelo durante la fase de despegue de la marcha y facilita el correcto posicionamiento del talón durante la fase de apoyo. LIF500 Lifter Braquial Dispositivo ortésico consistente en un soporte para el hombro compuesto por una hombrera y una codera unidas por un conjunto de cinchas con ajuste mediante micro-velcro. La hombrera incorpora un alma rígida de plástico para mejorar la función de soporte del peso del brazo. La tracción / suspensión del brazo se realiza mediante dos cinchas. Adicionalmente dispone de un tirante de control de posicionamiento para colocar el brazo y el hombro en la posición deseada. Permite la colocación de la ortesis por el propio paciente con una sola mano. El diseño de la ortesis facilita al paciente la máxima funcionalidad y libertad de movimiento del brazo. Fabricada con un suave transpirable. S (23 cm. - 28 cm.); M (28 cm. - 34 cm.). L (34 cm. - 40 cm.). (contorno de bíceps) LIF600 Lifter braquial antebrazo Dispositivo ortésico consistente en un soporte para el hom-

Estimado cliente, le agradecemos la confianza puesta en un producto EMO. Escogiendo una ortesis de la línea Foot-Lifter usted ha adquirido un producto de calidad y de alto nivel médico sanitario. Lea estas instrucciones atentamente. Si tiene alguna duda contacte con su médico o con su establecimiento especializado.

Normativa
El producto sanitario cumple el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre productos sanitarios y las respectivas regulaciones nacionales. Producto sanitario Clase I, no estéril, sin función de medición.

Descripción y características
LIF100 Lifter Soporte antiequino para el tratamiento del pie equino en parálisis flácidas con y sin desviación en varo. La constante evolución de materiales y tecnologías nos han facilitado el diseño del Lifter aunando diseño, sencillez, funcionalidad y eficiencia. Versátil: parálisis flácidas con y sin desviación en varo. Ligero: material foamizado y altamente transpirable. Mínimo espesor: cierre y ajuste mediante micro-velcro. Tallas: LIF100 Foot-Lifter SOPORTE TIBIAL ANTIEQUINO: S : 14-18M: 18-22 L : 22-26XL:26-30. Contorno del tobillo. Color: negro. Componentes: LIF100 Foot-Lifter consta de 4 componentes: -Soporte antiequino tibial: abrazadera de dos puntos de ajuste que se adapta a la anatomía del paciente. Incorpora una almohadilla viscoelástica sobre el Tendón de Aquiles y otra sobre la zona de flexión del empeine. -LIF131 Lifter Lengüeta de tracción: se introduce entre la lengüeta y la cordonera del zapato. -LIF132 Lifter Elástico de tracción: cordón elástico de máxima resistencia que une el soporte tibial y de tracción y que regula el grado dorsiflexión del pie del paciente. -LIF133 Elástico de control: cordón elástico de máxima resistencia que compensa la desviación en varo. LIF100 Foot-Lifter Soporte Tibial Antiequino se compone de: -Soporte antiequino tibial. - LIF131 Lifter Soporte de Tracción (2 uds.). - LIF132 Lifter Elástico de Tracción. -LIF133Lifter Elástico de Control. LIF141 Lifter Ganchos de tracción (6 uds).

Washing and maintenance
Hand wash in warm water (maximum 30 °) and neutral soap. During washing, if the garment has Velcro, they must be glued together or keep them closed. Dry at room temperature. Do not store or iron the garment. Contact with ointments, creams, alcohols and solvents may damage the garment.

Quality Certificates
All materials used have been tested, comply with applicable European standards are of high quality and offer maximum safety and comfort during use. Öko-Text Standard 100: Textile Eco-label awarded after the completion of a catalog of criteria for analysis that guarantees the absence of substances harmful to health. Certifies the absence of harmful substances in all materials that a garment is made.

Notice
To dispose of the product, use the solid waste container. For the disposal of the container, depending on its material, use the paper / cardboard container or the plastic container. In any case, you must strictly comply with the regulations of the country. Any serious incident related to the product must be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user and / or the patient are established.

Effects
Elevación del antepié hasta el punto de dorsiflexión regulada. Facilita la deambulación: evita rozamientos o tropiezos del antepié con el suelo durante la fase de despegue de la marcha y facilita el correcto posicionamiento del talón durante la fase de apoyo. LIF500 Lifter Braquial Dispositivo ortésico consistente en un soporte para el hombro compuesto por una hombrera y una codera unidas por un conjunto de cinchas con ajuste mediante micro-velcro. La hombrera incorpora un alma rígida de plástico para mejorar la función de soporte del peso del brazo. La tracción / suspensión del brazo se realiza mediante dos cinchas. Adicionalmente dispone de un tirante de control de posicionamiento para colocar el brazo y el hombro en la posición deseada. Permite la colocación de la ortesis por el propio paciente con una sola mano. El diseño de la ortesis facilita al paciente la máxima funcionalidad y libertad de movimiento del brazo. Fabricada con un suave transpirable. S (23 cm. - 28 cm.); M (28 cm. - 34 cm.). L (34 cm. - 40 cm.). (contorno de bíceps) LIF600 Lifter braquial antebrazo Dispositivo ortésico consistente en un soporte para el hom-

bro compuesto por una hombrera y un soporte de antebrazo unidos por un conjunto de cinchas con ajuste mediante micro-velcro. La hombrera incorpora un alma rígida de plástico para mejorar la función de soporte del peso del brazo. La tracción / suspensión del brazo se realiza mediante dos cinchas. Adicionalmente dispone de un tirante de control de posicionamiento para colocar el brazo y el hombro en la posición deseada. Especialmente diseñado para pacientes que mantienen algún control de la movilidad del bíceps. Permite la colocación de la ortesis por el propio paciente con una sola mano. El diseño de la ortesis facilita al paciente la máxima funcionalidad y libertad de movimiento del brazo. Fabricada con un suave transpirable. S (23 cm. - 28 cm.); M (28 cm. - 34 cm.). L (34 cm. - 40 cm.). (contorno de bíceps)

Efectos LIF500 y LIF600
Soporta el peso del brazo consiguiendo la coaptación articular del hombro. Estabiliza la articulación del hombro dejando libre su funcionalidad y controlando la subluxación y la rotación interna. Reposiciona y previene el estiramiento capsular y de los tendones de la articulación del hombro, evitando problemas musculares y nerviosos. Compensa la rotación interna y regula la rotación externa deseada gracias al tirante de control de posicionamiento. Previene el dolor y la subluxación articular.

Indicaciones
LIF100 Lifter Soporte antiequino: Pie equino en parálisis flácidas con y sin desviación en varo. LIF500 Lifter Braquial y LIF600 Lifter braquial antebrazo: hemiplejías después de ictus, lesiones neurológicas del miembro superior, traumatismo craneoencefálico, lesiones del plexo braquial con parálisis de hombro y brazo, lesiones de los nervios periféricos, flaccidez y movimiento doloroso del hombro y brazo tras hemiplejía. Accesorios LIF100 Soporte antiequino LIF101Lifter Soporte de Antepié: Soporte de antepié que posibilita la utilización de Foot-Lifter sin calzado. Ajuste y adaptación mediante micro-velcro. Tallas: S: 17-19 M: 19-22 L: 22-26 XL: 26-30. Contorno de antepié. Lados: derecho e izquierdo. LIF131LIFTER Lengüeta de Tracción (2uds.)Talla única. LIF132 LIFTER Elástico de Tracción (1 unidad. S - M: 14-22L-XL : 22-30 Contorno de tobillo. LIF133 Lifter Elástico de Control Talla única.

Lavado y mantenimiento
Lavar a mano con agua tibia (máximo 30°) y jabón neutro. Durante el lavado, si la prenda dispone de velcros, éstos se deben pegar entre sí o mantenerlos cerrados. Secar a temperatura ambiente. No tienda ni planche la prenda. El contacto con pomadas, cremas, alcoholes y disolventes puede deteriorar la prenda.

Notificación de calidad
Todos los materiales utilizados han sido testados, cumplen con la normativa europea aplicable, son de alta calidad y ofrecen la máxima seguridad y comodidad durante su utilización. Certificado Öko-Text Standard 100: Etiquetado ecológico textil concedida tras la realización de un catálogo de criterios de análisis que garantiza la ausencia de sustancias perjudiciales para la salud. Certifica la ausencia de sustancias nocivas en todos los materiales con los que está confeccionada una prenda.

Indicaciones
El producto debe ser adaptado por el Técnico Ortopédico o por el facultativo de forma individualizada para cada paciente. La correcta elección de la talla es fundamental para conseguir la máxima eficacia del tratamiento así como prolongar la vida útil de la prenda. LIF100: Introducir el LIF131 Lifter Lengüeta de tracción entre la lengüeta y la cordonera del zapato. Posteriormente ajustar el Soporte antiequino tibial ayudándose de sus dos cinchas independientes. Colocar la ortesis sobre la zona a la altura correcta para su utilización, ubicando su almohadilla de material viscoelástico sobre el Tendón de Aquiles y la otra sobre la zona de flexión del empeine. Pasar el LIF132 Lifter Elástico de tracción a través del LIF131 Lifter Soporte de tracción y posteriormente a través de las guías del Soporte antiequino tibial. Ajustar los velcros de los extremos para regular la flexión dorsal. Por último, fijar la pinza del LIF133 Elástico de control al zapato y pasar el elás-

tico a través de la trabilla/guía y regular. En el caso de utilizar el LIF101 Lifter Soporte de Antepié, éste sustituye al LIF131 Lifter Soporte de tracción. En caso de utilizar LIF141Lifter ganchos de tracción: introducir los ganchos por los ojales del calzado y pasar por ellos LIF132 Lifter elástico de tracción. LIF500 Lifter Braquial y LIF600 Lifter braquial antebrazo: posicionar la hombrera y fijarla con la cincha pasándola alrededor del tórax y dejando la almohadilla de apoyo bajo la axila contralateral. Ajustar. Cerrar el posicionador del brazo alrededor del mismo. Colocar la codera / soporte de antebrazo y ajustar mediante velcro. Pasar las cinchas a través de las hebillas uniendo la codera / soporte de antebrazo a la hombrera tanto por la parte anterior como por la posterior. Traccionar hasta notar la suspensión del brazo. Si es necesario fijar el tirante de control posicionador de la rotación fijándolo a la hombrera y a la codera / soporte antebrazo. Las prendas deben utilizarse siguiendo estrictamente las indicaciones del facultativo o técnico especializado. Si se produjese alguna reacción alérgica retirar el producto y consultar con el médico prescriptor. Colocar de tal manera que la compresión no sea excesiva. En caso de duda en la elección de la talla optar por la talla mayor. Utilizar únicamente durante períodos de inactividad. No exponer la prenda a una llama o fuente de calor a temperaturas muy elevadas. Guardar a temperatura ambiente, preferentemente en el envase de origen. Garantía dentro del marco de las disposiciones legales.

Precauciones
Signa las indicaciones del fabricante para una correcta colocación de la ortesis. Signa las indicaciones o recomendaciones del prescriptor o del personal sanitario. Para una adaptación personalizada, consulte a un especialista. Si existe dolor de manera continuada, es aconsejable contactar con un profesional sanitario.

Lavado y mantenimiento
Lavar a mano con agua tibia (máximo 30°) y jabón neutro. Durante el lavado, si la prenda dispone de velcros, éstos se deben pegar entre sí o mantenerlos cerrados. Secar a temperatura ambiente. No tienda ni planche la prenda. El contacto con pomadas, cremas, alcoholes y disolventes puede deteriorar la prenda.

Notificación de calidad
Todos los materiales utilizados han sido testados, cumplen con la normativa europea aplicable, son de alta calidad y ofrecen la máxima seguridad y comodidad durante su utilización. Certificado Öko-Text Standard 100: Etiquetado ecológico textil concedida tras la realización de un catálogo de criterios de análisis que garantiza la ausencia de sustancias perjudiciales para la salud. Certifica la ausencia de sustancias nocivas en todos los materiales con los que está confeccionada una prenda.

Indicaciones
El producto debe ser adaptado por el Técnico Ortopédico o por el facultativo de forma individualizada para cada paciente. La correcta elección de la talla es fundamental para conseguir la máxima eficacia del tratamiento así como prolongar la vida útil de la prenda. LIF100: Introducir el LIF131 Lifter Lengüeta de tracción entre la lengüeta y la cordonera del zapato. Posteriormente ajustar el Soporte antiequino tibial ayudándose de sus dos cinchas independientes. Colocar la ortesis sobre la zona a la altura correcta para su utilización, ubicando su almohadilla de material viscoelástico sobre el Tendón de Aquiles y la otra sobre la zona de flexión del empeine. Pasar el LIF132 Lifter Elástico de tracción a través del LIF131 Lifter Soporte de tracción y posteriormente a través de las guías del Soporte antiequino tibial. Ajustar los velcros de los extremos para regular la flexión dorsal. Por último, fijar la pinza del LIF133 Elástico de control al zapato y pasar el elás-

tico a través de la trabilla/guía y regular. En el caso de utilizar el LIF101 Lifter Soporte de Antepié, éste sustituye al LIF131 Lifter Soporte de tracción. En caso de utilizar LIF141Lifter ganchos de tracción: introducir los ganchos por los ojales del calzado y pasar por ellos LIF132 Lifter elástico de tracción. LIF500 Lifter Braquial y LIF600 Lifter braquial antebrazo: posicionar la hombrera y fijarla con la cincha pasándola alrededor del tórax y dejando la almohadilla de apoyo bajo la axila contralateral. Ajustar. Cerrar el posicionador del brazo alrededor del mismo. Colocar la codera / soporte de antebrazo y ajustar mediante velcro. Pasar las cinchas a través de las hebillas uniendo la codera / soporte de antebrazo a la hombrera tanto por la parte anterior como por la posterior. Traccionar hasta notar la suspensión del brazo. Si es necesario fijar el tirante de control posicionador de la rotación fijándolo a la hombrera y a la codera / soporte antebrazo. Las prendas deben utilizarse siguiendo estrictamente las indicaciones del facultativo o técnico especializado. Si se produjese alguna reacción alérgica retirar el producto y consultar con el médico prescriptor. Colocar de tal manera que la compresión no sea excesiva. En caso de duda en la elección de la talla optar por la talla mayor. Utilizar únicamente durante períodos de inactividad. No exponer la prenda a una llama o fuente de calor a temperaturas muy elevadas. Guardar a temperatura ambiente, preferentemente en el envase de origen. Garantía dentro del marco de las disposiciones legales.

Precauciones
Signa las indicaciones del fabricante para una correcta colocación de la ortesis. Signa las indicaciones o recomendaciones del prescriptor o del personal sanitario. Para una adaptación personalizada, consulte a un especialista. Si existe dolor de manera continuada, es aconsejable contactar con un profesional sanitario.

Lavado y mantenimiento
Lavar a mano con agua tibia (máximo 30°) y jabón neutro. Durante el lavado, si la prenda dispone de velcros, éstos se deben pegar entre sí o mantenerlos cerrados. Secar a temperatura ambiente. No tienda ni planche la prenda. El contacto con pomadas, cremas, alcoholes y disolventes puede deteriorar la prenda.

Szanowny Kliencie, dziękujemy za zaufanie, umieszczonym w produkcie EMO. Picking nawiasów kolana podnosnik linii nabył produkt wysokiej jakości i wysokiego poziomu lekarz sanitarny. Instrukcje te należy dokładnie przeczytać. W razie wątpliwości skontaktuj się z lekarzem lub specjalistycznym sprzedawcą.

Regulamin
Wyrob medyczny jest zgodny z rozporządzeniem (UE) 2017/745 Parlamentu Europejskiego i Rady ds. Wyrobów Medycznych i odpowiednie przepisy krajowe. Wyrob medyczny klasy I, niejadowy, bez funkcji pomiarowej.

Opis i charakterystyka
Wsparcie kostki Foot Lifter LIF100 do leczenia zniekształcenia w porażeniu wiotkie, bez odchyleń w szpatawej. Stały rozwój materiałów i technologii pozwoliły na zaprojektowanie Lifter nowoczesne wzornictwo, funkcjonalność i prostotę, efektywność. Wszelkoność: porażenie wiotkie i bez odchyleń Varus. Lekki: ściąganie stawu barkowego rozciąganie, unikając problemów mięśniowych i nerwowych. Kompensacja reguluje obrót wewnętrzny i zewnętrzny obrót potrzebny dzięki ściąganiu pozycjonowania. Zapobiega ból i wspólnie nadwrażliwość.

Wskazania
Podnoszenie stopki LIF100 kostki Wsparcie: po kolana w porażeniu wiotkie koni i bez odchyleń z szpatawścią. Podnosnik podnosnik LIF600 LIF500 ramie ramie i przedramię: porażenie po udarze mózgu, urazy kończyn górnychneurologiczne, urazy mózgu, czaszki, uszkodzenie spłotu ramennego z paralizu i ramienia urazów nerwów obwodowych, zwiotczenie i bolesnego barku i ramienia ruchu po porażeniu. Wsparcie Akcesoria LIF100 kostki stop Wsparcie przodostopia podnosnik LIF101: Wsparcie przodostopia, który umożliwia korzystanie z Foot atletyczne bez butów. Adaptacją regulacji i mikro-rzep. Rozmiary: S: 17-19 M 19-22 L: 22-26 XL: 26-30. Contour przedniej części stopy. Strony: prawej i lewej. LIFTER LIF131 końcówka (2 szt.) Jeden rozmiar. Podnosnik traktacji LIF132 Elastic (1 jednostka S - M : 14-22 L-XL: 22-30 podnosnik elastyczna stawu skokowego Contour Kontrola LIF133 Jeden rozmiar.

Instrukcje dla użytkownika i montażu
Produkt musi być dostosowany przez protetyka lub przez lekarza indywidualnie dla każdego pacjenta. Właściwy wybór rozmiaru jest niezbędny dla maksymalnej skuteczności leczenia i przedłużyć żywotność odzieży. LIF100: Wpisz końcówkę LIF131 podnosnik między językiem i buta Cordonera. Następnie dostosuj paski do kształtu stopy pomagając dwóm niezależnym pasom. Umieść klamrę na obszarze, do odpowiedniej wysokości do użytku, kładąc pad materiału lepkosprężystego na ścięgna Achillesa i inne na podbiciu ramienia i barku w ugiętej pozycji. Umożliwia on umieszczenie klamry przez pacjenta z jednego wzroku. Hand. The ułatwia pacjentowi uszytywniający maksymalną funkcjonalność i swobodę ruchów ramienia. Wykonana z oddychającej Soft. S (23 cm - 28 cm.); M (28 cm - 34 cm.). L (34 cm. - 40 cm.). (Kontur biceps) LIF600 podnosnik przedramię ramie Urządzenie Orthotic obejmujące wsparcie pod ramie zawierający wsparcie przedramienia i dołączający

Precauciones
Signa las indicaciones del fabricante para una correcta colocación de la ortesis. Signa las indicaciones o recomendaciones del prescriptor o del personal sanitario. Para una adaptación personalizada, consulte a un especialista. Si existe dolor de manera continuada, es aconsejable contactar con un profesional sanitario.

Lavado y mantenimiento
Lavar a mano con agua tibia (máximo 30°) y jabón neutro. Durante el lavado, si la prenda dispone de velcros, éstos se deben pegar entre sí o mantenerlos cerrados. Secar a temperatura ambiente. No tienda ni planche la prenda. El contacto con pomadas, cremas, alcoholes y disolventes puede deteriorar la prenda.

zestaw pasków na rzep regulacja oznacza mikro. Wkładka zawiera rżnię ze sztywnego tworzywa sztucznego, aby poprawić funkcję masy brzo.La podokietnika trakcyjnego / zawiesznie wytwarza się przez dwa paski. Ponadto ma ona pozycję drążka regulacyjnego umieszczenia ramienia i barku w żądanym położeniu. Specjalnie zaprojektowane dla pacjentów, którzy utrzymują pewną kontrolę biceps mobilności. Umożliwia umieszczenie klamry przez pacjenta przy użyciu jednej ręki. Konstrukcja klamra ułatwia pacjentowi maksymalną funkcjonalność i swobodę ruchów ramienia. Wykonana z oddychającej Soft. S (23 cm - 28 cm.); M (28 cm - 34 cm).. L (34 cm. - 40 cm). (Kontur biceps)

Efekty LIF500 i LIF600
Wspiera ciężar ramienia się koaptacji stawu barkowego. Stabilizuje staw barkowy i uwolnienie kontroli funkcjonalności nadwrażliwości rotacji wewnętrznej. Previene reset i torki i ściąganie stawu barkowego rozciąganie, unikając problemów mięśniowych i nerwowych. Kompensacja reguluje obrót wewnętrzny i zewnętrzny obrót potrzebny dzięki ściąganiu pozycjonowania. Zapobiega ból i wspólnie nadwrażliwość.

Wskazania
Podnoszenie stopki LIF100 kostki Wsparcie: po kolana w porażeniu wiotkie koni i bez odchyleń z szpatawścią. Podnosnik podnosnik LIF600 LIF500 ramie ramie i przedramię: porażenie po udarze mózgu, urazy kończyn górnychneurologiczne, urazy mózgu, czaszki, uszkodzenie spłotu ramennego z paralizu i ramienia urazów nerwów obwodowych, zwiotczenie i bolesnego barku i ramienia ruchu po porażeniu. Wsparcie Akcesoria LIF100 kostki stop Wsparcie przodostopia podnosnik LIF101: Wsparcie przodostopia, który umożliwia korzystanie z Foot atletyczne bez butów. Adaptacją regulacji i mikro-rzep. Rozmiary: S: 17-19 M 19-22 L: 22-26 XL: 26-30. Contour przedniej części stopy. Strony: prawej i lewej. LIFTER LIF131 końcówka (2 szt.) Jeden rozmiar. Podnosnik traktacji LIF132 Elastic (1 jednostka S - M : 14-22 L-XL: 22-30 podnosnik elastyczna stawu skokowego Contour Kontrola LIF133 Jeden rozmiar.

Instrukcje dla użytkownika i montażu
Produkt musi być dostosowany przez protetyka lub przez lekarza indywidualnie dla każdego pacjenta. Właściwy wybór rozmiaru jest niezbędny dla maksymalnej skuteczności leczenia i przedłużyć żywotność odzieży. LIF100: Wpisz końcówkę LIF131 podnosnik między językiem i buta Cordonera. Następnie dostosuj paski do kształtu stopy pomagając dwóm niezależnym pasom. Umieść klamrę na obszarze, do odpowiedniej wysokości do użytku, kładąc pad materiału lepkosprężystego na ścięgna Achillesa i inne na podbiciu ramienia i barku w ugiętej pozycji. Umożliwia on umieszczenie klamry przez pacjenta z jednego wzroku. Hand. The ułatwia pacjentowi uszytywniający maksymalną funkcjonalność i swobodę ruchów ramienia. Wykonana z oddychającej Soft. S (23 cm - 28 cm.); M (28 cm - 34 cm.). L (34 cm. - 40 cm.). (Kontur biceps) LIF600 podnosnik przedramię ramie Urządzenie Orthotic obejmujące wsparcie pod ramie zawierający wsparcie przedramienia i dołączający

LIF131. Podczas korzystaniahakami LIF141 podnosnik: Wpisz haki do oczka obuwia i przekazać im LIF132 podnosnik elastyczną traktację. Podnosnik podnosnik LIF600 LIF500 ramie ramie i przedramię: umieść podkładkę i zabezpieczyć pasek przechodząc wokół klatki piersiowej i pozostawiając wsparcie dla w przeciwną pachy. Dostosuj. Zamknij ramie pozycjonowania wokół niego. Umieść nawiasów / wsparcia przedramienia i regulowane na rzep. Przekoś pasy poprzez klamer łączącychramię klamra / wsparcia na ramieniu zarówno z przodu jak i z tyłu. Traccioner zauważający wahacz. W razie potrzeby ustawić rotację pozycjoner mocującą drążek sterujący do wsparcia pod / przedramię ramie i torkie.

Odzież należy stosować ściśle według zaleceń lekarza lub technika. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej usunięcia produktu i skonsultować się z lekarzem. Ustawione tak, że kompresja nie jest zbyt duża. W przypadku wątpliwości przy wyborze rozmiaru wybrać większy rozmiar. Używany tylko w okresachaktywności. Nie narażać odzieży do ognia lub źródła ciepła w bardzo wysokich temperaturach. Zachowywać w temperaturze pokojowej, najlepiej w oryginalnym opakowaniu. Gwarantuje w ramachprzepisów prawa.

Środki ostrożności
Postępuj zgodnie ze wskazówkami producenta dotyczącymi prawidłowego umieszczenia ortazy. Postępuj zgodnie z instrukcjami lub zaleceniami lekarza lub personelu medycznego. Aby uzyskać spersonalizowaną adaptację, skonsultuj się ze specjalistą. W przypadku ciągłego bólu wskazane jest skontaktowanie się z lekarzem.

Mycie i konserwacja
Prac ręcznie w ciepłej wodzie (30 °) maksymalną i neutralnym mydłem. Podczas prania, jeśli ubiór ma Velcro, muszą być ze sobą sklejone lub zachować je zamknięte. Na sucho w temperaturze pokojowej. Nie należy przechowywać ani prasować ubrania. Kontakt z maści, kremów, alkohole i rozpuszczalniki mogą uszkodzić odzież.

Certyfikaty jakości
Wszystkie użyte materiały zostały przetestowane, są zgodne z odpowiednimi normami europejskimi są wysokiej jakości i oferują maksymalny komfort i bezpieczeństwo podczas użytkowania. Öko-Text Standard 100: Tekstylna oznakowanie ekologiczne przyznane po zakończeniu katalogu kryteriów analizy, która gwarantuje brak substancji szkodliwych dla zdrowia. Potwierdza brak szkodliwych substancji we wszystkich materiałach, które ubranie jest wykonane.

Ogłoszenie
Aby zutilizować produkt, użyj pojemnika na odpady stałe. Dla użycia pojemnika w zależności o ci od tego samego materiału, użyj pojemnika z pojemnik papierowy / tekturowy lub plastikowy. Na wszystkie przypadki muszą być ściśle przestrzegane przepisy krajowe. Każdy incydent poważna koniec- zność związana z produktem powiadomić producenta i odpowiednie władze właściwy organ państwa członkowskiego, w którym użytkownik i/ub pacjent są ustalone.

Szanowny Kliencie, dziękujemy za zaufanie, umieszczonym w produkcie EMO. Picking nawiasów kolana podnosnik linii nabył produkt wysokiej jakości i wysokiego poziomu lekarz sanitarny. Instrukcje te należy dokładnie przeczytać. W razie wątpliwości skontaktuj się z lekarzem lub specjalistycznym sprzedawcą.

Regulamin
Wyrob medyczny jest zgodny z rozporządzeniem (UE) 2017/745 Parlamentu Europejskiego i Rady ds. Wyrobów Medycznych i odpowiednie przepisy krajowe. Wyrob medyczny klasy I, niejadowy, bez funkcji pomiarowej.

Opis i charakterystyka
Wsparcie kostki Foot Lifter LIF100 do leczenia zniekształcenia w porażeniu wiotkie, bez odchyleń w szpatawej. Stały rozwój materiałów i technologii pozwoliły na zaprojektowanie Lifter nowoczesne wzornictwo, funkcjonalność i prostotę, efektywność. Wszelkoność: porażenie wiotkie i bez odchyleń Varus. Lekki: ściąganie stawu barkowego rozciąganie, unikając problemów mięśniowych i nerwowych. Kompensacja reguluje obrót wewnętrzny i zewnętrzny obrót potrzebny dzięki ściąganiu pozycjonowania. Zapobiega ból i wspólnie nadwrażliwość.

Wskazania
Podnoszenie stopki LIF100 kostki Wsparcie: po kolana w porażeniu wiotkie koni i bez odchyleń z szpatawścią. Podnosnik podnosnik LIF600 LIF500 ramie ramie i przedramię: porażenie po udarze mózgu, urazy kończyn górnychneurologiczne, urazy mózgu, czaszki, uszkodzenie spłotu ramennego z paralizu i ramienia urazów nerwów obwodowych, zwiotczenie i bolesnego barku i ramienia ruchu po porażeniu. Wsparcie Akcesoria LIF100 kostki stop Wsparcie przodostopia podnosnik LIF101: Wsparcie przodostopia, który umożliwia korzystanie z Foot atletyczne bez butów. Adaptacją regulacji i mikro-rzep. Rozmiary: S: 17-19 M 19-22 L: 22-26 XL: 26-30. Contour przedniej części stopy. Strony: prawej i lewej. LIFTER LIF131 końcówka (2 szt.) Jeden rozmiar. Podnosnik traktacji LIF132 Elastic (1 jednostka S - M : 14-22 L-XL: 22-30 podnosnik elastyczna stawu skokowego Contour Kontrola LIF133 Jeden rozmiar.

Instrukcje dla użytkownika i montażu
Produkt musi być dostosowany przez protetyka lub przez lekarza indywidualnie dla każdego pacjenta. Właściwy wybór rozmiaru jest niezbędny dla maksymalnej skuteczności leczenia i przedłużyć żywotność odzieży. LIF100: Wpisz końcówkę LIF131 podnosnik między językiem i buta Cordonera. Następnie dostosuj paski do kształtu stopy pomagając dwóm niezależnym pasom. Umieść klamrę na obszarze, do odpowiedniej wysokości do użytku, kładąc pad materiału lepkosprężyst

