

プッシュスポーツ・ニーブレースは、膝関節サイドのリーフスプリングヒンジによって膝をサポートするたいへん快適なスポーツウェアです。膝の曲げ伸ばし運動に制限せずに、膝関節が横方向に動くのを防止します。ニーブレースは膝関節を覆う形のバンドで特徴があり、これが膝の動きを助けて、膝関節を安定させます。完璧に膝にフィットし、クッションパッドが付いているため、ブレースがスリッパすることがありません。スリムな軽量素材でできているために発汗がなく、ブレースが汗ばむこともありません。プッシュスポーツ・ニーブレースは、支持部はすべてもスレンジャーデザインになっているので、普通のズボンの中に着穿することができます。リーフスプリングヒンジも注意深く隠れるように設計されているので、ブレースはコンタクトスポーツでも問題なく使用することができます。ご購入の場合には、販売店にお問い合わせいただくか、info@push.eu~電子メールでご連絡ください。

プッシュスポーツ・ニーブレースはどのようなときに使用すればよいですか？

スポーツをしている間に膝関節の周りにサポートと適度な圧迫があればと考えることがあふと思います。そのようなときには、プッシュスポーツ・ニーブレースが恰好な選択になります。

ブレースはまた、朝帯の損傷や半月板の手術の後で違和感が残るような場合にも使用できます。あるいは、回転や反転を繰り返し必要とするようなスポーツのように、膝に大きな負担がかかる場合にも使用することができます。

適応症

- 不安定な感じがあるとき
- 二次的な朝帯損傷に伴って不安定感が残るとき
- 膝が少し不安定な関節症
- 半月板を損傷しているとき
- 膝蓋大腿部痛候群

禁忌

- プッシュスポーツ・ニーブレースを装着しない方がよいような障害は知られていません。

注意事項

ブレースをきつく装着しすぎないようにしてください。適切な適応に対してのみブレースを使用してください。プッシュスポーツ・ブレースを適切に使用するには、医師または療法士による診断が必要になる場合があります。痛みは常に警告のサインとなります。原因が不明確なままに痛みや違和感が続く場合には、ホムドクター=理学療法士、またはスポーツマッサージセラピストにご相談することをお勧めします。

プッシュスポーツ膝装具は、軽度から中度までの不安定性が残る場合に、横方向のサポートを提供します。

場合によっては、装具が他の脚に接触することがあります。不快感がある場合は、関連部を覆うパッドを替用することをお勧めします。

プッシュブレースは、無痛の皮膚ケアに役立ちます。目的で設計されています。皮膚に傷がある場合には、まず適切な材料で覆う必要があります。

最適な性能で使用するには、適切なサイズを選択する必要があります。購入する前に身に付けてサイズを確認することをお勧めします。オンラインで購入する場合は、必ず適切な返品サービスがあることを確認してください。販売代理店の専門スタッフが、プッシュブレースを装着する最適な方法を説明します。この製品情報は、安全な場所に保管して、装着方法について必要ときにいつでも参照できるようにしてください。

コンポーネントや縫い目に摩耗や劣化の兆候がないかどうか、使用前に毎回プッシュスポーツ・ブレースをチェックしてください。プッシュスポーツ・ブレースの最適な性能は、製品が全く損傷していない場合にのみ保証されます。

医療機関に関する規制制2017/745の枠組み内にある場合、お客様は製品に関連する重大な事故について製造業者およびお客様が所在する加盟国の所管官庁に報告しなければなりません。

特性

ニーブレースは、膝のどちらの面に対しても、リーフスプリングヒンジによる方法で膝をサポートし、膝の自然な曲げ伸ばしを可能にします。

このタイプの（非軸）ヒンジを使用することで、スポーツ実践中も何ら制限を受けることなく、膝関節に優れた安定性がもたらされます。ブレースに含まれたU型のパッドには膝当てが含まれ、膝頭の安定性をもたらします。

装着部位の測定

エルボーブレースには利用できるサイズが4つあり、いずれも左右両側に汎用性を利用してすることができます。膝下の周囲全体を測定して、ご自分に合ったブレースサイズを選んでください。

サイズの正しさを確認するために、使用前に必ず装具を試してみてください

コンポーネントや縫い目に摩耗や劣化の兆候がないかどうか、使用前に毎回プッシュスポーツ・ブレースをチェックしてください。プッシュスポーツ・ブレースの最適な性能は、製品が全く損傷していない場合にのみ保証されます。

医療機関に関する規制制2017/745の枠組み内にある場合、お客様は製品に関連する重大な事故について製造業者およびお客様が所在する加盟国の所管官庁に報告しなければなりません。

特性

ニーブレースは、膝のどちらの面に対しても、リーフスプリングヒンジによる方法で膝をサポートし、膝の自然な曲げ伸ばしを可能にします。

このタイプの（非軸）ヒンジを使用することで、スポーツ実践中も何ら制限を受けることなく、膝関節に優れた安定性がもたらされます。ブレースに含まれたU型のパッドには膝当てが含まれ、膝頭の安定性をもたらします。

装着部位の測定

エルボーブレースには利用できるサイズが4つあり、いずれも左右両側に汎用性を利用してすることができます。膝下の周囲全体を測定して、ご自分に合ったブレースサイズを選んでください。

サイズの正しさを確認するために、使用前に必ず装具を試してみてください

コンポーネントや縫い目に摩耗や劣化の兆候がないかどうか、使用前に毎回プッシュスポーツ・ブレースをチェックしてください。プッシュスポーツ・ブレースの最適な性能は、製品が全く損傷していない場合にのみ保証されます。

医療機関に関する規制制2017/745の枠組み内にある場合、お客様は製品に関連する重大な事故について製造業者およびお客様が所在する加盟国の所管官庁に報告しなければなりません。

特性

ニーブレースは、膝のどちらの面に対しても、リーフスプリングヒンジによる方法で膝をサポートし、膝の自然な曲げ伸ばしを可能にします。

このタイプの（非軸）ヒンジを使用することで、スポーツ実践中も何ら制限を受けることなく、膝関節に優れた安定性がもたらされます。ブレースに含まれたU型のパッドには膝当てが含まれ、膝頭の安定性をもたらします。

装着部位の測定

エルボーブレースには利用できるサイズが4つあり、いずれも左右両側に汎用性を利用してすることができます。膝下の周囲全体を測定して、ご自分に合ったブレースサイズを選んでください。

サイズの正しさを確認するために、使用前に必ず装具を試してみてください

コンポーネントや縫い目に摩耗や劣化の兆候がないかどうか、使用前に毎回プッシュスポーツ・ブレースをチェックしてください。プッシュスポーツ・ブレースの最適な性能は、製品が全く損傷していない場合にのみ保証されます。

医療機関に関する規制制2017/745の枠組み内にある場合、お客様は製品に関連する重大な事故について製造業者およびお客様が所在する加盟国の所管官庁に報告しなければなりません。

特性

ニーブレースは、膝のどちらの面に対しても、リーフスプリングヒンジによる方法で膝をサポートし、膝の自然な曲げ伸ばしを可能にします。

このタイプの（非軸）ヒンジを使用することで、スポーツ実践中も何ら制限を受けることなく、膝関節に優れた安定性がもたらされます。ブレースに含まれたU型のパッドには膝当てが含まれ、膝頭の安定性をもたらします。

装着部位の測定

エルボーブレースには利用できるサイズが4つあり、いずれも左右両側に汎用性を利用してすることができます。膝下の周囲全体を測定して、ご自分に合ったブレースサイズを選んでください。

サイズの正しさを確認するために、使用前に必ず装具を試してみてください

コンポーネントや縫い目に摩耗や劣化の兆候がないかどうか、使用前に毎回プッシュスポーツ・ブレースをチェックしてください。プッシュスポーツ・ブレースの最適な性能は、製品が全く損傷していない場合にのみ保証されます。

医療機関に関する規制制2017/745の枠組み内にある場合、お客様は製品に関連する重大な事故について製造業者およびお客様が所在する加盟国の所管官庁に報告しなければなりません。

特性

ニーブレースは、膝のどちらの面に対しても、リーフスプリングヒンジによる方法で膝をサポートし、膝の自然な曲げ伸ばしを可能にします。

このタイプの（非軸）ヒンジを使用することで、スポーツ実践中も何ら制限を受けることなく、膝関節に優れた安定性がもたらされます。ブレースに含まれたU型のパッドには膝当てが含まれ、膝頭の安定性をもたらします。

装着部位の測定

エルボーブレースには利用できるサイズが4つあり、いずれも左右両側に汎用性を利用してすることができます。膝下の周囲全体を測定して、ご自分に合ったブレースサイズを選んでください。

KOLENNÍ ORTÉZA PUSH SPORTS

Kolenní ortéza Push Sports je velmi pohodlná sportovní ortéza, která pomoci postranních závěsů tvořených listovými prvy podpírá kolenní kloub ze stran. Zabraňuje pohyblým kloubu do stran, a přitom nepřekážá kolenu při ohybu nebo natahování. Kolení ortéza je vybavena speciální výstelkou ve tvaru písmene „U“ umístěnou kolem česky, která vyvíjí tlak na kolenní šlachy a zabraňuje je stabilizaci česky. Dokonale padnoucí design společně s výborné přínavou vrchní části zabraňují skouznutí ortézy z kolena dolů. Tenký lehký materiál odvádí pot, a tím zabraňuje nepřijímání potu vlnkosti. Přeslédá má kolení ortéza Push Sports mnozívolný podpůrný prvek, zůstává designem velmi štíhlý, což umožňuje nošení pod běžnými kalhotami. Postranní závěsy z listových prvků jsou velmi pevně chráněny, takže ortéza může být bezpečně používána při kontaktních sportech. Pokud máte jakékoliv dotazy, obraťte se laskavě na svého prodejce nebo nám zašlete e-mail na adresu: info@push.eu.

KDY POUŽÍVAT KOLENNÍ ORTÉZY PUSH SPORTS?
Potřebujete během svých sportovních aktivit podporu a pohodlný tlak kolem kolenního kloubu? Kolení ortéza Push Sports je potom správnou volbou.

Ortése se používá také v případě přetrvalivějších obtíží po zraněních vazů nebo po operacích menisku. A také tam, kde je koleno vystavováno velkému nátlaku, v těch druzích sportu, kde je nutná opakovaná rotace nebo obrátý.

INDIKACE

- Pocit nestability
- Přetrvalivější nestabilita následkem zranění postranních vazů
- Resttková nestabilita po uszkodzeniu więzadła poboczego
- Artroza s mírnou nestabilitou
- V případě zranění menisku
- Uszkodzenie ligamentu
- Syndrom patellofemorální bolesti
- Zespół rzekpowo-udowy

KONTRAINDIKACE

- Nejsou známy žádné pouchy, při kterých by kolení ortéza Push Sports neměla být používána.

UPOZORNĚNÍ

- Ubezpečte se, že ortéza není příliš utažená. Používejte ortézu na základě příslušné indikace. Správné použití ortézy Push Sports může vyžadovat stanovení diagnózy lékařem nebo terapeutem. Bolest je vždy varovným signálem. Pokud přetrvávají bolesti nebo pociťte bez jasné příčiny, doporučujeme vám navštívit vašeho praktického lékaře, fyzioterapeuta nebo sportovního maséra.

- Kolení ortéza Push Sports poskytuje boční oporu vodorou při menší až střední (reziiduální) nestabilitě.

V některých případech se může ortéza dotýkat druhé nohy. Sportovním, jímž je to nepřímé, radíme, aby nosili kalhoty překrývající dotčenou oblast.

Ortély Push Sports jsou určeny k nošení na nepoškozené pokožce. Poškozenou pokožku je třeba nejprve zakryt vhodným materiálem.

Optimální funkčnosti je možné dosáhnout pouze při použití správné velikosti. Před nákupem si ortély tedy ideálně můžete vyzkoušet a vybrat správnou velikost. V případě nátlaku nebo vředy ujistěte, že obchod poskytuje dobré služby při vracení zboží. Správné nasazení ortély Push Sports vám vysvětlí odborný personál v prodeji. Doporučujeme, abyste si tyto informace o výrobku uchovali na bezpečném místě a měli tak možnost si přečíst pokyny k nasazení ortély, kdykoliv budete třeba.

Před každým použitím ortézy Push Sports zkontrolujte, zda nejvíte známky opotřebení či státní materiálu jednotlivých součástí nebo švů. Ortéza Push Sports poskytuje správnou funkčnost, pouze pokud není výrobek žádným způsobem poškozen.

V rámci nařízení EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích musí uživatel ohlásit jakoukoliv závažnou nežádoucí příhodu týkající se produktu výrobci a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém uživatel sídlí.

VÝHODY VÝROBKU

Kolení ortéza podpírá koleno speciálním způsobem pomocí lehkých, ale velice silných závěsů z listových prvků po obou stranách kolena. Tyto závěsy sledují přirozené ohybové pohyby kolena. Použitím tohoto typu (bezosových) závěsů poskytuje vynikající mediálnílaterální stabilizaci kolenního kloubu, aniž by docházelo k jakémukoli omezení v průběhu sportovních aktivit. Výstelka ve tvaru písmene „U“ uzavírá česku a přispívá k její stabilizaci.

MEŘENÍ

Kolení ortéza je k dispozici ve čtyřech velikostech univerzálně použitelných pro levou i pravou stranu. Správnou velikost ortézy určte na základě změnání celého obvodu výška třet pod koleno. Doporučujeme, abyste ortély vždy před použitím vyzkoušeli, a tak zajistili, že jde o správnou velikost.

UPEVNĚNÍ

Rozepněte dva suché zipy.

① Přetáhnete ortély přes koleno, tak aby výstelka uzavírala česku. Abyste dosáhli správné úrovně podpory, je důležité, aby výstelka obepínala česku těsně. Dejte prosím pozor, aby se spodní okraj ortély neshnul domívat.

② Uzávěte horní zapínání zajištěním suchým zipem tak, abyste kolem stehna pociťovali tlak, který vám je příjemný.

③ Uzávěte spodní zapínání zajištěním suchým zipem tak, abyste pod kolénem pociťovali tlak, který vám je příjemný.

pushsports.eu/knee-brace/applying

Podrobnosti o distributorovi ve vaší zemi naleznete na stránkách www.push.eu/distributors

POKYNY PRO PRACÍ/ÚDRŽBA

Je důležité ortély pravidelně prát dle příslušných pokynů. Zlepšete tak hygienu a maximálně prodloužíte životnost ortély. Ortély je možné prát v uce nebo při teplotách do 30 °C na program pro jemné prádlo. Před praním zapněte suchý zip, abyse ochránil ortély i ostatní prádlo. Nepoužívejte bělicí prostředky. Po výprání nechte ortély na vzduchu volně vysušit (ne v blízkosti tepla). Nepoužívejte ortély na sušičce prádla). Nikdy neschludíte vlhkou ortély, vždy ji nechte nejprve zcela vyschnout.

DŮLEŽITÉ

Kolení ortéza není zamýšlena jako náhrada kolenního chrániče. Sportovní používající kolenní chrániče je mohou nosit přes ortély.

ORTEZA KOLANA PUSH SPORTS

Orteza kolana Push Sports to niezwykle komfortowa ortęza sportowa, która wzmacnia staw kolanowy za pomocą specjalnych zawieszów umieszczonych po bokach stawu kolanowego. Przeciwdziała to ruchom stawu kolanowego w kierunkach bocznych, bez ograniczania ruchomości stawu w zakresie zginania i prostowania. W ortęzie tej wokół rzepki została zastosowana pelota w kształcie litery U, która wywiera nacisk na ścięgno więzadła rzepki i przyczynia się do stabilizacji rzepki. Właściwe dopasowanie anatomiczne oraz silikonowa pelka na górnym brzegu gwarantują, że ortęza pozostaje na właściwym miejscu. Ciężka tkanina odprowadza wilgoć, przez co ortęza nie sprawia wrażenia przepcoennej. Pomimo elegantnego wyglądu jest bardzo wygodna, co umożliwia nośnię pod bieżnymi kalhotami. Postronny zawęsy z listowych prwków jsou velmi pevně chráněny, takže ortéza může být bezpečně používána při kontaktních sportech. Pokud máte jakékoliv dotazy, obraťte se laskavě na svého prodejce nebo nám zašlete e-mail na adresu: info@push.eu.

KIEDY STOSOWAĆ ORTEZĘ KOLANA PUSH SPORTS?
Potrzebujesz wzmacnienia kolana i uczucia komfortowego ucisku wokół stawu kolanowego podczas uprawiania sportu? W przypadku kolana Push Sports to dobry wybór.

Można stosować ją w przypadku dolegliwości reumatycznych po uszkodzeniu więzadła lub operacji ligamentu. I także tam, kde je kolano wystawiało wielkiemu nacięciu, w tych druzich sportu, kde jest konieczna powtarzająca się rotacja.

WSKAZANIA

- Ogólna niestabilność stawu kolanowego
- Resttkowa niestabilność po uszkodzeniu więzadła poboczego
- Artroza z lekką niestabilnością
- Uszkodzenie ligamentu
- Zespół rzekpowo-udowy

PRZECIWSKAZANIA

- Nie są znane żadne schorzenia, które stanowiłyby przeciwwskazanie do używania ortęzy kolana Push Sports.

OSTRZEŻENIA

- Upewnij się, że ortęza nie jest zbyt mocno zacisnięta. Używaj ortęzy zgodnie z zaleceniami. Prawidłowe użycie ortęzy Push Sports powinno wymagać postawienia diagnozy przez lekarza lub terapeuta. Ból jest zawsze sygnałem ostrzegawczym. Dlatego przy utrzymywaniu się bólu lub dolegliwościach bez wyraźnej przyczyny zaleca się zasięgnięcie opinii lekarza rodzinnego, fizjoterapeuty lub lekarza sportowego.

W niektórych przypadkach może ortęza dotykać drugiej nocy. Sportowcom, jmiż je to nieprzyjemne, radzimy, aby nosili kalhoty przekrywający dotkniętą obszar.

Ortęzy Push Sports są przeznaczone do noszenia na nieuszkodzonej skórze. Uszkodzoną skórę należy najpierw zabezpieczyć odpowiednim materiałem.

Optymalne funkcjonowanie można osiągnąć tylko poprzez wybór odpowiedniego rozmiaru. W związku z tym zaleca się, aby przed zakupem zmierzyć ortęzy w celu dopasowania rozmiaru. W przypadku zakupu przez Internet zawsze upewnij się, że zapewniono jest odpowiednia możliwość zwrotu. Profesjonalny personel dystrybutor wskaże najlepszy sposób dopasowania ortęzy Push Sports. Zalecamy przechowanie

tych informacji o produkcie w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby można było się z nimi zapoznać przed ponownym użyciem.

Każde użycie ortęzy Push Sports powinno być poprzedzone sprawdzeniem, czy nie pojawiły się przetarcia jej elementów lub szwów. Optymalne działanie ortęzy Push Sports może być zagwarantowane tylko wtedy, kiedy produkt jest w pełni nienaruszony.

W ramach rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych użytkownik musi zgłosić każdy poważny incydent dotyczący produktu producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik ma siedzibę.

SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI

Orteza kolana zapewnia skuteczną wsparcie stawu kolanowego przy użyciu lekkich, ale bardzo wytrzymałych zawieszów po bokach kolana, które nasładowują naturalny ruch zginania kolana. Dzięki zastosowaniu tego rodzaju zawieszów (nieosowych) staw kolanowy jest doskonale ustalibizowany bez ograniczania Twojej aktywności sportowej. Pelota w kształcie litery U zastosowana w ortęzie otacza rzepkę i przyczynia się do jej stabilizacji.

ROZMIARY

Orteza kolana Push Sports jest dostępna w czterech rozmiarach, w wersji uniwersalnej na prawą i lewą nogę. W celu dobrania właściwego rozmiaru ortęzy należy zmierzyć pełny obwód podudzia tuż pod kolaniem.

Zaleca się każdorazowo wypróbowanie ortęzy przed użyciem, aby upewnić się, że rozmiar jest odpowiedni.

ZAKŁADANIE

Rozepnij dwa zaplecia rzepowe.

① Naciągnij ortęzę na kolano do momentu aż pelota obejmie rzepkę. Ważne jest, aby pelota dobrze przylegała do rzepki i zapewniała jej właściwe podparcie. Upewnij się, że dolna krawędź ortęzy nie podwija się do wewnątrz.

② Zapnij górny rzep tak, aby odczuwać komfortowy ucisk wokół górnej części nogi.

③ Zapnij dolny rzep tak, aby odczuwać komfortowy ucisk pod kolaniem.

pushsports.eu/knee-brace/applying

Informacje na temat dystrybutorów w poszczególnych krajach można znaleźć na stronie www.push.eu/distributors

WSKAZÓWKI PRO CYCZĄCE PRANIE KONSERWACJI

By zapewnić odpowiedni poziom higieny i wydłużyc okres używalności ortęzy, należy ją regularnie prać, przestrzegając odpowiednich instrukcji. Ortęzę można prać w prale w programie dla tkanin delikatnych lub ręcznie w temperaturze nie przekraczającej 30 °C. Aby ochronić ortęzy i pozostałe rzeczy, przed praniem zapnij mocowania na rzepy. Nie stosować wybielaczy. Po wypraniu produkt należy wysuszyć na wolnym powietrzu (nie przy użyciu suszarki ani w pobliżu grzejnika). Nigdy nie przechowuj mokrej ortęzy. Zawsze najpierw ją wysusz.

WAŻNE

- Orteza kolana nie zastępuje ochraniacza na kolano. Sportowcy stosujący ochraniacze na kolano mogą je nakładać na ortęze.

PUSH SPORTS KNEE BRACE TÉRDÖRGZÍTŐ

A Push Sports Kneee Brace térdörögztő rendkívül kényelmes sporteszköz, amely a térdízület oldalás részén található, rugalmas fülek segítségével támasztja meg a térdet. Megakadályozza a térdízület oldalirányú mozgását, ugyanakkor a térd hajlítást és nyújtást nem korlátozza. A térdörögztőben egy U alakú betét található a térdkalács körül, amely nyomást fejt ki a térdízületre, így hozzájárul a térdkalács stabilizálásához. A rögzítő lecsúszását a tökéletes illeszkedés és a csúszásmentes felső rész akadályozza meg. Választás, könnyű anyag és a csúszásmentes alsó rész, így megakadályozza a rögzítő ártásait. A térdörögztőnek elcsúszó Push Sports Kneee Brace térdörögztő nagyon vékony, ezért hagyományosan nádrágok alatt is viselhető. Mivel a rugalmas fülek gondosan el vannak rejtve, a rögzítő biztonságosan használható a fizikai érinkezéselőadás sportokhoz is. Amennyiben bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon vizeletelőadóhoz, vagy küldjön e-mailt az info@push.eu címre.

MIKOR HASZNÁLHATÓ A PUSH SPORTS KNEE BRACE TÉRDÖRGZÍTŐ?
A sportolók megátalmazásához és kényelmes nyomásra van szükség a térdízület körül? A Push Sports Kneee Brace térdörögztő jó választás.

A rögzítő abban esetben is használható, ha inszalagcsúrlás vagy meniszkuszoperció után továbbra is panaszoktól szenved. Használható továbbá ismétlődő forgást vagy fordulást igénylő, a térd erőteljes megfeszítéséhez járó sportok esetén is.

JAVALLATOK

- Instabilitás érzése
- Térdizületporidések után visszamaradt instabilitás
- Artrosz enyhe instabilitással
- Vid meniszkusz
- Patellofemorális smártásyndrom
- Meniszkuszcsúrlás esetén
- Patellofemorális fájdalom szindróma

ELLENJAVALLATOK

- Nincs olyan ismert rendellenesség, amelynek fennállása esetén a Push Sports Kneee Brace térdörögztőt nem ajánlatos viselni.

FIGYELMEZTETÉSEK

- Ügyeljen arra, hogy a rögzítő ne legyen túl szoros. A rögzítőt kizárólag a megfelelő jelzések szerint használja. A Push Sports rögzítő megfelelő használatához orvosi vagy terapeuta általi diagnózis szükséges. A fájdalom mindig figyelemztető jel. Ha a fájdalom vagy a panaszok nem múlnak el, és ennek nincs nyilvánvaló oka, ajánlott felkeresnie a háziorvost, fizioterapeutát vagy sportmasszőrt.

A Push Sports Kneee Brace térdörögztő oldalás megátalmazást biztosít, így ideális a kis vagy közepes mértékű (visszamaradt) instabilitás.

Egyes esetekben a térdörögztő hozzájárul a másik lábhoz. A diszkomfortozetet tapasztaló sportolók számára ajánljuk a térdörögztőt, amely fedi a térdízület területét.

A Push Sports rögzítő csak sértetlen bőrfelületen használható. A rögzítő használatát előtt a sértült bőrfelületet megfelelő anyaggal le kell fedni.

A rögzítő akkor működik a leghatékonyabban, ha a megfelelő méretet választja. Éppen ezért lehetőleg vásárlás előtt próbálja fel a rögzítőt, és ellenőrizze a méretét. Internetes vásárlás esetén mindig ellenőrizze, hogy a kereskedő kínál-e megfelelő termékvizsgálási szolgáltatást. A Push Sports rögzítő felhelyezésének módját

a vizeletelőadó szakértői személyezte ismerteti Önnel. Javasljuk, hogy ezt a termékáttekintőztől tárolja biztonságos helyen, hogy szükség esetén megtekinthesse a felhelyezésre vonatkozó utasításokat.

Használat előtt minden alkalommal ellenőrizze, hogy a Push Sports rögzítő részein vagy varráisán nem látszanak-e a kopás vagy az elhasználódás jelei. A Push Sports rögzítő csak akkor tud optimális teljesítményt nyújtani, ha a termék teljesen sértetlen.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) orvostechnikai eszközökről szóló 2017/745 rendeleté szerint a felhasználónak jelenítenie kell a gyártó, illetve a felhasználó lakóhelye szerinti legálisan felelős hatóság felé a termékkel kapcsolatos minden súlyos vártat eseményt.

KÜLÖNLÉGES FUNKCIÓK

Az a térdörögztő speciális módon, rugalmas oldalós fülekkel támasztja meg a térdet, amelyek követik a térd természetes hajlást.

Az ilyen típusú (nem tengelyirányú) fülek kiválóan megátalmazják a térdet, és nem akadályozzák a sportolást. A rögzítőben található U alakú betét korbeárja a térdkalácsot, így hozzájárul annak stabilizálásához.

MÉRETÉK

A Push Sports Kneee Brace térdörögztő négyféle méretben kapható, és egyaránt a bal és a jobb lábra. A megfelelő méretet a lábszár teljes körületének megmérésével (közvetlenül a térd alatt) választhatja meg. A használatát előtt mindig ajánlott kipróbálni a térdörögztőt annak ellenőrzéséhez, hogy a mérete megfelelő-e.

FELHELYEZÉS

Nyissa ki a két lépőzárat.

① Húzza fel a rögzítőt a térdre, amíg a pelota körbe nem zárja a térdkalácsot. A megfelelő megátalmazást az ellenőrzéséhez kényelmes, hogy a páma szorosan illeszkedjen a térdkalács köré. Ügyeljen rá, hogy a térdörögztő alsó széle ne gyűrődjön be a rögzítő alá.

② Ugy lépőzárazza be a felső lépőzárat, hogy kényelmes nyomást érezen a comb körül.

③ Ugy lépőzárazza be a alsó lépőzárat, hogy kényelmes nyomást érezen a térd alatt.

pushsports.eu/knee-brace/applying

Az Ön országához tartozó forgalmazók névsorát a www.push.eu/distributors oldalon találja

WSKAZÓWKI PRO CYCZĄCE PRANIE KONSERWACJI

By zapewnić odpowiedni poziom higieny i wydłużyc okres używalności ortęzy, należy ją regularnie prać, przestrzegając odpowiednich instrukcji. Ortęzę można prać w prale w programie dla tkanin delikatnych lub ręcznie w temperaturze nie przekraczającej 30 °C. Aby ochronić ortęzy i pozostałe rzeczy, przed praniem zapnij mocowania na rzepy. Nie stosować wybielaczy. Po wypraniu produkt należy wysuszyć na wolnym powietrzu (nie przy użyciu suszarki ani w pobliżu grzejnika). Nigdy nie przechowuj mokrej ortęzy. Zawsze najpierw ją wysusz.

WAŻNE

- Orteza kolana nie zastępuje ochraniacza na kolano. Sportowcy stosujący ochraniacze na kolano mogą je nakładać na ortęze.

PUSH SPORTS KNÄSTÖD

Push Sports Knästöd är ett mycket bekvämt sportstöd som stöttar knäet genom bladfädjeredier på sidan av knäleden. Det gör att knäledens rörelser i sidled begränsas, medan knäets böjnings- och sträckningsrörelser inte hindras. Knästödet har en U-formad dyna inbyggd kring knäskålen, som lägger ett tryck på knäsenan och hjälper till att stabilisera knäskålen. Den fina passformen och silikonet på ovansidan gör att stödet inte glider ner. Det tunna och lätta materialet gör borttranspiration, så att stödet inte känns svettigt. Trots sidelenheten har Push Sports Knästöd en mycket smal utformning och passar därför under vanliga byxor. Efteråtens ribbons har tillagts i ordentligt knä stödet utan problem användas även vid kontaktsporter. Kontakta återförsäljaren eller skicka ett e-postmeddelande till info@push.eu om du undrar över näpörning.

NÄR SKAL DU ANVÄNDA PUSH SPORTS KNÄSTÖD?
Behöver du ett extra stöd och ett bekvämt tryck kring knäleden när du idrottat? Då är Push Sports Knästöd ett bra val.

Stödet används vid kvarvarande besvär efter ledbandsskador eller efter meniskskada. Men också om du utövar en sport där knäet belastas hårt genom många vridningar och vändningar.

A rögzítő abban esetben is használható, ha inszalagcsúrlás vagy meniszkuszoperció után továbbra is panaszoktól szenved. Használható továbbá ismétlődő forgást vagy fordulást igénylő, a térd erőteljes megfeszítéséhez járó sportok esetén is.

JAVALLATOK

- Knása av instabilitet
- Kvarvarande instabilitet efter kollateralalligamentskada
- Artros med lätt instabilitet
- Vid meniskskada
- Patellofemoralt smärtasyndrom

KONTRAINDIKATIONER

- Det finns inga kända åkommor som gör att Push Sports Knästöd inte kan eller får användas.

PUNKTER ATT UPPMÄRKSAMMA

- Se till att du inte drar åt stödet för hårt. Kontrollera att du använder stödet för rätt indikasjon. En diagnos av en läkare eller terapeut kan krävas för att Push Sports-stödet ska kunna användas på rätt sätt. Smärta är alltid en varningssignal. Om smärtan inte går över eller om du har besvär utan någon uppenbar anledning, bör du kontakta din läkare, sjukgymnast eller sportmassör.

- Push Sports Knästöd ger ett stöd i sidled som är lämpligt vid lätt till måttligt (resterande) instabilitet.

I vissa fall kan stödet komma i kontakt med det modsatte ben. Ellitesportsövare, som oplever ubehag, rådes till att bära buksar, der dækker det berørte område