




THUASNE®

# XLR8


|           |                                                                                                  |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>fr</b> | Botte de marche pneumatique à coque rigide, version courte ou version longue .....               | 3  |
| <b>en</b> | Inflatable rigid-shell walking boot, short version or long version .....                         | 3  |
| <b>de</b> | Unterschenkel-Fußorthese in Schalenform, mit hohen oder niedrigen Schaft- und Luftpolstern ..... | 3  |
| <b>nl</b> | Pneumatische walker met rigide schaal. Verkrijgbaar in korte versie of lange versie .....        | 4  |
| <b>it</b> | Stivale da deambulazione pneumatico rigido, versione breve o versione lunga .....                | 4  |
| <b>es</b> | Bota de caminar neumática de carcasa rígida, versión corta o versión larga .....                 | 5  |
| <b>pt</b> | Bota de caminhada pneumática de invólucro rígido, versão curta ou versão longa .....             | 5  |
| <b>da</b> | Luft-støttestøvle med stiv skal i kort eller lang udgave .....                                   | 6  |
| <b>fi</b> | Jäykkärunkoinen paineilmatäytteinen kävelysaapas, lyhyt tai pitkä malli .....                    | 6  |
| <b>sv</b> | Pneumatiskt Walker fotstöd med styvt skal, kort eller lång version .....                         | 6  |
| <b>el</b> | Νάρθηκας ποδοκνημικής πνευματικός, με άκαμπτο περίβλημα, κοντή έκδοση ή ψηλή έκδοση .....        | 7  |
| <b>cs</b> | Pneumatická fixační ortéza s pevnou výztuhou, krátká nebo dlouhá verze .....                     | 7  |
| <b>pl</b> | Pneumatyczny but ortopedyczny ze sztywną skorupą, wersja krótka lub wersja długa .....           | 8  |
| <b>lv</b> | Stingra apvalka piepūšams pastaigu zābaks - īsā vai garā versija .....                           | 8  |
| <b>lt</b> | Pripučiamas eiti padedantis įtvaras standžiu korpusu, ilgas arba trumpas .....                   | 9  |
| <b>et</b> | Jäiga ümbrisega pneumaatiline tugisaabas, pikk ja lühike variant .....                           | 9  |
| <b>sl</b> | Škorenj opornica z napihljivo nogavico in togim ogrodjem, nizka ali visoka .....                 | 9  |
| <b>sk</b> | Pneumatický pevný walker, krátká alebo dlhá verzia .....                                         | 10 |
| <b>hu</b> | Merev héjjal rendelkező pneumatikus járócsizma, rövid változat vagy hosszú változat .....        | 10 |
| <b>bg</b> | Ботуш с въздух и твърд корпус за ходене - къс или дълъг вариант .....                            | 11 |
| <b>ro</b> | Cizmă pneumatică cu carcasă rigidă, versiune scurtă sau lungă .....                              | 11 |
| <b>ru</b> | Пневматический сапог для ходьбы с жестким каркасным элементом, короткая или длинная версия ..... | 12 |
| <b>hr</b> | Pneumatska „čizma“ za hodanje s čvrstim kalupom, kratka ili duga .....                           | 12 |
| <b>zh</b> | 充气式硬壳步行靴，短款和长款 .....                                                                             | 12 |
| <b>ar</b> | جزمة مشي هوائية ذات هيكل صلب، قصيرة أو طويلة .....                                               | 13 |



Instructions d'utilisation - Instructions for use - Gebrauchsanweisung - Gebruiksaanwijzingen - Istruzioni per l'uso - Instrucciones de uso - Instruções de utilização - Anvisninger vedrørende brug - Käyttöohjeet - Råd vid användning - Οδηγίες χρήσης - Pokyny k používání - Szczegóły użytkowania - Lietošanas instrukcija - Naudojimo instrukcijos - Kasutusjuhised - Navodila za uporabo - Pokyny na používanie - Használati utasítás - Инструкции за употреба - Instrucțiuni de utilizare - Инструкция по эксплуатации - Upute za uporabu - 使用指南 - إرشادات الاستعمال



|           |         |
|-----------|---------|
| <b>XS</b> | < 35    |
| <b>S</b>  | 35 - 38 |
| <b>M</b>  | 39 - 43 |
| <b>L</b>  | 44 - 47 |
| <b>XL</b> | > 47    |








© Thuasne - 6172801 (2023-09)  
© Studio Caterin



THUASNE  
120, rue Marius Auphan  
92300 Levallois-Perret  
France


[www.thuasne.com](http://www.thuasne.com)





|                                                                                     |           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
|  | <b>XS</b> | < 35    |
|                                                                                     | <b>S</b>  | 35 - 38 |
|                                                                                     | <b>M</b>  | 39 - 43 |
|                                                                                     | <b>L</b>  | 44 - 47 |
|                                                                                     | <b>XL</b> | > 47    |

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| <b>fr</b> | Taille - Pointure européenne           |
| <b>en</b> | Size - European shoe size              |
| <b>de</b> | Größe - Europäische Schuhgröße         |
| <b>nl</b> | Maat - Europese schoenmaat             |
| <b>it</b> | Taglia - Numero di scarpa europeo      |
| <b>es</b> | Talla - Número de pie europeo          |
| <b>pt</b> | Tamanho - Número do sapato europeu     |
| <b>da</b> | Størrelse - Europæisk størrelse        |
| <b>fi</b> | Koko - Kengän koko (EU)                |
| <b>sv</b> | Storlek - Europeisk storlek            |
| <b>el</b> | Μέγεθος - Ευρωπαϊκό νοῦμερο υποδημάτων |
| <b>cs</b> | Velikost - Velikost obuvi (Evropa)     |
| <b>pl</b> | Rozmiar - Europejska numeracja obuwia  |
| <b>lv</b> | Izmērs - Eiropas izmērs                |
| <b>lt</b> | Dydis - Europos avalynės dydis         |
| <b>et</b> | Suurus - Suurus Euroopa süsteemis      |
| <b>sl</b> | Velikost - Velikost Evropa             |
| <b>sk</b> | Veľkosť - Európska veľkosť topánok     |
| <b>hu</b> | Méret - Európai cipőméret              |
| <b>bg</b> | Размер - Европейски размер на обувката |
| <b>ro</b> | Mărime - Mărime europeană              |
| <b>ru</b> | Размер - Европейский размер            |
| <b>hr</b> | Veličina - Europski broj cipela        |
| <b>zh</b> | 尺码 - 鞋码 (欧盟)                           |
| <b>ar</b> | المقاس - المقاس الأوروبي               |



|           |                  |                      |
|-----------|------------------|----------------------|
| <b>fr</b> | Stabilisation    | Immobilisation       |
| <b>en</b> | Stabilisation    | Immobilisation       |
| <b>de</b> | Stabilisierung   | Ruhigstellung        |
| <b>nl</b> | Stabilisatie     | Immobilisatie        |
| <b>it</b> | Stabilizzazione  | Immobilizzazione     |
| <b>es</b> | Estabilización   | Inmovilización       |
| <b>pt</b> | Estabilização    | Imobilização         |
| <b>da</b> | Stabilisering    | Støtte               |
| <b>fi</b> | Stabiloi         | Immobilisoi          |
| <b>sv</b> | Stabilisering    | Immobilisering       |
| <b>el</b> | Σταθεροποίηση    | Ακινητοποίηση        |
| <b>cs</b> | Stabilizace      | Znehybnění           |
| <b>pl</b> | Stabilizacja     | Unieruchomienie      |
| <b>lv</b> | Stabilizēšana    | Imobilizācija        |
| <b>lt</b> | Stabilizavimas   | Imobilizavimas       |
| <b>et</b> | Stabiliseerimine | Liikumatuks muutmise |
| <b>sl</b> | Stabiliziranje   | Imobilizacija        |
| <b>sk</b> | Stabilizácia     | Imobilizácia         |
| <b>hu</b> | Stabilizálás     | Rögzítés             |
| <b>bg</b> | Стабилизация     | Обездвижване         |
| <b>ro</b> | Stabilizare      | Imobilizare          |
| <b>ru</b> | Стабилизация     | Иммобилизация        |
| <b>hr</b> | Stabilizacija    | Imobilizacija        |
| <b>zh</b> | 稳定               | 固定                   |
| <b>ar</b> | الاستقرار        | التثبيت              |



fr

## BOTTE DE MARCHÉ PNEUMATIQUE À COQUE RIGIDE

### Description/Destination

Botte à coque rigide intégrale permettant l'immobilisation et la stabilisation du tiers inférieur de la jambe, de la cheville et du pied. Le dispositif est destiné uniquement au traitement des indications listées et à des patients dont les mensurations correspondent au tableau de tailles.

### Composition

Composants rigides : polyamide - caoutchouc - éthylène-acétate de vinyle - aluminium - polyuréthanes thermoplastiques - polypropylène.  
Composants textiles : polyamide - polyuréthane - polyester.

### Propriétés/Mode d'action

Immobilisation et stabilisation du tiers inférieur de la jambe, de la cheville et du pied.  
Deux cellules d'air indépendantes intégrées.  
Dorsiflexion du métatarse limitée au minimum.  
Semelle incurvée anti-dérapante permettant au patient une marche naturelle et confortable.  
Arceau de protection des orteils ajustable (3 positions possibles). Il s'agit d'un produit bilatéral.

### Indications

Immobilisation postopératoire/post-traumatique de la cheville/du pied.  
Entorse sévère de la cheville/du pied.  
Fracture stable du tiers inférieur de la jambe (version longue).  
Traitement conservateur de la fracture de la cheville/du pied.  
Tendinopathie sévère de la cheville/du pied.  
Traitement conservateur de la rupture du tendon d'Achille.

### Contre-indications

Ne pas utiliser le produit en cas de diagnostic incertain.  
Ne pas placer le produit directement en contact avec une peau lésée.  
Ne pas utiliser en cas d'allergie connue à l'un des composants.  
Ne pas utiliser en cas de fractures instables ou de fractures de la partie supérieure du tibia ou du péroné.  
Ne pas utiliser pour les patients dont le poids est > 130 kg.  
Ne pas utiliser en cas d'antécédents thromboemboliques veineux majeurs sans traitement thrombo-prophylactique.

### Précautions

Vérifier l'intégrité du dispositif avant chaque utilisation.  
Ne pas utiliser le dispositif s'il est endommagé.  
Choisir la taille adaptée au patient en se référant au tableau des tailles.  
Le choix de la version est laissé à l'appréciation du professionnel de santé.  
Il est recommandé qu'un professionnel de santé supervise la première application.  
Se conformer strictement à la prescription et au protocole d'utilisation préconisé par votre professionnel de santé.  
L'usage systématique d'une chaussette haute est recommandé lors du port du dispositif.  
Vérifier la bonne position du chausson et l'absence de pli lors de sa mise en place dans le dispositif.  
Vérifier quotidiennement l'état du membre affecté (avec une attention particulière pour les patients ayant un déficit sensoriel).  
Ne pas mettre le dispositif en contact direct avec un corps gras (pommade, crème...).  
Ne pas mettre le dispositif en contact direct avec un pansement.  
En cas d'inconfort, de gêne importante, de douleur, de variation du volume du membre, de sensations anormales ou de changement de couleur des extrémités, retirer le dispositif et consulter un professionnel de santé.  
Ne pas utiliser le dispositif dans un système d'imagerie médicale.  
Ne pas utiliser le dispositif lors de la conduite d'un véhicule.  
Ne pas exposer le produit à des températures extrêmes (> 60°C).  
Il est recommandé de serrer de manière adéquate le dispositif afin d'assurer une immobilisation sans limitation de la circulation sanguine. En cas de sensations inhabituelles, desserrer les sangles et/ou dégonfler les cellules d'air et demander conseil à un professionnel de santé.  
Il est recommandé d'évaluer le risque thromboembolique veineux avant toute immobilisation. Suivre les conseils d'un professionnel de santé.

Pour des raisons d'hygiène et de performance, ne pas réutiliser le dispositif pour un autre patient.  
Si le dispositif entre en contact avec de l'eau, faire sécher la partie textile et bien essuyer la partie rigide avec un tissu sec.  
Une immobilisation prolongée peut parfois entraîner une perte de tonus musculaire.  
Lors de la reprise de la marche, faire attention aux risques de chute.  
En cas d'antécédents de troubles veineux ou lymphatiques, consulter un professionnel de santé.

### Effets secondaires indésirables

Ce dispositif peut entraîner des réactions cutanées (rougeurs, démangeaisons, brûlures, cloques...) voire des plaies de sévérités variables.  
Risque possible de thrombose veineuse.  
Risque possible de douleurs au niveau du dos suite à la modification de la démarche.  
Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État Membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

### Mode d'emploi/Mise en place

Avant d'enfiler la botte de marche, veillez à ce que le mécanisme de serrage soit bien desserré et que le chausson soit bien dégonflé.

- Sortez la botte de marche de sa housse plastique, détachez les sangles auto-agrippantes, enlevez la partie avant rigide et ouvrez le chausson.
- Asseyez-vous et placez délicatement votre jambe et votre pied dans le chausson en mousse en vérifiant le bon positionnement du talon au fond de la botte . Fermez le chausson en mousse en l'appliquant bien autour de la jambe et du pied .
- Replacez la partie avant rigide .
- Refermez la botte de marche en serrant les sangles auto-agrippantes de bas  en haut .

- Pour un meilleur ajustement du serrage, passez la sangle auto-agrippante du haut dans le passant découpé directement dans la coque rigide .
- Ajustez l'arceau de protection des orteils.
  - Gonflage / dégonflage de la botte**  
Pour augmenter la contention, gonflez les cellules d'air en appuyant sur la poire bleue  1.  
Pour dégonfler les cellules d'air, ouvrez le capuchon situé à l'arrière de la poire bleue et appuyez sur la valve pour libérer l'air .
  - Essayez de marcher avec la botte pour vérifier le bon ajustement et le fonctionnement de celle-ci.
- Retrait de la botte de marche :** Desserrez les sangles, retirez la partie avant rigide et ouvrez le chausson.  
Des accessoires/pièces détachées supplémentaires sont disponibles sur commande.

### Entretien

Produit lavable selon les conditions présentes sur cette notice et l'étiquetage. Si le dispositif entre en contact avec de l'eau, faire sécher la partie textile et bien essuyer la partie rigide avec un tissu sec.  
Composants rigides :  
Lavage avec un chiffon humide pour la partie rigide.  
Composants textiles :  
Partie textile entièrement amovible pour le lavage.  
À remplacer à l'endroit initial avant la prochaine utilisation. Lavage du chausson à la main, à l'eau froide. Ne pas utiliser de détergents, adoucissants ou de produits agressifs (produits chlorés...). Ne pas nettoyer à sec. Ne pas utiliser de sèche-linge. Ne pas repasser. Essorer par pression. Sécher à plat. Sécher loin d'une source directe de chaleur (radiateur, soleil...).

### Stockage

Stocker à température ambiante, de préférence dans l'emballage d'origine.

### Élimination

Éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur.

Premier marquage CE : 2014

Conserver ces instructions d'utilisation.

## en

## INFLATABLE RIGID-SHELL WALKING BOOT

### Description/Destination

Full rigid shell walking boot to support and protect the lower third of the leg, ankle and foot.  
The device is intended only for the treatment of the indications listed and for patients whose measurements correspond to the sizing table.

### Composition

Rigid components: polyamide - rubber - ethylene vinyl acetate - aluminium - thermoplastic polyurethane - polypropylene.  
Textile components: polyamide - polyurethane - polyester.

### Properties/Mode of action

Immobilizes and stabilizes the lower third of the leg, ankle and foot.  
Two independent integrated air cells.  
Designed to ensure minimal dorsiflexion of the metatarsal bone.  
Curved, anti-slip sole that offers patients a natural, comfortable walking motion.  
Adjustable toe bar (3 possible positions).  
This is a bilateral product.

### Indications

Ankle/foot post-operative/post-traumatic immobilization.  
Severe ankle/foot sprain.  
Stable fracture of the lower third of the leg (tall version).  
Conservative treatment of ankle/foot fracture.  
Ankle/foot severe tendinopathy.  
Conservative treatment of Achilles tendon rupture.

### Contraindications

Do not use the product if the diagnosis has not been confirmed.  
Do not apply the product in direct contact with broken skin.  
Do not use in the event of known allergy to any of the components.  
Do not use in the event of unstable fractures or fractures of the upper part of the tibia or fibula.  
Do not use for patients weighing > 130 kg / 300lbs.  
Do not use in the event of major venous thromboembolic history without thromboprophylaxis.

### Precautions

Verify the product's integrity before every use.  
Do not use the device if it is damaged.  
Choose the appropriate size to fit the patient, referring to the size chart.  
The choice of the device version is at the discretion of the healthcare professional.  
It is recommended that a healthcare professional supervises the first application.  
Strictly comply with your healthcare professional's prescription and recommendations for use.  
The systematic use of a long sock is recommended when wearing the device.  
Ensure correct position and avoid folds when placing foam liner in the device.  
Check the condition of the affected limb daily (with particular attention for patients with sensory deficit).  
Do not bring the product into direct contact with greasy substances (ointment, cream, etc.).  
Do not bring the product into direct contact with a dressing.  
In the event of discomfort, significant hindrance, pain, variation in limb volume, abnormal sensations or change in colour of the extremities, remove the device and consult a healthcare professional.  
Do not wear the device in a medical imaging machine.  
Do not wear the device when driving a vehicle.  
Do not expose the product to extreme temperatures (> 60°C).  
It is recommended to adequately tighten the device to achieve immobilisation without restricting blood circulation. In the event of pain, tingling or numbness, loosen the straps or deflate the air pads and ask a healthcare professional for advice.  
It is recommended that the venous thromboembolic risk be assessed before any immobilisation is indicated. Follow the advice of a healthcare professional.

For hygiene and performance reasons, do not re-use the product for another patient.  
If the device comes into contact with water, dry the textile part and wipe the rigid part well with a dry cloth.  
Prolonged immobilisation can sometimes cause muscle weakness. When resuming walking, be careful of risks of falling.  
In case of history of venous or lymphatic disorders, consult a healthcare professional.

### Undesirable side-effect

This device can cause skin reactions (redness, itching, burns, blisters...) or wounds of various degrees of severity.  
Possible risk of venous thrombosis.  
Possible risk of back pain due to gait pattern modification.  
Any serious incidents occurring related to the device should be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is resident.

### Instructions for use/Application

- Before putting on the walking boot, make sure the tightening system has been fully unfastened and that the liner is fully deflated.
- Remove the walking boot from its plastic cover, unfasten the hook-and-loop straps, remove the rigid front part and open the foam liner.
  - Sit down and carefully place your lower leg and foot in the foam liner, checking that your heel is correctly positioned at the bottom of the boot . Close the foam liner, applying it firmly around the lower leg and foot .
  - Reposition the rigid front part .
  - Fasten the walking boot again, tightening the self-fastening straps from bottom  to top .  
For a better tightening fit, pass the top hook-and-loop strap through the loop cut directly into the hard shell .
  - Adjust the toe protector.
  - Inflating/deflating the boot**  
To increase compression, inflate the air cells by pressing the blue bulb  1.  
To deflate the air cells, open the cap on the back of the blue bulb and press the valve to release the air .
  - Try walking with the boot to check that it fits properly and that it is working correctly.

**Taking off the walking boot:** Loosen the straps, remove the rigid front section and open the liner.

Additional accessories/spare parts are available to order.

### Garment care

Product can be washed in accordance with the conditions shown on this instruction leaflet and on the label.  
If the device comes into contact with water, dry the textile part and wipe the rigid part well with a dry cloth.  
Rigid components:  
Wash the rigid part with a moist cloth.  
Textile components:  
The soft part can be fully removed for washing.  
Replace in the original location before next use. Hand wash the liner in cold water. Do not use detergents, fabric softeners or aggressive products (products containing chlorine). Do not dry clean. Do not tumble-dry. Do not iron. Squeeze out excess water. Dry flat. Dry away from any direct heat source (radiator, sun, etc.).

### Storage

Store at room temperature, preferably in the original packaging.

### Disposal

Dispose of in accordance with local regulations.

Keep these instructions for use.

## de

## UNTERSCHENKEL-FUSSORTHESE IN SCHALENFORM MIT LUFTPOLSTERN

### Beschreibung/Zweckbestimmung

Unterschenkel-Fußorthese für die Ruhigstellung und Stabilisierung des unteren Drittels des Beins, des Knöchels und des Fußes.

Das Produkt ist ausschließlich für die Behandlung der aufgeführten Indikationen und für Patienten vorgesehen, deren Körpermaße der Größentabelle entsprechen.

### Zusammensetzung

Feste Komponenten: Polyamid - Gummi - Ethylen-Vinylacetat - Aluminium - Thermoplastische Polyurethane - Polypropylen.  
Textilkomponenten: Polyamid - Polyurethan - Polyester.

### Eigenschaften/Wirkweise

Ruhigstellung und Stabilisierung des unteren Drittels des Beins, des Knöchels und des Fußes.  
Zwei integrierte, getrennte Luftkammern.  
Auf ein Minimum beschränkte Dorsalextension des Mittelfußknochens.  
Geschwungene Antrirutsch-Sohle für einen natürlichen und komfortablen Gang.  
Einstellbarer Zehenschutzbügel (3 mögliche Positionen).  
Beidseitig tragbares Produkt.

### Indikationen

Postoperative/posttraumatische Ruhigstellung des Knöchels/Fußes.  
Schwere Verstauchung des Knöchels/des Fußes.  
Stabiler Bruch im unteren Drittel des Beines (langes Modell).  
Konservative Behandlung eines Bruchs des Knöchels/des Fußes.  
Schwere Tendinopathie des Knöchels/des Fußes.  
Konservative Behandlung eines Achillessehnenrisses.

### Gegenanzeigen

Verwenden Sie das Produkt nicht bei einer unsicheren Diagnose. Das Produkt nicht direkt auf geschädigter Haut anwenden. Das Produkt bei einer bekannten Allergie gegen einen der Bestandteile nicht anwenden. Das Produkt nicht bei instabilen Brüchen oder Brüchen im oberen Schien- oder Wadenbeinbereich anwenden. Das Produkt nicht bei Patienten mit einem Gewicht > 130 kg anwenden. Nicht anwenden, wenn in der Vorgeschichte eine schwere venöse Thromboembolie ohne Thromboseprophylaxe aufgetreten ist.

### Vorsichtsmaßnahmen

Vor jeder Verwendung die Unversehrtheit des Produkts überprüfen.



Das Produkt nicht verwenden, wenn es beschädigt ist. Die für den Patienten geeignete Größe anhand der Größentabelle auswählen. Die Wahl des Modells bleibt der medizinischen Fachkraft überlassen. Es wird empfohlen, die erste Anwendung unter der Aufsicht einer medizinischen Fachkraft durchzuführen. Die von der medizinischen Fachkraft empfohlenen Verordnungen und Empfehlungen sind strikt einzuhalten. Beim Tragen des Produkts wird die systematische Verwendung eines Kniestrumpfes empfohlen. Beim Anlegen des Produkts die Position des Füllings und die Vermeidung von Faltenbildung prüfen. Den Zustand der betroffenen Gliedmaßen täglich prüfen (mit besonderer Aufmerksamkeit bei Patienten mit einem sensorischen Defizit). Das Produkt nicht in direkten Kontakt mit einer fettigen Materialien (Salbe, Creme usw.) bringen. Das Produkt nicht in direkten Kontakt mit einer Wundauflage bringen. Bei Unwohlsein, übermäßigem Beschwerden, Schmerzen, einer Änderung des Volumens der Gliedmaßen, ungewöhnlichen Empfindungen oder einer Verfärbung der Extremitäten das Produkt abnehmen und eine medizinische Fachkraft um Rat fragen. Das Produkt nicht in einem medizinischen Bildgebungssystem verwenden. Das Produkt nicht beim Führen eines Fahrzeugs verwenden. Das Produkt keinen extremen Temperaturen aussetzen (> 60 °C). Es wird empfohlen, das Produkt in angemessener Weise festzuziehen, um eine Immobilisation ohne Beeinträchtigung des Blutkreislaufes zu gewährleisten. Bei ungewöhnlichen Empfindungen die Gurte lösen und/oder die Luftzellen entlüften und eine medizinische Fachkraft um Rat fragen. Es wird empfohlen, vor der Ruhigstellung das Risiko einer Venenthrombose zu bewerten. Folgen Sie den Empfehlungen einer Gesundheitsfachkraft. Das Produkt darf aus hygienischen und leistungsbezogenen Gründen nicht für einen anderen Patienten wiederverwendet werden. Wenn das Produkt mit Wasser in Kontakt kommt, den textilen Teil trocknen und den festen Teil mit einem trockenen Tuch sorgfältig abwischen. Eine längere Immobilisation kann eine Verminderung des Muskeltonus zur Folge haben. Bei der Wiederaufnahme des Gehens auf das Sturzrisiko achten. Bei Venösen oder lymphatischen Störungen in der Vorgeschichte ist eine medizinische Fachkraft zu Rate zu ziehen.

**Unerwünschte Nebenwirkungen**

Dieses Produkt kann Hautreaktionen (Rötungen, Juckreiz, Verbrennungen, Blasen usw.) oder sogar Wunden mit unterschiedlichem Schweregrad verursachen. Mögliches Risiko venöser Thrombosen. Mögliches Risiko von Schmerzen im Rücken durch eine Veränderung des Gangbildes. Jegliche schweren Zwischenfälle in Verbindung mit diesem Produkt müssen dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaates, indem der Nutzer und/oder der Patient niedergelassen sind, gemeldet werden.

**Gebruiksaanwijzing/Anlegetechnik**

Vor dem Anlegen der Unterschenkel-Fußorthese ist darauf zu achten, dass das System zum Festziehen komplett geöffnet ist und dass sich keine Luft in den Luftkammern des Innenschuhs befindet.

- Die Unterschenkel-Fußorthese aus dem Kunststoffbeutel entnehmen, die Klettgurte öffnen, die Vorderseite der Hartschale abnehmen und den Innenschuh öffnen.
- In sitzender Position mit Fuß und Bein in den Schaumstoff-Innenschuh steigen und dabei darauf achten, dass die Ferse im hinteren Teil der Orthese (A) korrekt platziert ist. Den Schaumstoff-Innenschuh schließen und dabei darauf achten, dass er das Bein und den Fuß richtig umgibt (B).
- Die Vorderseite der Hartschale erneut anbringen (C).
- Die Unterschenkel-Fußorthese durch Anziehen der Klettgurte von unten (D) nach oben (E) verschließen. Um die Einstellung noch weiter zu optimieren, den oberen Klettgurt durch die in der Schale angebrachte Öffnung führen (F).
- Den Zehenschutzbügel einstellen.
- Aufpumpen/Entleeren der Orthese**  
Für einen besseren Halt blasen Sie die Luftkammern durch Drücken des blauen Balgs auf (F) (G). Um die Luft aus diesen Luftkammern abzulassen, den hinter dem blauen Balg befindlichen Verschluss öffnen und auf das Ventil drücken (H).
- Die optimale Einstellung und Funktion der Orthese bei einem Gehversuch prüfen.

**Ablegen der Unterschenkel-Fußorthese:** Die Klettgurte öffnen, die Vorderseite der Hartschale abnehmen und den Innenschuh öffnen. Zubehör/zusätzliche Ersatzteile sind auf Bestellung erhältlich.

**Pflege**

Das Produkt entsprechend den Bedingungen in dieser Gebrauchsanweisung und der Etikettierung waschen. Wenn das Produkt mit Wasser in Kontakt kommt, den textilen Teil trocknen und den festen Teil mit einem trockenen Tuch sorgfältig abwischen. Feste Komponenten: Den festen Teil mit einem feuchten Tuch reinigen. Textilkomponenten: Der textile Teil ist zum Waschen vollkommen herausnehmbar. Vor der nächsten Anwendung müssen diese wieder in die Taschen eingeschoben werden. Handwäsche des Schaumstoff-Innenschuhs mit kaltem Wasser. Keine Reinigungsmittel, Weichspüler oder aggressive Produkte (chlorhaltige Produkte o. A.) verwenden. Keine Trockenreinigung. Nicht im Trockner trocknen. Nicht bügeln. Wasser gut ausdrücken. Flach ausgebreitet trocknen. Fern von direkten Wärmequellen (Heizkörper, Sonne usw.) trocknen lassen.

**Aufbewahrung**

Bei Raumtemperatur und vorzugsweise in der Originalverpackung aufbewahren.

**Entsorgung**

Den örtlich geltenden Vorschriften entsprechend entsorgen. Diese Verwendungshinweise aufbewahren.

**nl**

## PNEUMATISCHE WALKER MET RIGIDE SCHAAL

**Omschrijving/Gebruik**

Walker met een integrale rigide schaal, voor de immobilisatie en de stabilisatie van het onderste derde van het been, de enkel en de voet. Het hulpmiddel is alleen bedoeld voor de behandeling van de genoemde indicaties en voor patiënten van wie de maten overeenkomen met de maattabel.

**Samenstelling**

Rigide componenten: polyamide - rubber - ethyleenvinylacetaat - aluminium - thermoplastische polyurethanen - polypropyleen. Textielcomponenten: polyamide - polyurethaan - polyester.

**Eigenschappen/Werking**

Immobilisatie en stabilisatie van het onderste derde deel van het been, de enkel en de voet. Twee onafhankelijke geïntegreerde luchtcellen. Dorsaalflexie van metatarsus tot minimum beperkt. Voorgevormde antislipzool waardoor de patiënt op een natuurlijke en comfortabele manier kan lopen. Afstelbare beschermingsbeugel voor de tenen (3 mogelijke posities). Het is een bilateraal product.

**Indicaties**

Postoperatieve/posttraumatische immobilisatie van de voet/enkel. Ernstige verstuiking van enkel/voet. Stabiele onderbeenfractuur (1/3, lange variant). Conservatieve behandeling van enkel-/voetfractuur. Ernstige tendinopathie van de enkel/voet. Conservatieve behandeling van achillespeesruptuur.

**Contra-indicaties**

Gebruik het hulpmiddel niet indien de diagnose onduidelijk is. Laat het hulpmiddel niet in direct contact komen met een beschadigde huid. Gebruik het hulpmiddel niet in geval van bekende allergieën voor een van de componenten. Gebruik het hulpmiddel niet indien sprake is van instabiele fracturen of fracturen van het bovenste deel van het scheenbeen of het kuitbeen. Gebruik het hulpmiddel niet bij patiënten met een gewicht van meer dan 130 kg. Niet gebruiken bij grote veneuze trombo-embolische aandoeningen zonder trombo-profylactische behandeling.

**Voorzorgsmaatregelen**

Controleer de betrouwbaarheid van het hulpmiddel vóór elk gebruik. Gebruik het hulpmiddel niet als het beschadigd is. Kies de juiste maat voor de patiënt aan de hand van de maattabel. Welke variant nodig is mag uitsluitend door een zorgprofessional worden beoordeeld. Het wordt aanbevolen dat een zorgprofessional meekijkt bij de eerste toepassing. Houd u strikt aan de voorschriften en de gebruiksinstructies van uw zorgprofessional. Het systematisch dragen van een lange sok wordt aanbevolen tijdens het dragen van het hulpmiddel. Zorg dat de sok goed zit een geen vouwen heeft bij het aantrekken van het hulpmiddel. Controleer dagelijks de toestand van de aangedane ledemaat (met speciale aandacht voor patiënten met een sensorische beperking). Voorkom direct contact van het hulpmiddel met vette stoffen (zalf, crème, enz.). Laat het hulpmiddel niet in direct contact komen met verband. In geval van ongemak, aanzienlijke hinder, pijn, verschil in omvang van de ledematen, een abnormaal gevoel of verandering in de kleur van de ledematen, verwijder het hulpmiddel en neem contact op met een zorgprofessional. Houd het hulpmiddel uit de buurt van medische beeldvormende apparatuur. Draag het hulpmiddel niet tijdens het besturen van een voertuig. Stel het hulpmiddel niet bloot aan extreme temperaturen (> 60°C). Het wordt aanbevolen om het hulpmiddel voldoende aan te spannen voor goede immobilisatie zonder dat de bloedsomloop wordt beperkt. In geval een abnormaal gevoel, de banden losmaken en/of de luchtcellen laten leeglopen en professioneel advies inwinnen. Het is aanbevolen om het veneus trombo-embolisch risico te evalueren voor elke immobilisatie. Het advies van een zorgverlener volgen. Om hygiënische redenen en omwille van de prestatiekwaliteit mag het hulpmiddel niet door andere patiënten worden gebruikt. Indien het hulpmiddel in contact komt met water, droogt u het stoffen deel af en veegt u het rigide deel goed droog met een droge doek. Langdurige immobilisatie kan soms leiden tot verzwakking van de spieren. Houd bij het opnieuw beginnen met lopen rekening met het risico op vallen. Indien in het verleden veneuze of lymfatische aandoeningen zijn geconstateerd, raadpleeg dan een zorgprofessional.

**Ongevenste bijwerkingen**

Dit hulpmiddel kan huidreacties (roodheid, jeuk, branderigheid, blaren, enz.) of zelfs wonden in verschillende mate van ernst veroorzaken. Mogelijk risico op veneuze trombose. Mogelijk risico op rugpijn door ander looppatroon. Elk ernstig voorval met betrekking tot het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

**Gebruiksaanwijzing**

Zorg er voor het aantrekken van de walker voor dat het aanspanmechanisme goed los zit en de binnenschoen is volledig is leeggelopen.

- Haal de walker uit de plastic huls, maak de klittenbanden los, verwijder het rigide voorste deel, en open de binnenschoen.
- Ga zitten en plaats uw been en voet voorzichtig in de schuimrubberen binnenschoen terwijl u de gepaste positie voor de hiel in de walker vindt (A). Sluit de schuimrubberen binnenschoen en pas deze goed aan rond het been en de voet (B).

- Positioneer opnieuw het voorste rigide deel (C).
- Sluit de walker door de klittenbanden aan te spannen van beneden (D) naar boven (E). Voor een betere afstelling van de aanspanning, de bovenste klittenband riem in het gat schuiven dat rechtstreeks in de rigide schaal is uitgesneden (E1).
- Pas de beschermingsbeugel van de tenen aan.
- Opblazen/laten leeglopen van de walker**  
Om de compressie te verhogen, de luchtcellen opblazen door op het blauwe peertje te duwen (F) (G). Om de cellen te ledigen, de dop aan de achterkant van het blauwe peertje openen en op het ventiel duwen om de lucht vrij te laten (H).
- Probeer met de walker te lopen om de goede aanspanning en de juiste werking ervan te controleren. **De walker uitdoen:** Maak de banden los, verwijder het rigide voorste deel en open de binnenschoen. Extra accessoires/reserveonderdelen zijn beschikbaar op bestelling.

**Verzorging**

Het hulpmiddel kan worden gewassen volgens de voorschriften in deze bijsluit er en op het etiket. Indien het hulpmiddel in contact komt met water, droogt u het stoffen deel af en veegt u het rigide deel goed droog met een droge doek. Rigide componenten: Reinig het rigide gedeelte met een vochtige doek. Textielcomponenten: Textieldeel geheel verwijderbaar voor het wassen. Terug op de oorspronkelijke plaats bevestigen voor het volgende gebruik. De binnenschoen met de hand wassen, in koud water. Gebruik geen reinigingsmiddelen, weekmakers of agressieve middelen (chloorproducten, enz.). Niet stomen. Niet in de wasdroger. Niet strijken. Overtollig water uitwringen. Liggend laten drogen. Uit de buurt van warmtebronnen laten drogen (radiator, zon, enz.).

**Bewaaradvies**

Bewaren op kamertemperatuur, bij voorkeur in de originele verpakking.

**Verwijdering**

Voor het hulpmiddel af in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Bewaar deze gebruiksinstructies.

**it**

## STIVALE DA DEAMBULAZIONE PNEUMATICO RIGIDO

**Descrizione/Destinazione d'uso**

Stivale con scocca rigida integrale che permette l'immobilizzazione e la stabilizzazione del terzo inferiore della gamba, della caviglia e del piede. Il dispositivo è destinato esclusivamente al trattamento delle patologie elencate e ai pazienti le cui misure corrispondono a quelle riportate nella relativa tabella.

**Composizione**

Componenti rigidi: poliammide - gomma - etilene vinilacetato - alluminio - poliuretani termoplastici - polipropilene. Componenti tessili: poliammide - poliuretano - poliestere.

**Proprietà/Modalità di funzionamento**

Immobilizzazione e la stabilizzazione del terzo inferiore della gamba, della caviglia e del piede. Due camere d'aria indipendenti integrate. Dorsiflessione del metatarso limitata al massimo. Suola curva antiscivolo che consente al paziente di camminare in modo naturale e confortevole. Archetto di protezione delle dita dei piedi regolabile (3 posizioni). Si tratta di un prodotto bilaterale.

**Indicazioni**

Immobilizzazione postoperatoria/post-traumatica della caviglia/del piede. Distorsione grave della caviglia/del piede. Frattura stabile del terzo inferiore della gamba (versione lunga). Trattamento conservativo della frattura della caviglia/del piede. Tendinopatia grave della caviglia/del piede. Trattamento conservativo della rottura del tendine d'Achille.

**Controindicazioni**

Non utilizzare il prodotto in caso di incertezza della diagnosi. Non mettere il prodotto a contatto diretto con la pelle lesa. Non utilizzare in caso di allergia nota a uno dei componenti. Non utilizzare in caso di fratture instabili o fratture della parte superiore della tibia o del perone. Non utilizzare su pazienti di peso superiore a 130 kg. Non usare in caso di anamnesi di tromboembolismo venoso maggiore senza trattamento di trombo-profilassi.

**Precauzioni**

Prima di ogni utilizzo, verificare l'integrità del dispositivo. Non utilizzare il dispositivo se danneggiato. Scegliere la taglia adatta al paziente consultando la relativa tabella. La scelta della versione è a discrezione del professionista sanitario. Si raccomanda la supervisione di un professionista sanitario in caso di prima applicazione. Rispettare scrupolosamente le indicazioni e il protocollo di utilizzo indicato dal medico. Durante l'utilizzo del dispositivo, si consiglia di indossare sempre una calza lunga. Verificare il corretto posizionamento dell'imbottitura e l'assenza di pieghe quando questa viene collocata nel dispositivo. Verificare quotidianamente lo stato dell'arto interessato (con particolare attenzione ai pazienti con deficit sensoriale). Non mettere il dispositivo a contatto diretto con una sostanza grassa (pomata, crema, ecc.). Non mettere il dispositivo a contatto diretto con una medicazione. In caso di fastidio, disagio importante, dolore, variazione del volume dell'arto, sensazioni anomale o cambio di colore delle estremità, rimuovere il dispositivo e rivolgersi a un professionista sanitario. Non utilizzare il dispositivo in un sistema di diagnostica per immagini. Non utilizzare il dispositivo durante la guida di un veicolo.

Non esporre il prodotto a temperature estreme (> 60 °C). Si raccomanda di stringere il dispositivo in maniera tale da garantire un'immobilizzazione corretta senza compromettere la circolazione sanguigna. In caso di sensazioni anomale, allentare le cinghie e/o sgonfiare le camere d'aria e chiedere consiglio a un professionista sanitario. Si raccomanda di valutare il rischio di tromboembolismo venoso prima di qualsiasi immobilizzazione. Seguire i consigli di un professionista sanitario. Per ragioni di igiene ed efficacia del prodotto, non riutilizzare il dispositivo su un altro paziente. Se il dispositivo entra in contatto con l'acqua, asciugare la parte in tessuto e rimuovere il bagnato dalla parte rigida con un panno asciutto. In alcuni casi, un'immobilizzazione prolungata può provocare la perdita di tono muscolare. Alla ripresa della normale deambulazione, fare attenzione al rischio di cadute. In caso di precedenti disturbi venosi o linfatici, consultare un professionista sanitario.

**Effetti indesiderati secondari**

Questo dispositivo può provocare reazioni cutanee (rossori, prurito, bruciori, bolle, ecc.) o addirittura ferite di gravità variabile. Rischio di possibile trombosi venosa. Rischio di possibili dolori alla schiena a seguito della modifica della postura durante la deambulazione. Qualsiasi incidente grave legato al dispositivo dovrà essere notificato al fornitore e all'autorità competente dello Stato membro nel quale risiede l'utilizzatore e/o il paziente.

**Istruzioni d'uso/Posizionamento**

Prima di infilare lo stivale, controllare che il meccanismo di serraggio sia allentato e l'imbottitura completamente sgonfia.

- Togliere lo stivale dalla custodia di plastica, staccare le fasce autoadesive, togliere la parte anteriore rigida e aprire la scarpa.
- Sedersi e inserire delicatamente la gamba e il piede nella scarpa in schiuma controllando che il tallone poggi sul fondo dello stivale ④. Chiudere la scarpa in schiuma posizionandola intorno alla gamba e al piede ⑤.
- Riposizionare la parte anteriore rigida ⑥.
- Chiudere lo stivale stringendo le cinghie autoadesive inferiori ⑥ e superiori ⑥. Per regolare meglio la chiusura, passare la cinghia autoadesiva superiore nel passante intagliato direttamente sulla scocca rigida ⑥1.
- Regolare l'archetto di protezione delle dita dei piedi.
- Gonfiaggio / sgonfiaggio dello stivale** Per aumentare la contenzione, gonfiare le camere d'aria premendo la peretta blu ⑦ ⑥1. Per sgonfiare le camere d'aria, aprire il cappuccio situato dietro la peretta blu e premere sulla valvola per far uscire l'aria ⑧.
- Cercare di camminare con lo stivale per verificarne la corretta regolazione e il funzionamento.

**Come togliere lo stivale:** Allentare le cinghie, togliere la parte anteriore rigida e aprire la scarpa. Sono disponibili accessori/pezzi di ricambio supplementari su ordinazione.

**Manutenzione**

Prodotto lavabile secondo le indicazioni riportate in queste istruzioni e nell'etichetta. Se il dispositivo entra in contatto con l'acqua, asciugare la parte in tessuto e rimuovere il bagnato dalla parte rigida con un panno asciutto.

Componenti rigidi:

Pulire la parte rigida con un panno umido.

Componenti tessili:

Parte in tessuto completamente rimovibile per il lavaggio.

Prima dell'utilizzo successivo ricollocarle nella posizione iniziale. Lavare la scarpa a mano, con acqua fredda. Non utilizzare prodotti detergenti, ammorbidenti o aggressivi (prodotti clorati, ecc.). Non lavare a secco. Non asciugare in asciugatrice. Non stirare. Strizzare senza torcere. Far asciugare in piano. Far asciugare lontano da fonti di calore dirette (calorifero, sole, ecc.).

**Conservazione**

Conservare a temperatura ambiente, preferibilmente nella confezione originale.

**Smaltimento**

Smaltire conformemente alla regolamentazione locale in vigore.

Conservare queste istruzioni d'uso.

**es**

## BOTA DE CAMINAR NEUMÁTICA DE CARCASA RÍGIDA

**Descripción/Uso**

Bota de carcasa rígida integral que permite la inmovilización y la estabilización del tercio inferior de la pierna, el tobillo y el pie. El dispositivo está destinado únicamente al tratamiento de las indicaciones listadas y a los pacientes cuyas medidas correspondan a la tabla de tallas.

**Composición**

Componentes rígidos: poliamida - caucho - acetato de etileno vinilo - aluminio - poliuretanos termoplásticos - polipropileno. Componentes textiles: poliamida - poliuretano - poliéster.

**Propiedades/Modo de acción**

Inmovilización y estabilización del tercio inferior de la pierna, el tobillo y el pie.

Dos cámaras de aire independientes integradas.

Dorsiflexión del metatarso limitada al mínimo.

Suela incurvada antideslizante que permite al paciente una marcha natural y cómoda.

Arco de protección de los dedos ajustable (3 posiciones posibles). Se trata de un producto bilateral.

**Indicaciones**

Inmovilización postoperatoria/posttraumática del tobillo/pie.

Esquince grave del tobillo/del pie.

Fractura estable del 1/3 inferior de la pierna (versión larga).

Tratamiento conservador de la fractura del tobillo/del pie.

Tendinopatía grave del tobillo/del pie.

Tratamiento conservador de la ruptura del tendón de Aquiles.

**Contraindicaciones**

No utilizar el producto en caso de diagnóstico incierto.

No colocar el producto directamente en contacto con la piel lesionada.

No utilizar en caso de alergia conocida a uno de los componentes.

No utilizar en caso de fracturas inestables o de fracturas de la parte superior de la tibia o el peroné.

No utilizar para los pacientes con un peso > 130 kg.

No utilizar en caso de antecedentes tromboembólicos venosos importantes sin tratamiento tromboproláctico.

**Precauciones**

Verificar la integridad del dispositivo antes de utilizarlo.

No utilizar el dispositivo si está dañado.

Elegir la talla adecuada para el paciente consultando la tabla de tallas.

La elección de la versión corresponde a la valoración del profesional de la salud.

Se recomienda que un profesional de la salud supervise la primera aplicación.

Seguir estrictamente la prescripción y el protocolo de utilización recomendado por el profesional de la salud.

Se recomienda el uso sistemático de un calcetín largo durante el uso del dispositivo.

Verificar la correcta posición de la zapatilla y la ausencia de pliegues durante la colocación en el dispositivo.

Verificar diariamente el estado del miembro afectado (con una atención especial a los pacientes que presenten un déficit sensorial).

No colocar el dispositivo en contacto directo con un cuerpo graso (pomada, crema...).

No colocar el dispositivo en contacto directo con un apósito.

En caso de incomodidad, molestia importante, dolor, variación del volumen del miembro, sensaciones anormales o cambio de color de las extremidades, retirar el dispositivo y consultar a un profesional de la salud.

No utilizar el dispositivo en un sistema de diagnóstico médico por imagen.

No utilizar el dispositivo durante la conducción de un vehículo.

No exponer el producto a temperaturas extremas (>60 °C).

Se recomienda apretar de manera adecuada el dispositivo para asegurar una inmovilización sin limitación de la circulación sanguínea. En caso de sensaciones inhabituales, aflojar las correas y/o desinflar las celdas de aire y pedir consejo a un profesional de la salud.

Se aconseja evaluar el riesgo tromboembólico venoso antes de toda inmovilización. Seguir los consejos de un profesional sanitario. Por razones de higiene y de eficacia, no reutilizar el dispositivo para otro paciente.

Si el dispositivo entra en contacto con el agua, poner a secar la parte textil y secar bien la parte rígida con una tela seca.

Una inmovilización prolongada a veces puede producir una pérdida de tono muscular.

Cuando se reinicie la marcha, prestar atención al riesgo de caída. En caso de antecedentes de trastornos venosos o linfáticos, consultar a un profesional sanitario.

**Efectos secundarios indeseables**

Este dispositivo puede producir reacciones cutáneas (rojeces, picor, quemazón, ampollas...) e incluso heridas de gravedad variable.

Posible riesgo de trombosis venosa.

Posible riesgo de dolor en la espalda debido a la modificación de la manera de andar.

Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo debería ser objeto de una notificación al fabricante y a la autoridad competente del Estado Miembro en el que está establecido el usuario y/o el paciente.

**Modo de empleo/Colocación**

Antes de colocarse la bota de caminar, procurar que el mecanismo de ajuste esté bien aflojado y que el botín esté bien deshinchado.

- Sacar la bota de caminar de su funda de plástico, desabrochar las correas autoadherentes, retirar la parte delantera rígida y abrir el botín.
- Sentarse y colocar delicadamente la pierna y el pie en el botín de espuma, comprobando el posicionamiento adecuado del talón al fondo de la bota ④. Cerrar el botín de espuma aplicándolo alrededor de la pierna y del pie ⑤.
- Volver a colocar la parte delantera rígida ⑥.
- Cerrar la bota de caminar apretando las correas con autocierre desde abajo ⑥ hacia arriba ⑥. Para un mejor ajuste del apriete, pasar la correa autoadherente de arriba por el pasador recortado directamente en la carcasa rígida ⑥1.
- Ajustar el arco de protección de los dedos.
- Inflado / desinflado de la bota** Para aumentar la contención, inflar las cámaras de aire apretando la pera azul ⑦ ⑥1. Para desinflar las cámaras de aire, abrir el tapón situado en la parte posterior de la pera azul y apretar la válvula para dejar que salga el aire ⑧.
- Intentar caminar con la bota para comprobar el ajuste y el funcionamiento de la misma.

**Retirada de la bota de caminar:** Soltar las correas, retirar la parte delantera rígida y abrir el botín.

Hay accesorios/piezas de recambio suplementarios disponibles bajo pedido.

**Mantenimiento**

Producto lavable según las condiciones presentes en estas instrucciones y el etiquetado. Si el dispositivo entra en contacto con el agua, poner a secar la parte textil y secar bien la parte rígida con una tela seca.

Componentes rígidos:

Lavar la parte rígida con un paño húmedo.

Componentes textiles:

Parte textil enteramente extraíble para lavar.

Volverlos a colocar en su lugar inicial antes de la siguiente utilización. Lavar el botín a mano, con agua fría. No utilizar detergentes, suavizantes o productos agresivos (productos clorados...). No lavar en seco. No secar en secadora. No planche. Escurrir mediante presión. Seque en posición plana. Secar lejos de una fuente directa de calor (radiador, sol...).

**Almacenamiento**

Guardar a temperatura ambiente, preferentemente en el envase de origen.

**Eliminación**

Eliminar conforme a la reglamentación local vigente.

Conservar estas instrucciones de utilización.

**pt**

## BOTA DE CAMINHADA PNEUMÁTICA DE INVÓLUCRO RÍGIDO

**Descrição/Destino**

Bota com invólucro rígido integral que permite a imobilização e a estabilização do terço inferior da perna, do tornozelo e do pé.

Este dispositivo é destinado unicamente ao tratamento das indicações listadas e para pacientes cujas medidas correspondem à tabela de tamanhos.

**Composição**

Componentes rígidos: poliamida - borracha - etileno-acetato de vinilo - alumínio - poliuretanos termoplásticos - polipropileno.

Componentes têxteis: poliamida - poliuretano - poliéster.

**Propriedades/Modo de ação**

Imobilização e estabilização do terço inferior da perna, do tornozelo e do pé.

Duas células de ar independentes integradas.

Dorsiflexão do metatarso limitada ao mínimo.

Sola curvada antidesarrapante que permite ao paciente um andar natural e confortável.

Arco de proteção dos dedos dos pés ajustável (3 posições possíveis).

Trata-se de um produto bilateral.

**Indicações**

Imobilização pós-operatória/pós-traumática do tornozelo/do pé.

Entorse grave do tornozelo/pé.

Fratura estável do terço inferior da perna (versão longa).

Tratamento conservador da fratura do tornozelo/pé.

Tendinopatia grave do tornozelo/pé.

Tratamento conservador da rutura do tendão de Aquiles.

**Contraindicações**

Não utilizar o produto no caso de diagnóstico indeterminado.

Não colocar o produto diretamente em contacto com uma pele lesionada.

Não utilizar em caso de alergia conhecida em relação a um de seus componentes.

Não utilizar no caso de fraturas instáveis ou da parte superior da tibia ou da fibula.

Não utilizar em pacientes cujo peso ultrapasse 130 kg.

Não usar em caso de antecedentes tromboembólicos venosos importantes sem tratamento tromboprolifático.

**Precações**

Verificar a integridade do dispositivo antes de cada utilização.

Não utilizar se o dispositivo estiver danificado.

Escolher o tamanho adequado ao paciente orientando-se pela tabela de tamanhos.

A escolha da versão cabe à apreciação do profissional de saúde.

É recomendado que um profissional de saúde realize a supervisão da primeira aplicação.

Manter-se em estrita conformidade com a prescrição e o protocolo de utilização recomendado pelo seu profissional de saúde.

A utilização sistemática de uma meia alta é recomendada durante o uso do dispositivo.

Verificar a posição correta dos sapatos e a ausência de dobra durante a colocação do dispositivo.

Verificar diariamente o estado do membro afetado (com particular atenção para os pacientes com défice sensorial).

Não colocar o dispositivo em contacto direto com o corpo gorduroso (pomada, creme...).

Não colocar o dispositivo em contacto direto com um curativo.

Em caso de desconforto, de grande incómodo, de dor, de variação de volume do membro, de sensações anormais ou de alteração da cor das extremidades, retirar o dispositivo e consultar um profissional de saúde.

Não utilizar o dispositivo em um sistema médico de imagem.

Não utilizar o dispositivo durante a condução de um veículo.

Não expor o produto a temperaturas extremas (> 60°С).

É recomendado o aperto do dispositivo de forma adequada para garantir uma imobilização sem a limitação da circulação sanguínea. No caso de sensações anormais, desapertar as fitas e/ou esvaziar células de ar e consultar um profissional de saúde.

Recomenda-se a avaliação do risco tromboembólico venoso antes de qualquer imobilização. Seguir os conselhos de um profissional de saúde.

Por motivos de higiene e de desempenho, não reutilizar o dispositivo para um outro paciente.

Se o dispositivo entrar em contato com a água, secar a parte têxtil e enxugar bem a parte rígida com um tecido seco.

Uma imobilização prolongada pode, eventualmente, provocar uma perda de tónus muscular.

Durante a retoma da marcha, ficar atento ao risco de queda.

Em caso de antecedentes de doenças venosas ou linfáticas, consultar um profissional de saúde.

**Efeitos secundários indesejáveis**

Este dispositivo pode provocar reações cutâneas (vermelhidão, comichão, queimaduras, bolhas...) ou mesmo feridas de gravidade variável.

Possibilidade de risco de trombose venosa.

Possibilidade de risco de dor nas costas devido à modificação da postura.

Qualquer incidente grave que ocorra relacionado com o dispositivo deverá ser objeto de notificação junto do fabricante e junto da autoridade competente do Estado Membro em que o utilizador e/ou paciente está estabelecido.

**Aplicação/Colocação**

Antes de colocar a bota de caminhada, certifique-se de que o mecanismo de aperto está devidamente desapertado e que o sapato esteja bem vazio.

- Retire a bota de caminhada da respetiva capa de plástico, desaperte as fitas autofixantes, retire a parte da frente rígida e abra o sapato.

- Sente-se e coloque delicadamente a perna e o pé no sapato de espuma, verificando o correto posicionamento do calcanhar no fundo da bota ④. Feche o sapato de espuma, colocando-o corretamente em torno da perna e do pé ⑤.

- Volte a colocar a parte da frente rígida ⑥.

- Feche a bota de caminhada apertando as correias autofixantes de baixo ⑥ para cima ⑥. Para um melhor ajuste do aperto, passe a fita autofixante de cima pelo laço cortado diretamente no invólucro rígido ⑥1.

- Ajuste o arco de proteção dos dedos dos pés.
- Enchimento / esvaziamento da bota**

Para aumentar a contenção, encha as células de ar premindo o bolbo azul ​​ⓘ​​1.

Para esvaziar as células de ar, abra a tampa situada na parte de trás do bolbo e prima a válvula para libertar o ar ​​ⓘ​​2.
- Experimente caminhar com a bota para verificar o correto ajustamento e funcionamento da mesma.

*Retirada da bota de caminhada:* Desaperte as fitas, retire a parte da frente rígida e abra o sapato.

Estão disponíveis acessórios/peças soltas suplementares por encomenda.

**Cuidados**

Produto lavável segundo as condições indicadas neste folheto e na rotulagem. Se o dispositivo entrar em contato com a água, secar a parte têxtil e enxugar bem a parte rígida com um tecido seco.

Componentes rígidos:

Lavagem da parte rígida com um pano húmido.

Componentes têxteis:

Parte têxtil totalmente amovível para a lavagem.

Voltar a colocar no local inicial antes da utilização seguinte. Lavagem do sapato à mão, com água fria. Não utilizar detergentes, amaciadores ou produtos agressivos (produtos com cloro...). Não limpar a seco. Não utilizar máquina de secar roupa. Não passar a ferro. Escorrer através de pressão. Secar em posição plana. Secar longe de fontes diretas de calor (radiador, sol...).

**Armazenamento**

Armazenar em temperatura ambiente, de preferência na embalagem de origem.

**Eliminação**

Eliminar em conformidade com a regulamentação local em vigor.

Conservar estas instruções de utilização.

**da**

## LUFT-STØTTESTØVLE MED STIV SKAL

**Beskrivelse/Tiltænkt anvendelse**

Støvle med integreret stiv skal, til immobilisering og stabilisering af den nederste tredjedel af benet, af anklen og af foden.

Udstyret er udelukkende beregnet til behandling af de anførte indikationer og til patienter med mål, som svarer til størrelsesskemaet.

**Sammensætning**

Stive elementer: polyamid - gummi - ethylenvinylacetat - aluminium - termoplastiske polyurethaner - polypropylen. Elementer i tekstil: polyamid - polyurethan - polyester.

**Egenskaber/Handlingsmekanisme**

Immobilisering og stabilisering den nederste tredjedel af benet, anklen og foden.

To uafhængige integrerede luftceller.

Metatarsens dorsifleksion begrænset til et minimum.

Inddubuet skridsikker sål, som tillader patienten en naturlig og komfortabel gang.

Justerbar tåbeskyttelse (3 mulige positioner).

Dette er et bilateralt produkt.

**Indikationer**

Postoperatorisk/posttraumatisk immobilisering af anklen/foden. Svær forstuvning af anklen/foden.

Stabil fraktur af benets nederste tredjedel (lang version).

Konserverende behandling af fraktur af anklen/foden. Svær tendinopati af anklen/foden.

Konserverende behandling af brist af akillessenen.

**Kontraindikationer**

Brug ikke produktet i tilfælde af en usikker diagnose.

Produktet må ikke placeres i direkte kontakt med en læderet hud. Må ikke bruges i tilfælde af kendt allergi over for et af komponenterne. Må ikke bruges i tilfælde af ustabile frakturer eller frakturer af den øverste del af skinneben eller lægben.

Må ikke bruges til patienter med en vægt på > 130 kg.

Må ikke bruges i tilfælde af en sygehistorie med venøse tromboemboliske lidelser uden tromboprofylaktisk behandling.

**Forholdsregler**

Kontroller, at produktet er intakt før hver brug.

Udstyret må ikke bruges, hvis det er beskadiget.

Vælg en størrelse, der er egnet til patienten ved hjælp af størrelsesskemaet.

Valget af version overlades til den sundhedsfaglige persons vurdering.

Det anbefales, at en sundhedsfaglig person kontrollerer den første påsætning.

Den sundhedsfaglige persons ordineri­ng og protokol vedrørende anvendelse skal følges meget nøje.

Det anbefales systematisk at bruge en lang strømp­e, når udstyret bruges.

Kontroller, at sokken sidder korrekt og at der ikke er folder, når udstyret sættes på.

Kontroller dagligt det berørte lems tilstand (man skal være særligt opmærksom på patienter med nedsat følesans).

Udstyret må ikke komme i direkte kontakt med fedtstoffer (pomade, creme m.m.).

Udstyret må ikke komme i direkte kontakt med et plaster.

I tilfælde af ubehag, vigtig gene, smerte, ændring af lemmets volumen, unormale fornemmelser eller ændring af ekstremitetens farve, tag produktet af og rådspørg en sundhedsfaglig person.

Brug ikke udstyret under scanninger eller røntgenundersøgelser. Brug ikke udstyret, når du kører bil.

Udsæt ikke udstyret for ekstreme temperaturer (> 60 °C).

Det anbefales at stramme udstyret på en passende måde for at sikre en immobilisering uden begrænsning af blodcirkulation. I tilfælde af usædvanlige fornemmelser, skal man løсне remmene og/eller tømme luft ud af luftcellerne og rådspørge en sundhedsfaglig person.

Det anbefales at evaluere risikoen for venøs tromboemboli før enhver immobilisering. Følg rådene fra en sundhedsfaglig person. Udstyret må ikke bruges til en anden patient af hygiejniske årsager og for at bevare udstyrets ydeevne.

Hvis udstyret kommer i kontakt med vand, skal man lade delen i tekstil tørre og tørre stive del godt af med en tør klud.

En længere immobilisering kan af og til medføre tab af muskeltonus. Når gangen genoptages, skal man passe på ikke at falde.

I tilfælde af tidligere venøse eller lymfatiske forstyrrelser, rådspørg en sundhedsfaglig person.

**Bivirkninger**

Dette udstyr kan medføre hudreaktioner (rødmen, kløe, forbrændinger, vabler m.m.) og endda sår af forskellige størrelsesgrader.

Mulig risiko for venetrombose.

Mulig risiko for rygsmerter efter ændring af gangarten.

Enhver alvorlig hændelse, som er opstået i forbindelse med udstyret, skal meddeles til producenten og de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er bosat.

**Brugsanvisning/Påsætning**

Sørg for at strammingsmekanismen er løsnet og at overtrækskoen er tømt for luft, før støttestøvlen tages på.

1. Tag støttestøvlen ud af plastikovertrækket, løsn stropperne med burrebånd, tag den stive frontdel af og åbn overtrækskoen.

2. Sæt dig ned og før forsigtigt benet og foden ned i overtrækskoen i skum, og sørg for at hælen er placeret korrekt i bunden af støvlen ​​Ⓐ. Luk overtrækskoen i skum ved at føre den omkring benet og foden ​​Ⓑ.

3. Sæt den stive frontdel på plads ​​Ⓒ.

4. Luk støttestøvlen ved at stramme stropperne med burrebånd foruden og ​​Ⓓ foroven ​​Ⓔ. For at få en bedre pasform skal den øverste strop med burrebånd føres gennem den åbning, der er skåret direkte ind i den stive skal ​​Ⓕ1.

5. Juster tåbeskyttelsen.

6. **Oppustning/tømning af støvlen**

For at øge fastholdelsen skal du puste luftcellerne op ved at trykke på den blå prik ​​Ⓖ1.

Luftcellerne tømmes for luft ved at åbne hættten, der sidder på bagsiden af den blå prik og trykke på ventilen for at lukke luften ud ​​Ⓖ2.

7. Prøv at gå med støvlen for at kontrollere, om justeringen er korrekt og at den fungerer.

**Aftagning af støttestøvlen:** Løsn stropperne, fjern den stive frontdel, og åbn overtrækskoen.

Ekstra tilbehør og reservedele er tilgængelige på bestilling.

**Pløje**

Vaskbart produkt under de anførte betingelser i denne vejledning og på etiketten. Hvis udstyret kommer i kontakt med vand, skal man lade delen i tekstil tørre og tørre stive del godt af med en tør klud.

Stive elementer:

Den stive del vaskes med en fugtig klud.

Elementer i tekstil:

Del i tekstil, der kan tages af for at vaske den.

Placeres på det oprindelige sted inden næste brug. Overtrækskoen vaskes i hånden og i koldt vand. Brug ikke rensemidler, blødgøringsmidler eller aggressive produkter (klorholdige produkter m.m.). Må ikke kemisk renses. Må ikke tørretumbles. Må ikke stryges. Pres vandet ud. Lad tørre fladt. Lad tørre på afstand af en direkte varmekilde (radiator, sol m.m.).

**Opbevaring**

Opbevares ved stuetemperatur og helst i den originale emballage.

**Bortskaffelse**

Skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende lokale bestemmelser.

Bevar disse brugsanvisninger til senere opslag.

## fi JÄYKKÄRUNKONIN PAINEILMATÄYTT EINEN KÄVELYSAAPAS

**Kuvaus/Käyttötarkoitus**

Kokonaan jäykkärunkoinen kävelysaapas säären alakolmanneksen, nilkan ja jalkaterän immobilisointiin ja stabilointiin.

Tämä väline on tarkoitettu vain luelteltujen käyttöaiheiden hoitoon ja valitsemalla potilaalle oikea koko oheisesta kokotaulukosta.

**Rakenne**

Jäykät komponentit: polyamid - kumi - etyleenivinyylisetaatti - alumiini - termoplastiset polyuretaanit - polypropeeni. Tekstiilikomponentit: polyamid - polyuretaani - polyesteri.

**Ominaisuudet/Toimintatapa**

Säären alakolmanneksen, nilkan ja jalkaterän immobilisointi ja stabilointi.

Kaksi yhdysrakenteista erillistä ilmakennoa.

Jalkapöydän taipuminen ylöspäin on rajoitettu minimiin.

Luistamaton kaareva pohja auttaa potilasta kävelemään luonnollisesti ja mukavasti.

Säädettävä vapaiden suojakaari (3 asentoa).

Tuotetta voidaan käyttää kummassakin nilkassa.

**Käyttöaiheet**

Nilkan/jalkaterän immobilisointi leikkauksen/trauman jälkeen.

Vaikea nilkan/jalkaterän nyrjähdys.

Säären alakolmanneksen vakaa murtuma (pitkä malli).

Nilkan/jalkaterän murtuman konservatiivinen hoito.

Vaikea nilkan/jalan tendinopatia.

Akillesjänkeen repeämän konservatiivinen hoito.

**Vasta-aiheet**

Älä käytä tuotetta, jos diagnoosi on epävarm a.

Älä aseta tuotetta suoraan kosketuksiin vaurioituneen ihon kanssa.

Älä käytä, jos tiedossa on allergia jollekin rakenneosista.

Ei saa käyttää epävakaiden murtumien tai sääriliu­n tai pohjeliu­n yläosan murtumien yhteydessä.

Älä käytä yli 130 kg painaville potilaille.

Ei saa käyttää, mikäli käyttäjällä on ollut aiemmin vakavia laskimotukoksia, joita ei ole hoidettu.

**Varoitimet**

Tarkista laitteen eheys ennen jokaista käyttöä.

Älä käytä välinettä, jos se on vaurioitunut.

Valitse oikea koko potilaalle kokotaulukosta.

Malli valitaan terveydenhuollon ammattilaisen harkinnan mukaan. On suositeltavaa, että terveydenhuollon ammattilainen valvoo tuotteen ensimmäistä asetusta.

Noudata ehdottomasti lääkärin antamia ohjeita ja käyttösuosituksia.

Välineen pitkäaikainen käytön aikana on erityisen suositeltavaa käyttää pitkää sukkaa.

Varmista, että sukka on välineen sisällä oikeassa asennossa ja ettei väliin jää taitoksia.

Tarkista sairastuneen raajan kunto päivittäin (kiinnittäen erityistä huomiota välinemaisiin potilaisiin).

Älä aseta välinettä suoraan kosketukseen rasvaisten aineiden (ihovoiteet jne.) kanssa.

Älä aseta välinettä suoraan kosketukseen haavasidoksen kanssa. Jos ilmenee epämukavuutta, merkittävää haittaa, kipua, raajan tilavuuden muutoksia, epätavanomaisia tuntemuksia tai värimuutoksia, poista väline ja ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

Älä käytä välinettä lääketieteellisessä kuvantamisjärjestelmässä.

Älä käytä välinettä ajon aikana.

Älä altista tuotetta äärimmäläis­ lämpötiloille (yli 60 °C).

Kiristä väline sopivasti niin, että se ei immobilisoi raajan häiritsemättä verenkiertoa. Jos ilmenee epätavanomaisia tuntemuksia tai löysää hihnnoja ja/tai tyhjennä ilmakennot ja pyydä neuvoja terveydenhuollon ammattilaiselta.

Suosittelemme arvioimaan laskimotromboembolian riskin ennen immobilisaatiota. Noudata terveydenhuollon ammattihenkilön ohjeita.

Hygienian ja suorituskyvyn ylläpitämiseksi älä käytä välinettä uudelleen toisella potilaalla.

Jos väline joutuu kosketuksiin veden kanssa, kuivaa tekstiiliä ja pyyhi kova osa kuivalla liinalla.

Pitkäaikainen immobilisointi voi toisinaan aiheuttaa lihasmassan vähenemistä.

Kun kävely aloitetaan uudelleen, kiinnitä huomiota kaatumisvaaraan. Ota aiempien laskimo- tai immunestekierron häiriöiden yhteydessä yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

**Ei-toivotut sivuvaikutukset**

Väline voi aiheuttaa ihereaktioita (punoitusta, kutinaa, palovammoja, rakkuloita jne.) tai jopa vaihtelevan vaikeusasteen haavoja. Mahdollinen laskimotromboosiriski.

Mahdollinen selkäkipu kävelytavan muutoksen takia.

Kaikista välineen yhteydessä tapahtuvista vakavista tapauksista on ilmoitettava valmistajalle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käyttäjä ja/tai potilas on.

**Käyttöohje/Asettaminen**

Ennen kuin pu et kävelysaappaan, tarkista, että kiristysmekanismi on löysällä ja sisäosa on tyhjentynyt.

1. Ota kävelysaapas muovipussistaan, irrota tarranauh at, ota jäykkä etuosa pois ja avaa vaah­to­muovinen sisäosa.

2. Istuudu ja aseta säär esija jalkateräsi varovasti vaah­to­muoviseen sisäosaan tarkistaen, että kantapää asettuu oikein saappaan pohjaan ​​Ⓐ. Sulje vaah­to­muovinen sisäosa oikien mallia se huolellisesti säären ja jalkaterän ympäri ​​Ⓑ.

3. Aseta jäykkä etuosa ​​Ⓒ takaisin paikalleen.

4. Sulje kävelysaapas kiristämällä tarranauh at alhaalta ​​Ⓓ ylöspäin ​​Ⓔ.

Voit parantaa kiristyk sen säätöä viemällä yläosan tarranauhan aukkoon, joka on leikattu suoraan jäykkään runkoon ​​Ⓕ1.

5. Säädä vapaiden suojakaari.

6. **Saappaan täyttö/tyhjennys**

Lisää painetta täyttämällä ilmakennot painamalla sinistä pumpppua ​​Ⓖ1.

Tyhjennä ilmakennot avaamalla sinisen pumpun takana sijaitseva korkki ja vapauta ilma painamalla venttiiliä ​​Ⓖ2.

7. Kokeile kävellä saappaalla, niin huomaat, onko se säädetty oikein ja miten se toimii.

**Kävelysaappaan poistaminen:** Löysää tarranauh at, ota jäykkä etuosa pois ja avaa vaah­to­muovinen sisäosa. Tilauksesta on saatavilla täydentäviä lisävarusteita/varaosia.

**Hoito**

Tuote voidaan pestä tämän pakkausselosteen ja etikettien ohjeiden mukaisesti. Jos väline joutuu kosketuksiin veden kanssa, kuivaa tekstiiliä ja pyyhi kova osa kuivalla liinalla.

Jäykät komponentit:

Puhdista kova osa kostealla liinalla.

Tekstiilikomponentit:

Tekstiiliösa kokonaan irrotettavissa pesua varten.

Aseta ne alkuperäisille paikoilleen ennen seuraavaa käyttökertaa.

Pese sisäosa käsin kylmällä vedellä. Älä käytä pesuaineita, huuhteluaineita tai voimakkaita tuotteita (klooria sisältävät tuotteet). Ei saa kuivapestä. Ei saa kuivata vaivaurumussa. Ei saa silittää. Puristele liika vesi pois. Kuivata tasossa. Anna kuivua etällä suorasta lämmönlähteestä (lämpöpatteri, auringonvalo jne.).

**Säilytys**

Säilytä huoneenlämmössä, mieluiten alkuperäisessä pakkauksessa.

**Hävittäminen**

Hävitä voimassa olevien paikallisten määräysten mukaisesti.

Säilytä nämä käyttöohjeet.

## sv PNEUMATISKT WALKER FOTSTÖD MED STYVT SKAL

**Beskrivning/Avsedd användning**

Fotstödet har ett styvt skal som gör det möjligt att immobilisera och stabilisera underbenet, vristen och foten.

Enheten är endast avsedd för behandling av de angivna indikationerna och för patienter vars mått motsvarar storlekstabellen.

**Sammansättning**

Styva komponenter: polyamid – gummi – etylenvinylacetat – aluminium – termoplastisk polyuretan – polypropylen.

Material textilier: polyamid – polyuretan – polyester.

**Egenskaper/Verknings sätt**

Gör det möjligt att immobilisera och stabilisera underbenet, ankl en och foten.

Två oberoende och integrerade luftceller.

Dorsalflexion av metatarsalbenet begränsas till ett minimum.

Halkfri välvd såla gör att patienten kan gå naturligt och bekvämt.

Justerbar skyddsbåge för tårna (3 möjliga positioner).

Detta är en bilateral produkt.



#### Indikationer

Immobilisering av fotleden/foten efter operation/trauma.

Allvarlig stukning av fotleden/foten.

Stabil fraktur av den nedersta tredjedelen av benet (lång version).

Konservativ behandling vid fraktur i fotleden/foten.

Allvarlig tendinopati i fotleden/foten.

Konservativ behandling vid ruptur på hälsenan.

#### Kontraindikationer

Får ej användas vid osäker diagnos.

Applicera inte produkten direkt på skadad hud.

Får ej användas vid känd allergi mot något av innehållsämnaa.

Får ej användas vid instabila frakturer eller frakturer på övre delen av skenbenet eller vadbenet.

Får ej användas på patienter som väger mer än 130 kg.

Använd inte vid större venös tromboembolisk historia utan behandling med trombo-profylax.

#### Försiktighetsåtgärder

Kontrollera att produkten är hel före varje användning.

Får ej användas om produkten är skadad.

Välj en storlek som är lämplig för patienten med hjälp av storlekstabellen.

Val av produktversion görs av sjukvårdspersonalen.

Sjukvårdspersonal bör övervaka den första appliceringen.

Följ noga rekommendationer och bruksanvisningar från sjukvårdspersonalen.

Regelbunden användning av en lång strumpa rekommenderas när produkten bärs.

Kontrollera att strumpan sitter bra och att det inte förekommer några veck när du sätter fast produkten.

Kontrollera dagligen den påverkade kroppsdelens skick (särskilt med avseende på patienter med nedsatt känsel).

Låt inte produkten komma i direkt kontakt med feta substanser (salva, kräm osv.).

Låt inte produkten komma i direkt kontakt med ett förband.

Ta av produkten och rådgör med sjukvårdspersonalen vid obehag, besvär eller smärta eller om armen eller benet ändrar storlek eller färg eller känns anorlunda.

Använd inte produkten i en apparat för medicinsk avbildning.

Använd inte produkten när du framför ett fordon.

Utsätt inte produkten för extrema temperaturer (> 60 °C).

Dra åt produkten lagom mycket för att uppnå immobilisering utan att förhindra blodcirkulationen. Lossa på remmarna och/eller töm kuddarna på luft om det känns anorlunda och rådgör med sjukvårdspersonal.

Vi rekommenderar att man bedömer risken för venös tromboemboli innan någon som helst immobilisering. Följ råden från sjukvårdspersonalen.

Av hygien- och prestandaskäl ska produkten inte återanvändas av en annan patient.

Om produkten kommer i kontakt med vatten ska du torka av den hårda delen ordentligt med en torr duk och låta delen av textil lufttorka.

Långvarig immobilisering kan ibland leda till förlust av muskelspänning.

Tänk på risken för fall när du börjar gå igen.

Kontakta läkare i händelse av tidigare ven- eller lymfsjukdom.

#### Biverkningar

Denna produkt kan orsaka hudreaktioner (rodnad, klåda, brännskador, blåsor osv.) eller sår med olika grad av allvarlighet. Möjlig risk för ventrombos.

Möjlig risk för ryggsmärtor på grund av ändrat gångmönster.

Alla allvarliga incidenter i samband med användningen av denna produkt ska anmälas till tillverkaren och till behörig myndighet i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad.

#### Bruksanvisning/användning

Innan du tar på dig fotstödet ska du säkerställa att fästmekanismen är lös och toffeln har tömts på luft.

- Ta ut fotstödet från dess plastlejlje, lossa de kardborreförsedda remmarna, avlägsna den främre styva delen och öppna tofflan.
- Sitt ner och placera försiktigt ditt ben och din fot i skumtofflan och kontrollera samtidigt att hälen placeras så långt bak i fotstödet som möjligt Ⓐ. Stäng skumtofflan genom att dra åt ordentligt runt benet och foten ⓑ.
- Förflytta den främre styva delen Ⓒ.
- Stänga fotstödet genom att dra åt det kardborreförsedda remmarna nerifrån Ⓓ och upp Ⓔ. För att bättra kunna justera fästmekanismen, för den övre kardborrebandsförsedda remmen genom öglan direkt i det styva skalet Ⓜ1.
- Justera skyddsbågen över tårna.
- Blåsa upp/slåppa ut luften ur fotstödet För att öka kompressionen, blås upp luftcellerna genom att trycka på den blå kudden Ⓟ Ⓠ1.
- För att tömma luftcellerna på luft, öppna locket på baksidan av blå kudden och tryck på ventilen för att släppa ut luften Ⓡ.
- Försök att gå med fotstödet för att säkerställa korrekt passform och funktion.

**Ta av fotstödet:** Lossa remmarna, avlägsna den främre styva delen och öppna tofflan.

Ytterligare tillbehör/reservdelar kan beställas.

#### Skötsel

Produkten kan tvättas enligt tvätthanvisningarna i denna bipacksedel och på etiketten. Om produkten kommer i kontakt med vatten ska du torka av den hårda delen ordentligt med en torr duk och låta delen av textil lufttorka.

Material textiler:

Textildelen är helt avtagbar för tvättning.

Sätt tillbaka dem på sin ursprungliga plats innan nästa användning.

Tvätta tofflan för hand med kallt vatten. Använd inte rengöringsmedel, sköljmedel eller alltför starka produkter (med klor). Får ej kemtvättas. Får ej torktumlas. Får ej strykas. Pressa ur vattnet. Torkas plant. Låt lufttorka långt ifrån direkta värmekällor (värmeelement, sol osv.).

#### Förvaring

Förvaras vid rumstemperatur, helst i ursprungsförpackningen.

#### Kassering

Kassera i enlighet med gällande lokala föreskrifter.

Spara denna bruksanvisning.

#### el

## ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ, ΜΕ ΑΚΑΜΠΤΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ

#### Περιγραφή/Σημείο εφαρμογής

Νάρθηκας ποδοκνημικής με άκαμπτο περίβλημα, πλήρους κάλυψης, που επιτρέπει την ακινητοποίηση και τη σταθεροποίηση του κάτω τρίτου της κνήμης, του αστραγάλου και του ποδιού. Η συσκευή προορίζεται μόνο για τη θεραπεία των αναφερόμενων ενδείξεων και για ασθενείς των οποίων οι διαστάσεις αντιστοιχούν στον πίνακα μεγεθών.

#### Σύνθεση

Εξαρτήματα από άκαμπτο υλικό: πολυαμίδι - καουτσούκ - συμπολυμερές αιθυλενίου-οξικού βινυλίου - αλουμίνιο - θερμοπλαστικές πολυουρεθάνες - πολυπροπυλένιο. Εξαρτήματα από ύφασμα: πολυαμίδι - πολυουρεθάνη - πολυεστέρας.

#### Ιδιότητες/Μηχανισμός δράσης

Ακινητοποίηση και σταθεροποίηση του κάτω τρίτου της κνήμης, του αστραγάλου και του ποδιού.

Δύο ανεξάρτητες ενσωματωμένες κυψέλες αέρα.

Ελάχιστη ραχιαία κάμψη του μεταταρσίου.

Κυρτή αντιολισθητική σόλα που επιτρέπει στον ασθενή φυσικό και άνετο βάδισμα.

Ρυθμιζόμενη μπάρα προστασίας των δακτύλων του ποδιού (3 δυνατές θέσεις).

Το προϊόν είναι κατάλληλο και για το δεξί και για το αριστερό πόδι.

#### Ενδείξεις

Μετεγχειρητική/μετατραυματική ακινητοποίηση του αστραγάλου/του ποδιού.

Σοβαρό διάστρεμμα στον αστράγαλο/στο πόδι.

Σταθερό κάταγμα του κάτω τρίτου της κνήμης (ψηλή έκδοση).

Συντηρητική θεραπεία για κάταγμα του αστραγάλου/του ποδιού.

Οξεία τενοντοπάθεια στον αστράγαλο/στο πόδι.

Συντηρητική θεραπεία για ρήξη στον Αχιλλέιο τένοντα.

#### Αντενδείξεις

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περίπτωση μη ασφαλούς διάγνωσης.

Μην τοποθετείτε το προϊόν απευθείας σε τραυματισμένο δέρμα.

Μην το χρησιμοποιείτε σε περίπτωση γνωστής αλλεργίας σε οποιοδήποτε από τα συστατικά.

Μην το χρησιμοποιείτε σε περίπτωση ασαφών καλαγμάτων ή καταγμάτων του άνω μέρους της κνήμης ή της περόνης.

Μην το χρησιμοποιείτε για ασθενείς με βάρος > 130 κιλών.

Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση ιστορικού μέιζονος φλεβικής θρομβοεμβολής χωρίς θρομβοπροφυλακτική αγωγή.

#### Προφυλάξεις

Βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα του προϊόντος πριν από κάθε χρήση.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά.

Επιλέξτε το σωστό μέγεθος για τον ασθενή ανατρέχοντας στον πίνακα μεγεθών.

Η επιλογή της έκδοσης επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του επαγγελματία υγείας.

Συνιστάται η πρώτη εφαρμογή να επιβλέπεται από έναν επαγγελματία υγείας.

Τηρείτε αυστηρά τη συνταγή και το πρωτόκολλο χρήσης που συνιστά ο επαγγελματίας υγείας που σας παρακολουθεί. Συνιστάται η συστηματική χρήση ψηλής κάλτσας όταν φοράτε τη συσκευή.

Ελέγχετε τη σωστή θέση της επένδυσης και την απουσία πτυχών όταν τοποθετείται στη συσκευή.

Ελέγχετε την κατάσταση του προσβεβλημένου άκρου καθημερινά (με ιδιαίτερη προσοχή για τους ασθενείς με αισθητηριακό έλλειμμα).

Μην εκθέτετε το προϊόν σε άμεση επαφή με λιπαρές ουσίες (αιολίφ, κρέμα,...).

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με επίδεσμο.

Σε περίπτωση δυσφορίας, σημαντικής ενόχλησης, πόνου, μεταβολής του όγκου του άκρου, ασυνήθιστων αισθήσεων ή αλλαγής του χρώματος των άκρων, αφαιρέστε τη συσκευή και συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σύστημα ιατρικής απεικόνισης.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά την οδηγηση ενός οχήματος. Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε ακραίες θερμοκρασίες (> 60°C).

Συνιστάται να σφίξετε επαρκώς τη συσκευή προκειμένου να διασφαλίσετε την αδρανιστικότητα χωρίς περιορισμό της ροής του αίματος. Σε περίπτωση ασυνήθιστων αισθήσεων, χαλαρώστε τους ιμάντες και/ή ξεφουσκώστε τις κυψέλες αέρα και ζητήστε την συμβουλή ενός επαγγελματία υγείας.

Συνιστάται η αξιολόγηση του κινδύνου φλεβικής θρομβοεμβολής πριν από οποιαδήποτε ακινητοποίηση. Ακολουθήστε τη συμβουλή ενός επαγγελματία υγείας.

Για λόγους υγιεινής και απόδοσης, μην επαναχρησιμοποιείτε τη συσκευή σε άλλον ασθενή.

Εάν η συσκευή έρθει σε επαφή με νερό, στεγνώστε το υφάνισμο μέρος και σκουπίστε καλά το άκαμπτο μέρος με ένα στεγνό πανί. Η παρατεταμένη ακινητοποίηση ενδέχεται ορισμένες φορές να οδηγήσει σε απώλεια μυϊκού τόνου.

Όταν συνεχίσετε το περπάτημα, προσέξτε να μην πέσετε.

Σε περίπτωση ιστορικού φλεβικών ή λεμφικών διαταραχών, συμβουλευθείτε έναν επαγγελματία υγείας.

#### Δευτερεύουσες ανεπιθύμητες ενέργειες

Αυτή η συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει δερματικές αντιδράσεις (ερυθρότητα, κνησμό, εγκαύματα, φουσκάλες...) ή ακόμη και πληγές διαφορετικής εντάσεως.

Πιθανός κίνδυνος φλεβικής θρόμβωσης.

Πιθανός κίνδυνος πόνων στην μέση λόγω της αλλαγής του τρόπου βάδισης.

Κάθε σοβαρό συμβάν που προκύπτει και σχετίζεται με το προϊόν θα πρέπει να κοινοποιείται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης και/ή ο ασθενής.

#### Οδηγίες χρήσης/Τονοθέτηση

Πριν τοποθετήσετε τον νάρθηκα ποδοκνημικής, φροντίστε να χαλαρώσετε καλά τον μηχανισμό σφίξιματος και βεβαιωθείτε ότι η κάλτσα είναι εντελώς ξεφουσκωτή.

- Βγάλτε τον νάρθηκα ποδοκνημικής από την πλαστική του θήκη, ανοίξτε τους αυτοκόλλητους ιμάντες, αφαιρέστε το μπροστά άκαμπτο τμήμα και ανοίξτε την κάλτσα.

- Καθίστε και τοποθετήστε απαλά την γάμπα και το πόδι μέσα στην κάλτσα από αφρό. Βεβαιωθείτε ότι η φτέρνα είναι στην σωστή θέση στο βάθος του νάρθηκα Ⓐ. Κλείστε την κάλτσα από αφρό εφαρμόζοντάς την καλά γύρω από την κνήμη και το πόδι ⓑ.
- Τοποθετήστε το άκαμπτο προσστινό μέρος Ⓒ.
- Κλείστε τον νάρθηκα ποδοκνημικής σφίγγοντας τους αυτοκόλλητους ιμάντες ξεκινώντας από κάτω Ⓣ προς τα πάνω Ⓟ.

- Για καλύτερη ρύθμιση της σύσφιξης, περάστε τον επάνω αυτοκόλλητο ιμάντα μέσα από τη θηλιά που έχει κοπεί απευθείας στο άκαμπτο κέλυφος Ⓜ1.
- Προσπαθήστε την προστατευτική μπάρα των δακτύλων του ποδιού.
- Φούσκωμα / Ξεφούσκωμα του νάρθηκα ποδοκνημικής** Για να αυξήσετε τη συμπίεση, φουσκώστε τις κυψέλες αέρα πιέζοντας την μπλε αντλία Ⓡ Ⓢ1. Για να ξεφουσκώσετε τις κυψέλες αέρα, ανοίξτε το καπάκι που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μπλε αντλίας και πιέστε τη βαλβίδα για να απελευθερώσετε τον αέρα Ⓣ.

- Προσπαθήστε να βαδίζετε με τον νάρθηκα για να βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλα προσαρμοσμένος και λειτουργεί σωστά. **Αφαίρεση του νάρθηκα ποδοκνημικής:** Χαλαρώστε τους ιμάντες, αφαιρέστε το άκαμπτο μπροστινό τμήμα και ανοίξτε την κάλτσα. Διατίθενται, κατόπιν παραγγελίας, πρόσθετα παρελκόμενα/ανταλλακτικά.

#### Συντήρηση

Το προϊόν μπορεί να πλυθεί ακολουθώντας τις συμβουλές του φυλλαδίου αυτού και της ετικέτας. Εάν η συσκευή έρθει σε επαφή με νερό, στεγνώστε το υφάνισμο μέρος και σκουπίστε καλά το άκαμπτο μέρος με ένα στεγνό πανί.

Εξαρτήματα από άκαμπτο υλικό: Πλύνετε το άκαμπτο μέρος με ένα υγρό πανί.

Εξαρτήματα από ύφασμα:

Τμήμα από ύφασμα πλήρως αφαιρούμενο για την πλύση. Επανατοποθετήστε τις στην αρχική τους θέση, πριν από την επόμενη χρήση. Πλένετε την κάλτσα στο χέρι, με κρύο νερό. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό ή πολύ ισχυρά προϊόντα (προϊόντα με βάση την χλωρίνη...). Μην υποβάλλετε σε στεγνό καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο. Μην σιδερώνετε. Στραγγίστε πιέζοντας. Αφίρστε να στεγνώσει σε επίπεδη επιφάνεια. Στεγνώνετε μακριά από άμεση πηγή θερμότητας (καλοριφέρ, ήλιος,...).

#### Αποθήκευση

Φυλάξτε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, κατά πρότιμηση στο αρχικό κουτί.

#### Απόρριψη

Απορρίψτε σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσης.

#### cs

## PNEUMATICKÁ FIXAČNÍ ORTÉZA S PEVNOU VÝZTUHOU

#### cs

## PNEUMATICKÁ FIXAČNÍ ORTÉZA S PEVNOU VÝZTUHOU

#### Popis/Použití

Komplexní ortéza s pevnou výztuhou pro imobilizaci a stabilizaci dolní třetiny nohy, kotníku a chodidla. Pomůcka je určena pouze k léčbě uvedených indikací a pro pacienty, kteří mají příslušnou velikost dle tabulky velikostí.

#### Složení

Tuhé části: polyamid - guma - ethylenvinylacetát - hliník - termoplastický polyuretan - polypropylen. Textilní části: polyamid - polyuretan - polyester.

#### Vlastnosti/Mechanismus účinku

Znehybnění a stabilizace spodní třetiny nohy, kotníku a chodidla. Dvě nezávisle integrované vzduchové komory. Navrženo k zajištění minimální dorziflexe metatarzální kosti. Protiskluzová tvarovaná podrážka pro přirozenou a pohodlnou chůzi.

Nastavitelná špička (3 možné polohy).

Výrobek je určen pro oboustranné použití.

#### Indikace

Pooperační/pourazové znehybnění kotníku/chodidla.

Těžká distorze kotníku/chodidla.

Stabilní zlomenina spodní třetiny nohy (dlouhá verze).

Konzervativní léčba zlomeniny kotníku/chodidla.

Těžká tendopatie chodidla/kotníku.

Konzervativní léčba přetržení Achillovy šlachy.

#### Kontraindikace

Výrobek nepoužívejte, pokud nemáte potvrzenou diagnózu.

Nepřikládajte přímo na poraněnou kůži.

Výrobek nepoužívejte, pokud máte prokázanou alergii na některou složku výrobku.

Nepoužívat při nestabilních zlomeninách nebo zlomeninách horní části kosti holenní nebo lýtkové.

Nepoužívat u pacientů, kteří váží více než 130 kg.

Nepoužívejte v případě závažné žilní tromboembolické nemoci v anamnéze bez podání tromboprofylyaxe.

#### Upozornění

Před každým použitím zkontrolujte, že je pomůcka neporušená. Poškozenou pomůcku nepoužívejte.

Vhodnou velikost vyberte pomocí tabulky velikostí.

Vhodnou velikost vyberte lékař.

První nasazení by mělo proběhnout za přítomnosti lékaře.

Je nutné se přesně řídit předpisem a pokyny k použití, které vám dal lékař.

Při používání pomůcky doporučujeme vždy nosit podkolenky.

Zkontrolujte, zda je pěnová vložka ve správné poloze a při nasazování pomůcky se nikde netvoří ohyby.

Každý den kontrolujte stav postižené končetiny (zvýšená pozornost je vyžadována u pacientů se smyslovým deficitem).

Pomůcka nesmí přijít do přímého kontaktu s mastnou kůží (od masti, krému...).

Pomůcka nesmí přijít do přímého kontaktu s obvazem.

Pokud pocítíte nepohodlí, výrazné obtíže, bolest, změnu objemu končetiny, nezvyklou změnu citlivosti nebo změnu barvy končetin, pomůcku sundejte a vyhledejte lékaře.

Pomůcku nepoužívejte při použití zdravotnické zobrazovací techniky.

Pomůcku nepoužívejte při řízení vozidla.

Pomūcku nevystavujete extrémním teplotám (nad 60 °C). Pomůcku doporučujeme utáhnout tak, že končetinu znehybňuje, aniž by narušovala krevní oběh. V případě nepřijemného pocitu uvolněte popruhy a/nebo vyfoukněte vzduchové komory a poraďte se s odborníkem. Před každou indikací vyžadující imobilizaci doporučujeme posoudit riziko žilní tromboembolické nemoci. Řiďte se radami zdravotnického pracovníka. Z hygienických důvodů a z důvodu správného fungování je pomůcka určená jednomu pacientovi. Pokud se pomůcka dostane do kontaktu s vodou, textilní část nechte oschnout a pevnou část otřete suchým hadříkem. Delší imobilizace může vést ke ztrátě svalového napětí. Když začnete znovu chodit, jděte opatrně, abyste neupadli. V případě prodělaných cévních či lymfatických potíží se poraďte se zdravotnickým personálem.

**Nežádoucí vedlejší účinky**

Pomůcka může vyvolat kožní reakce (začervenání, svědění, popáleniny, puchýře...) nebo dokonce rány různého stupně. Možnost rozvoje žilní trombózy. Možnost vzniku bolesti zad po změně způsobu chůze. Dojde-li v souvislosti s touto pomůckou k závažnému incidentu, je nutné o tom informovat výrobce a příslušné úřady členského státu, ve kterém uživatel a/nebo pacient žije.

**Návod k použití/Aplikace**

Může si fixační ortézu nasadit, zkontrolovte, zda je upevňovací mechanismus řádně povolený a zda je pěnová vložka dobře vyfouknutá.

- Vyjměte fixační ortézu z plastového obalu, rozepněte popruhy na suchý zip, odstraňte pevnou část a roztáhněte vložku.
- Posadte se a nohu opatrně zasuňte do pěnové vložky, zkontrolujte, zda pata správně sedí uvnitř vložky Ⓐ. Vložku přimáčkněte na nohu, aby pěkně seděla na všech částech Ⓑ.
- Vyměňte pevnou přední část Ⓒ.
- Zapněte fixační ortézu a utáhněte popruhy se suchým zipem zdola Ⓓ nahoru Ⓔ. Pro lepší uchycení protáhněte horní pásek s háčkem a smýčkou vyřiznutou přímo do pevné výtžhy Ⓔ1.
- Nastavte chránič prstů.
- Nafukování/vyfukování fixační ortézy** Chcete-li zvýšit kompresi, nafoukněte vzduchové komůrky stisknutím modrého Ⓕ Ⓔ1. Chcete-li vzduchové komůrky vypustit, otevřete uzávěr na zadní straně modré baňky a stisknutím ventilu vypustte vzduch Ⓖ.
- Zkuste se v ortéze projít, abyste ověřili, zda je správně umístěná a správně funguje.

**Sejmuti fixační ortézy:** Uvolněte popruhy, sejměte pevnou přední část a otevřete vložku. Příslušenství/doplňkové náhradní díly jsou k dispozici na objednávku.

**Údržba**

Výrobek perte podle pokynů uvedených v tomto návodu a na etiketě. Pokud se pomůcka dostane do kontaktu s vodou, textilní část nechte oschnout a pevnou část otřete suchým hadříkem.

Tuhé části:

Pevnou část omyjte navlhčeným hadříkem.

Textilní části:

Textilní část lze zcela vytáhnout a vyprat.

Před dalším použitím je opět zasuňte na jejich původní místo. Vložku perte ručně ve studené vodě. Nepoužívat žádné čistící, změkčovací prostředky nebo agresivní přípravky (chlorované přípravky...). Nečistit za sucha. Nesušit v sušičce. Nežehlit. Vyždímejte přebytečnou vodu. Sušit naležato. Nesušit v blízkosti přímého zdroje tepla (radiátoru, slunce...).

**Skladování**

Skládujte při pokojové teplotě, nejlépe v originálním balení.

**Likvidace**

Likvidujte v souladu s místními právními předpisy.

Tento návod k použití si uschovejte.

## plPNEUMATYČNÝ BUT ORTOPEDYČNÝ ZE SZTYWNĄ SKORUPĄ

**Opis/Przeznaczenie**

But ortopedyczny ze zintegrowaną sztywną skorupą zapewnia unieruchomienie i stabilizację dolnej jednej trzeciej części nogi, kostki i stopy.

Wyrób jest przeznaczony wyłącznie do stosowania w wymienionych wskazaniach oraz u pacjentów, których wymiary odpowiadają tabeli rozmiarów.

**Skład**

Elementy sztywne: poliamid - guma - poli(etylen-co-octan winylu) - aluminium - poliuretan termoplastyczny - polipropylen. Elementy tekstylne: poliamid - poliuretan - poliester.

**Właściwości/Działanie**

Umożliwia unieruchomienie i stabilizację dolnej jednej trzeciej części nogi, kostki i stopy. Dwie zintegrowane, niezależne od siebie komory powietrzne. Zglicie grzbietowe śródstopia ograniczone do minimum. Zakrzywiona podeszwa antypoślizgowa, umożliwiająca pacjentowi naturalny i wygodny chód. Regulowany pąk chroniący palce (3 możliwe pozycje). Produkt jest dwustronny.

**Wskazania**

Unieruchomienie pooperacyjne/pourazowe kostki/stopy.

Ciężkie skręcenie kostki/stopy.

Stabilne złamanie w dolnej jednej trzeciej nogi (wersja długa).

Leczenie zachowawcze złamania kostki/stopy.

Ostra tendinopatia kostki/stopy.

Leczenie zachowawcze zerwania ścięgna Achillesa.

**Przeciwwskazania**

Nie używać produktu, jeżeli diagnoza nie jest pewna.

Nie umieszczać produktu tak, aby bezpośrednio stykał się z uszkodzoną skórą.

Nie stosować w przypadku stwierdzonej alergii na jeden ze składników.

Nie stosować w przypadku niestabilnych złamań lub złamań górnej części kości piszczelowej lub strzałkowej.

Nie stosować u pacjentów o masie ciała > 130 kg.

Nie stosować, jeśli w przeszłości występowały poważne epizody zakrzepowo-zatorowe bez profilaktycznego leczenia przeciwwzakrzepowego.

**Konieczne środki ostrożności**

Przed każdym użyciem sprawdzić, czy wyrób jest w należytym stanie.

Nie używać wyrobu, jeśli jest uszkodzony. Wybrać rozmiar dobrany do pacjenta, korzystając z tabeli rozmiarów.

Wybór wersji zależy od decyzji pracownika służby zdrowia.

Zaleca się, aby pierwsze zastosowanie przebiegało pod nadzorem pracownika służby zdrowia.

Należy ściśle przestrzegać wytycznych i protokołu użytkowania zalecanego przez personel medyczny.

Podczas noszenia wyrobu zalecane jest systematyczne noszenie długich skarpet.

Sprawdzić prawidłowe położenie miękkiego buta oraz brak fałd przy umieszczaniu go wewnątrz wyrobu.

Codziennie sprawdzać stan leczniczej części ciała (ze zwróceniem szczególnej uwagi w przypadku pacjentów z deficytami sensorycznymi).

Nie umieszczać wyrobu w bezpośrednim kontakcie z jakąkolwiek substancją tłuszczową (maść, krem itp.).

Nie umieszczać wyrobu w bezpośrednim kontakcie z opatrunkiem. W razie lekkiego lub silnego dyskomfortu, bólu, zmiany wielkości kończyn, zaburzeń czuciowych lub zmiany koloru zakończeń palców, zdjąć wyrób i zasięgnąć porady pracownika służby zdrowia.

Nie używać wyrobu w systemie obrazowania medycznego.

Nie używać wyrobu podczas prowadzenia pojazdu. Nie wystawiać produktu na działanie skrajnych temperatur (> 60°C).

Zalecane jest odpowiednie dociągnięcie wyrobu w taki sposób, aby zapewnić unieruchomienie bez ograniczenia krążenia krwi.

W przypadku odczuć odbiegających od normy, poluzować paski i/lub opróżnić komory powietrzne i poprosić o poradę pracownika służby zdrowia.

Przed unieruchomieniem kolana należy przeprowadzić ocenę ryzyka wystąpienia żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

Postępowanie zgodnie z zaleceniami pracownika służby zdrowia. Ze względów higienicznych i w trosce o skuteczność działania nie należy używać ponownie tego wyrobu u innego pacjenta.

Jeżeli wyrób wejdzie w kontakt z wodą, wysuszyć część wykonaną z materiału i dobrze wytrzeć sztywną część suchą szmatką.

Przedłużające się unieruchomienie może czasem spowodować obniżenie napięcia mięśni.

Przy ponownym rozpoczęciu chodzenia zwracać uwagę na ryzyko upadku.

Jeśli w przeszłości występowały zaburzenia układu żylnego lub limfatycznego, należy zasięgnąć porady lekarza.

**Niepożądane skutki uboczne**

Wyrób może spowodować reakcje skórne (zaczervenienia, swędzenie, pieczenie, pęcherze itp.), a nawet rany o różnym nasileniu.

Możliwe ryzyko zakrzepicy żył.

Możliwe ryzyko bólu pleców z powodu zmiany sposobu chodzenia. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik i/lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

**Sposób użycia/Sposób zakładania**

Przed założeniem buta ortopedycznego należy upewnić się, że mechanizm zaciskowy jest poluzowany, a miękkی but jest całkowicie opróżniony.

- Wyjąć but ortopedyczny z plastikowej osłony, odczepić paski mocowane na rzepy, podnieść przednią sztywną część i otworzyć miękkی but.
- Usiąść i ostrożnie włożyć nogę i stopę do miękkiego buta piankowego, sprawdzića prawidłową pozycję pięty na dole buta Ⓐ. Zamknąć miękkی but piankowy, owijając go dookoła nogi i stopy Ⓑ.
- Ponownie założyć sztywną przednią część Ⓒ.
- Zamknąć but ortopedyczny, mocując paski na rzepy od dołu Ⓓ do góry Ⓔ. Aby usprawnić regulację dopasowania, przełożyć górny pasek z rzepem przez pętlę wyciątą bezpośrednio w twardej skorupie Ⓔ1.
- Wyregulować pąk chroniący palce.
- Pompowanie / spuszczenie powietrza z buta** Aby zwiększyć unieruchomienie, napompować komory powietrzne, naciskając niebieską gruszkę Ⓕ Ⓔ1. Aby spuścić powietrze z komór powietrznych, otworzyć zatyczkę z tyłu niebieskiej gruszki i nacisnąć zawór, aby spuścić powietrze Ⓖ.
- Spróbować chodzić w butcie, aby sprawdzić jego prawidłowe dopasowanie i działanie.

**Zdejmwanie buta do chodzenia:** Rozpiąć paski, zdjąć sztywną część przednią i otworzyć miękkی but.

Na zamówienie dostępne są dodatkowe akcesoria i części zamienne.

**Utrzymanie**

Produkt nadaje się do prania w warunkach określonych w niniejszej instrukcji i na oznakowaniu. Jeżeli wyrób wejdzie w kontakt z wodą, wysuszyć część wykonaną z materiału i dobrze wytrzeć sztywną część suchą szmatką.

Elementy sztywne:

Część sztywna powinna być czyszczona wilgotną szmatką.

Elementy tekstylne:

Część tekstylna może zostać całkowicie wyjęta do prania.

Przed kolejnym użyciem ponownie umieścić w pierwotnym miejscu. Miękkی but piankowy powinien być prany ręcznie w zimnej wodzie. Nie używać detergentów, produktów zmiękczących ani agresywnych (zawierających chlor itp.). Nie czyścić na sucho.

Nie suszyć w suszarce. Nie prasować. Wycisnąć. Suszyć w stanie rozłożonym. Suszyć z dala od bezpośrednich źródeł ciepła (grzejniki, słońce itp.).

**Przechowywanie**

Przechowywać w temperaturze pokojowej, najlepiej w oryginalnym opakowaniu.

**Utylizacja**

Utylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Zachować tę instrukcję użytkowania.

**lv**

## STINGRA APVALKA PIEPŪŠAMS PASTAIGU ZĀBAKS

**Apraksts/Paredzētais mērķis**

Zābaks ar iebūvētu stingro apvalku, kas imobilizē un stabilizē kājas apakšējo trešdaļu, potīti un pēdu.

Ierīce ir paredzēta tikai minēto indikāciju ārstēšanai pacientiem, kuru mērījumi atbilst izmēru tabulai.

**Sastāvs**

Cietās sastāvdaļas: poliamīds – kaučuks – etilēnvinnilacetāts – alumīnijs – termoplastiskie poliuretāni – polipropilēns. Tekstila sastāvdaļas: poliamīds – poliuretāns – poliesters.

**Īpašības / darbības veids**

Tas ļauj imobilizēt un stabilizēt kājas apakšējo trešdaļu, potīti un pēdu. Divas iebūvētas neatkarīgas gaisa kameras.

Līdz minimumam ierobežota metatarsālā dorsifleksija.

Neslīdēša, izlietka zole, kas ļauj pacientam staigāt dabiski un ērti. Regulējams aizsargs pirkstu aizsardzībai (iespējamas 3 pozīcijas).

Šis izstrādājums derīgs gan labajai, gan kreisajai potītei.

**Indikācijas**

Pēdas/potītes pēcoperācijas/posttraumatiskā imobilizācija.

Smags potītes/pēdas sastiepums.

Stabils kājas apakšējās trešdaļas lūzums (garā versija).

Konservatīva potītes/pēdas lūzuma ārstēšana.

Smaga potītes/pēdas tendinopātija.

Konservatīva Ahileja cīpslas plīsuma ārstēšana.

**Kontrindikācijas**

Nelietojiet produktu, ja diagnoze nav skaidra.

Neenovietojiet produktu tieši saskarē ar savainotu ādu.

Nelietojiet, ja ir zināma alerģija pret kādu no sastāvdaļām.

Nelietojiet nestabili lūzumū, stilba kaula augšdaļas vai augšstilba kaula augšdaļas lūzuma gadījumā.

Nelietojiet pacientiem, kas sver > 130 kg.

Nelietojiet lielas vēnu tromboemboliskas anamnēzes gadījumā bez tromboprofilakses ārstēšanas.

**Piesardzība lietošanā**

Pirms lietošanas pārbaudiet, vai prece nav bojāta.

Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta.

Izvēlieties pacientam atbilstošu izmēru, nemot vērā izmēru tabulu. Versijas izvēle ir atstāta veselības aprūpes speciālista ziņā.

Pirmajā uzlikšanas reizē ieteicama veselības aprūpes speciālista līdzdalība.

Stingri ievērojiet jūsu veselības aprūpes speciālista ieteikumus un lietošanas norādījumus.

Valkājot ierīci, ieteicams regulāri izmantot garo zeķi.

Ierīces uzlikšanas laikā pārbaudiet odeses pareizu stāvokli, vai nav izveidojušās krokas.

Katru dienu pārbaudiet skartās ekstremitātes stāvokli (īpašu uzmanību pievēršot pacientiem ar manu deficitu).

Nelietojiet ierīci tiešā saskarē ar taukainu vielu (ziedi, krēmu utt.).

Nelietojiet ierīci tiešā saskarē ar pārsēju.

Diskomforta, būtisku traucējumu, sāpju, ekstremitāšu apjoma izmaiņu, neparastu sajūtu vai ekstremitāšu krāsas izmaiņu gadījumos noņemiet ierīci un vērsieties pie veselības aprūpes speciālista.

Nelietojiet ierīci medicīniskajā attēlveidošanas sistēmā.

Nelietojiet ierīci, vadot transportlīdzekli.

Nepakļaujiet izstrādājumu ekstrēmām temperatūrām (> 60°C).

Ieteicams ierīci pienācīgi pievilkt, lai nodrošinātu imobilizāciju, neierobežojot asinsriti. Neparastu sajūtu gadījumā atļaidiet siksnas un/vai iztukšojiet gaisa šūnas un meklējiet padomu pie veselības aprūpes speciālista.

Pirms imobilizācijas ir ieteicams izvērtēt venozās trombobolijas risku. Ievērojiet veselības aprūpes speciālista norādījumus.

Higiēnas un veikspējas apsērumu dēļ nelietojiet ierīci atkārtoti citiem pacientiem.

Ja ierīce nonāk saskarē ar ūdeni, izžāvējiet tekstilizstrādājuma daļu un stingro daļu rūpīgi noslaukiet ar sausu drānu.

Ilgstoā imobilizācija dažkārt var izraisīt muskuļu tonusa zudumu. Atsākot staigāt, pievērsiet uzmanību kritiena riskam. Ja Jums ir bijuši vēnu vai limfas sistēmas traucējumi, konsultējieties ar veselības aprūpes speciālistu.

**Nevēlīamas blaknes**

Šī ierīce var izraisīt ādas reakcijas (apsārtumu, niezi, apdegumus, tulznas utt.) vai pat dažāda smaguma brūces.

Iespējamaīs vēnu trombozes risks.

Gaitas maiņas dēļ iespējams muguras sāpju risks.

Par jebkuriem smagiem negadījumiem, kas notikuši saistībā ar šo produktu, ir jāziņo ražotājam un dalībvalsts, kurā uzturas lietotājs un/vai pacients, atbildīgajai iestādei.

**Lietošanas veids / Uzlikšana**

Pirms pastaigu zābaka uzlikšanas pārliecinieties, vai savilkšanas mehānisms ir atlaists un vai gaisa kameras ir pilnībā izlaistas.

1. Izņemiet staigāšanai paredzēto zābaku no plastmasas iepakojuma, atļaisiet siksnas ar liplentes aizdari, noņemiet stingro priekšējo daļu un atveriet ieliktņi.

2. Apšēdieties un uzmanīgi ielieciet savu kāju un pēdu poliuretāna ieliktņi, kā arī pārbaudiet, vai papēdis ir pareizi novietots zābaka lejasdaļā Ⓐ. Aizveriet poliuretāna ieliktņi, to cieši pieglaudot ap kāju un pēdu Ⓑ.

3. Pievienojiet stingro priekšējo daļu Ⓒ.

4. Aizveriet staigāšanai paredzēto zābaku, pievelkot siksnas ar liplentes aizdari virzienā no apakšas Ⓓ uz augšu Ⓔ.

Lai labāk noregulētu pievilkšanas spēku, izvelciet augšējo pašlīpošās aizdares siksnu cauri izgriezumam, kas iestrādāts stingrajā apvalkā Ⓔ1.

5. Pielāgojiet pirkstu aizsarga pozīciju.

6. **Zābaka piepumpēšana/iztukošana** Lai palielinātu saspiēšanu, piepumpējiet gaisa kameras, nospiežot zilo punktu Ⓕ Ⓔ1.

Lai izlaistu gaisu no šīm gaisa kamerām, atveriet vāciņu, kas atrodas zilās pogas aizmugurē, un nospiediet vārstu Ⓖ.

7. Pamēģiniet pastaigāt ar zābaku, lai pārbaudītu piemērotību kājai un to, kā tas darbojas.

**Zābaka novilkšana:** Atbrīvojiet siksnas, noņemiet stingro priekšējo daļu un atveriet ieliktņi.

Pēc pasūtījuma ir pieejami papildu piederumi/rezerves daļas.
**Uzturēšana**
Produkts mazgājams saskaņā ar šajā lietošanas instrukcijā un marķējumā sniegtajiem nosacījumiem.



Ja ierīce nonāk saskarē ar ūdeni, izžāvējiet tekstilizstrādājuma daļu un stingro daļu rūpīgi noslaukiet ar sausu drānu.

Cietās sastāvdaļas:

Cieto daļu mazgājiet ar mitru drānu.

Tekstila sastāvdaļas:

Tekstilizstrādājuma daļa ir pilnībā noņemama mazgāšanai.

Neaizmirstiet tos ievietot atpakaļ sākotnējā pozīcijā pirms nākamās lietošanas reizes. Mazgājiet ieliktni ar rokām aukstā ūdenī. Neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus, mikstinātājus vai agresīvas iedarbības līdzekļus (hlora izstrādājumus u.tml.). Nenododiet ķīmiskajā tīrīšanā. Nelietojiet veļas žāvētāju. Negludiniet. Izspiediet ūdeni ar spiedienu. Žāvējiet izklātu. Žāvējiet drošā attālumā no tieša siltuma avota (radiatora, saules utt.).

**Uzglabāšana**

Uzglabājiet istabas temperatūrā, vēlams, oriģinālajā iepakojumā.

**Likvidēšana**

Likvidējiet saskaņā ar spēkā esošajiem vietējiem noteikumiem.

Saglabājiet šio lietošanas instrukciju.

**It**

## PRIPUČIAMAS EITI PADEDANTIS ĪTVARAS STANDŽIU KORPUSU

**Aprašymas ir paskirtis**

Ītvaras vientisiu standžiu korpusu leidžia imobilizuoti ir stabilizuoti apatinį kojos trečdalį, kulkšnį ir pėdą.

Priemonė skirta tik išvadytoms indikacijoms gydyti ir tik pacientams, kurių kūno matmenys atitinka dydžių lentelę.

**Sudėtis**

Standžios dalys: poliamidas – guma – etileno vinilacetatas – aliuminis – termoplastiniai poliuretanai – polipropilenas.
Tekstilinės dalys: poliamidas – poliuretanas – poliesteris.

**Savybės ir veikimo būdas**

Imobilizuoja ir stabilizuoja apatinį kojos trečdalį, kulkšnį ir pėdą. Dvi integruotos atskiros oro kapsulės. Pėdos lenkimas į viršų apribotas iki mažiausio. Išlenktas ir neslidus padas leidžia pacientui eiti patogiai ir natūraliai.

Apsauginis reguliuojamas pirštų apsaugos lankas (3 padėčių). Tinka ir kairėi, ir dešinei kojai.

**Indikacijos**

Pooperacinis arba potrauminis pėdos ar čiurnos imobilizavimas.
Stiprus čiurnos ar pėdos patempimas.
Stabilus apatinio kojos trečdalo lūžis (ilga versija).
Konservatyvus čiurnos ar pėdos lūžio gydymas.
Sunki čiurnos ar pėdos tendinopatija.
Konservatyvus Achilo sausgyslės plyšimo gydymas.

**Kontraindikacijos**

Jei diagnozė nėra aiški, gaminio nenaudokite.
Nenaudokite gaminio tiesiogiai ant pažeistos odos.
Nenaudokite gaminio, jei yra alergija bet kuriai sudėtinei medžiagai.

Netinka naudoti esant nestabiliems lūžiams ir blauzdikaulio ar šėnkaulio viršutinės dalies lūžiams.

Netinka daugiau nei 130 kg sveriantiems pacientams.

Netinka naudoti esant ankstesniems rimtiems venų tromboemboliniams susirgimams, kuriems nebuvo taikytas profilaktinis trombozės gydymas.

**Atsargumo priemonės**

Kiekvieną kartą prieš naudodami patikrinkite, ar priemonė tvarkinga, ar jai netrūksta dalių.
Nenaudokite priemonės, jei ji pažeista.

Remdamiesi dydžių lentele, pasirinkite pacientui tinkamą dydį.
Gaminio versiją savo nuožūra parenka sveikatos priežiūros specialistas.

Griežtai naudoti pagal sveikatos specialisto nurodytą naudojimosi protokolą ir receptą.
Priemonė rekomenduojama dėvėti su ilga puskojine.

Patikrinkite teisingą įdėklo padėtį ir ar dedant įklota į priemonę jis nesusiglamž.

Kasdien tikrinkite pažeistos galūnės būklę (ypatingas dėmesys turi būti skiriamas pacientams, turintiems jutimo sutrikimų).

Saugokite priemonę nuo sąlyčio su riebiomis medžiagomis (aliejumi, kremu ir pan.).

Saugokite priemonę nuo sąlyčio su tvarsčiu.

Jei jaučiate nemalonius pojūčius, didelį diskomfortą, skausmą, galūnių patinimą, neįprastus pojūčius arba jei pasikeitė galūnių spalva, išimkite priemonę ir kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą.

Nenaudokite priemonės medicininių vaizdo tyrimų metu.

Nenaudokite vairuodami transporto priemonę.
Saugokite priemonę nuo ekstremalių temperatūrų poveikio (> 60°C).
Patariname priemonę tinkamai suveržti, kad ji stabilizuotų galūnę netrukdydama tekėti kraujui.
Pajutę neįprastų pojūčių, atlaisvinkite diržus ir (arba) išleiskite oro iš kapsulių bei kreipkitės patarimų į sveikatos priežiūros specialistą.

Prieš paskiriant imobilizaciją, patariame įvertinti venų tromboembolinių ligų pavojų.
Laikykitės sveikatos priežiūros specialistų patarimų.

Higienos ir tinkamo veikimo sumetimais gaminio negali naudoti kitas pacientas.

Jei priemonė sušlapo, išdžiovininkite medžiaginę dalį ir nušluostykite standžią dalį sausa šluoste.

Kai priemonė ilgą laiką naudojama galūnei imobilizuoti, kartais gali pablogėti raumenų tonusas.

Pradedami vėl vaikščioti atkreipkite dėmesį į pavojų nukristi.

Jei praeitęje patyrėte venų ar limfos sutrikimų, pasitarkite su savo sveikatos priežiūros specialistu.

**Nepageidaujamas šalutinis poveikis**

Ši priemonė gali sukelti odos reakciją (pvz., paraudimą, niežulį, nudegimus ar pūsles) ar net įvairaus sunkumo žaizdas.

Galima giliųjų venų trombozė.

Pasikeitus eisenai galimi nugaros skausmai.

Apie visus rimtus su gaminio susijusius įvykius turėtų būti pranešama gamintojui ir valstybės narės, kurioje gyvena vartotojas ir (arba) pacientas, kompetentingai institucijai.

**Naudojimas**

Norėdami užsimauti eiti padedantį įtvarą, žiūrėkite, kad suveržimo mechanizmas būtų atlaisvintas ir iš pripučiamo įdėklo būtų išleistas oras.

1. Ištraukite įtvarą iš plastikinio apmauto, atsekite kibiąsias juostas ir atverkite įdėklą.

2. Atsiėskite ir atsargiai įkiškite pėdą ir koją į poroloninį įdėklą, pasitikrinkite, ar kulnas yra savo vietoje įtvaro dugne  <sup>Ⓐ</sup>.
Užverkite poroloninį įdėklą gerai priglausdami jį prie kojos ir pėdos  <sup>Ⓑ</sup>.

3. Uždėkite priekinę standžią dalį  <sup>Ⓒ</sup>.

4. Užsekite eiti padedantį įtvarą suverždami kibiąsias juostas nuo apačios  <sup>Ⓓ</sup> link viršaus  <sup>Ⓔ</sup>.
Kad geriau suveržtumėte, perkiskite viršutinę kibiąją juostą tiesiai per standžiamę korpusę esančią angą  <sup>Ⓢ</sup>1.
5. Sureguliuokite kojų pirštų apsaugos lanką.

6. Įtvaro pripūtimas / oro išleidimas

Norėdami padidinti spaudimą, pripūskite oro kapsules spaudydami melynso spalvos kriaušę  <sup>Ⓢ</sup>  <sup>Ⓕ</sup>1.

Norėdami išleisti iš kapsulių orą, atverkite melynso spalvos kriaušės užpakalinėje dalyje esantį kamštelį ir paspauskite vožtuvą, kad oras išbėgtų  <sup>Ⓖ</sup>.

7. Pabandykite pavaikščioti su įtvaru, kad patikrintumėte ar jis gerai pritaikytas ir tinkamai veikia.

*Eiti padedančio įtvaro nusiėmimas:*
Atsekite ir atpalaiduokite dirželius ir nuimkite priekinę standžiąją dalį ir atverkite įdėklą.
Galima užsisakyti papildomų priedų ir (arba) atsarginių detalių.

**Priežiūra**

Gaminį galima plauti šioje instrukcijoje ir ant etiketės nurodytomis sąlygomis.
Jei priemonė sušlapo, išdžiovininkite medžiaginę dalį ir nušluostykite standžią dalį sausa šluoste.

Standžios dalys:

Standžiąją dalį valykite drėgna šluoste.

Tekstilinės dalys:

Tekstilinę dalį galima išimti ir skalbti.

Prieš naudojant po plovimo įstatykite plokšteles į vietą. Įdėklą skalbti rankomis, šaltame vandenyje. Nenaudoti valiklių, minkštiklių ar šėdinančių produktų (priemonių su chloru).
Nevalyti sausuoju būdu.
Neđžiovinti džiovyklėje. Nelyginti. Nusausinti spaudžiant.
Džiovinti horizontaliai.
Džiovinti toli nuo tiesioginio šilumos šidinio (radiatoriaus, saulės ar pan.).

**Laikymas**

Laikyti kambario temperatūroje, pageidautina originalioje pakuotėje.

**Išmetimas**

Šalinkite pagal galiojančias vietas taisykles.

Išsaugokite naudojimo instrukciją.

## et JĀIGA ŪMBRISEGA PNEUMAATILINE TUGISAABAS

**Kirjeldus/Sihtkasutus**

Jāiga ūmbrisega tugisaabas võimaldab sääre alaosa, pahkluu ja jala kinnitamis t ja stabiliseerimist.

Kasutage vahendit vaid loetletud näidustuste korral ning patsientide puhul, kelle kehamõõdud vastavad mõõtude tabelile.

**Koostis**

Jāigad osad: polüamiid - kautšuk - etüleen-vinüülatsetaat - alumiinium - termoplastsed polüuretaanid - polüpropüleen.

Tekstiilist osad: polüamiid - polüuretaan - polüester.

**Omadused/Toimeviis**

Sääre alumise kolmandiku, pahkluu ja jalalaba fikseerimine ja stabiliseerimine.

Kaks eraldiseisvat integreeritud õhukambrit.

Pöia dorsaalfleksioon on minimaalne.

Kaarjas libisemisvastane tald laseb patsiendil vabalt ja mugavalt kõnda.

Reguleeritav varvaste kaitsesäng (3 võimalikku asendit). Tegemist on kaheosalise seadmega.

**Näidustused**

Operatsioonijärgne/traumajärgne jala/hüppeliigese fikseerimine. Hüppeliigese/jala raske nihestus.

Sääre alumise kolmandiku stabiilne murd (pikk murd).

Pahkluu/jalaluumurru konservatiivne ravi.

Hüppeliigese/jala raske tendinopaatia.

Kannakõõluse rebendi konservatiivne ravi.

**Vastunäidustused**

Mitte kasutada toodet ebatäpse diagnoosi puhul.

Mitte kasutada toodet kahjustatud nahal.

Mitte kasutada allergia puhul toote ühe koostisosa suhtes.

Mitte kasutada ebastabiilse luumurru ega sääre- või pindluu ülemise osa murru puhul.

Mitte kasutada patsientide puhul, kelle kehakaal on üle 130 kg. Kui varem on esinenud suurte veenide trombembooliat, ärge kasutage ilma tromboprofülaktilise ravita.

**Ettevaatuasabinõud**

Enne igat kasutamist kontrollige vahendi terviklikkust.

Mitte kasutada vahendit, kui see on kahjustatud.

Valige patsiendile õige suurusega vahend, lähtudes mõõtude tabelist.

Vahendi variandi valik on tervishoiutöötaja hinnata.

Esmakordsel kasutamisel on soovitat lasta tervishoiutöötajal selle paigaldamist jälgida.

Järgige rangelt oma tervishoiutöötaja poolseid nõutavaid ettekirjutusi ja kasutusjuhiseid.

Vahendi kasutamisel on soovitat regulaarselt kanda pika säärega sokke.

Enne vahendi paigaldamist kontrollige, et suss on õiges asendis ning et ei esine volte.

Kontrollida iga päev vigastatud jāseme olukorda (pöörates erilist tähelepanu tundlikkuspuudulikkusega patsientidele).

Mitte asetada vahendit otse rasvase naha peale (salv, kreem jne).

Mitte asetada vahendit otse siledeme.

Kui teil tekivad ebamugavustunne, häiritus, valu, jāseme suurse muutus, ebatavalised aistingud või sõrmede-varvaste värv muutus, eemaldage vahend ja pidage nõu tervishoiutöötajaga.

Mitte kasutada vahendit meditsiinilises piltidiagnostikas. Mitte kasutada vahendit sõidukit juhtides.

Mitte hoida vahendit kõrgetel temperatuuridel (üle 60 °C).

Vahend tuleb oma kohale suruda piisava tugevusega, et tagada hea fikatsioon ilma verevarustust takistamata. Ebatavaliste aistingute tekkimisel laske rihmad lõdvemaks ja/või laske õhupadjad tühjaks ning küsige nõu tervishoiutöötajalt.

Enne igasugust asendi fikseerimist on soovitatav hinnata venoosse tromboemboolia riski. Järgige tervishoiutöötaja nõuandeid.

Tõhususe eesmärgil ja hügieeni tagamiseks mitte kasutada vahendit uuesti teistel patsientidel.

Kui vahend saab märjaks, lasta kangaosal kuivada ning kuivatada jäik osa kuiva lapiga.

Pikaaegne liikumatus võib mõnikord kutsuda esile lihastoonuse langust.

Uuesti kaima hakkamisel olge ettevaatlik, et mitte kukkuda. Kui teil on esinenud veeni- või lümfisüsteemi häireid, pidage nõu tervishoiutöötajaga.

**Kõrvaltoimed**

Vahend võib esile kutsuda nahareaktsioone (punetust, sügelust, põletustunnet, villе jne) või isegi erineva raskusastmega haavandeid.

Veenitromboosioht.

Kõnnaku muutusest tingitud võimalikud seljavalud.

Seadmega seotud mis tahes tõsisest vahejuhtumist tuleb teatada tootjale ning kasutaja ja/või patsiendi asukoha liikmesriigi pädevale asutusele.

**Kasutusjuhend/paigaldamine**

Enne tugisaapa jalga panemist veenduge, et selle kinnised oleksid korralikult lahti ning et õhukambrid oleksid täiesti tühjad.

1. Võtke tugisaabas selle plastümbrisest välja, võtke takjakinisega rihmad lahti, eemaldage jäik esiosa ning avage vahtsuss.

2. Istuge ja pange säär ja jalg ettevaatlikult vahtsussi sisse ning veenduge, et kand oleks korralikult saapa põhjas  <sup>Ⓐ</sup>. Vahtsussi kinnitamiseks pange see korralikult sääre ja jala ümber  <sup>Ⓑ</sup>.

3. Pange paika jäik esiosa  <sup>Ⓒ</sup>.

4. Kõndimisaaipa sulgemiseks pinguldage automaatselt klammerdavad rihmad altpoolt  <sup>Ⓢ</sup> üles  <sup>Ⓓ</sup>.

Pingulduse paremaks reguleerimiseks viige takjakinisega rihm ülaltpoolt plussile, mis paikneb otse jäigase ümbrise  <sup>Ⓢ</sup>1.

5. Kohandage varvaste kaitsesängi.

6. Saapa õhuga täitmine/õhust tühjendamine
Surve suurendamiseks täitke õhukambrid, vajutades sinist kumminuppu  <sup>Ⓕ</sup>  <sup>Ⓖ</sup>1.

Kambrite tühjendamiseks avage sinise kumminupu tagaosas asuv kate ning vajutage õhu väljalaskmiseks klappi  <sup>Ⓓ</sup>.

7. Proovige saapa abil kõndida veendumaks, et see oleks korralikult kohandatud ja toimiks hästi.

*Saapa ära võtmine:*
Vabastage rihmad, eemaldage jäik esiosa ja avage suss.

Nõudmise korral on saadaval lisatarvikud/varukomponendid.

**Puhastamine**

Vahend on pestav vastavalt kasutusjuhendi ja tootemärgise tingimustele. Kui vahend saab märjaks, lasta kangaosal kuivada ning kuivatada jäik osa kuiva lapiga.

Jāigad osad:

Peske vahend jākai osa niiske lapiga.

Tekstiilist osad:

Tekstiilist osad on pesemiseks täielikult eemaldatavad. Paigaldage tagasi algupärasele kohale enne järgmist kasutuskorda. Sussi tuleb pesta käsitsi külma veega. Ärge kasutage puhastusaineid, pesuhooldajaid ega agressiivsed tooteid (klooriga tooteid). Ärge puhastage keemiliselt. Ärge kasutage pesukuivatit. Ärge triikige. Ärge trummelkuivatage, vaid pressige liigne vesi välja. Kuivatage siledal pinnal. Laske kuivada otse kuumuse allikast (radiaator, päike jne) eemal.

**Säilitamine**

Säilitage toatemperatuuril, soovitavalt originaalpakendis.

**Kõrvaldamine**

Kõrvaldage vahend vastavalt kohalikule seadusandlusele.

Kasutusjuhised.

## sl ŠKORENJ OPORNICA Z NAPIHLJIVO NOGAVICO IN TOGIM OGRODJEM

**Opis/Namen**

Škorenj z integralnim togim ogrođjem zagotavlja imobilizacijo in stabilizacijo spodnje tretjine noge, gležnja in stopala. Izdelek je zasnovan le za zdravljenje navedenih indikacij in je namenjen pacientom, katerih mere ustrezajo meram v tabeli velikosti.

**Sestava**

Trdi materiali: poliamid - kavčuk - etilen vinil acetat - aluminij - termoplastični poliuretani - polipropilen.

Tekstilni materiali: poliamid - poliuretan - poliester.

**Lastnosti/Način delovanja**

Škorenj imobilizira in stabilizira spodnjo tretjino noge, gleženj in stopalo.

Dve integrirani neodvisni značni celici.

Minimalna dorzifleksija metatarzalne kosti.

Ukrivljeni profizidrsni podplat pacientu omogoča naravno in udobno hojo.

Prilagodljivi zaščitni lok za prste na nogi (3 mogoči položaji). To je dvostranski pripomoček.

**Indikacije**

Pooperativna/posttravmatska imobilizacija stopala/gležnja. Močen zvin gležnja/stopala.

Stabilni zvin spodnje tretjine noge (dolga različica).

Konzervativno zdravljenje zloma gležnja/stopala.

Močna tendinopatija gležnja/stopala.

Konzervativno zdravljenje pretrgane Ahilove tetive.

**Kontraindikacije**

Izdelka ne uporabljajte v primeru nepotrjene diagnoze.

Izdelka ne uporabljajte neposredno in stiku s poškodovano kožo.

Izdelka ne uporabljajte v primeru znane alergije na katerokoli sestavino.

Izdelka ne uporabljajte v primeru nestabilnega zloma ali zloma zgornjega dela golenice ali fibule.

Izdelka ne uporabljajte na pacientih s težo > 130 kg.

Izdelka ne uporabljajte v primeru močne venske trombembolične anamneze brez tromboprofilakse.

#### Previdnostni ukrepi

Pred vsako uporabo preverite, v kakšnem stanju je izdelek.

Ce je izdelek poškodovan, ga ne uporabite.

S pomočjo tabele velikosti izberite pravilno velikost za pacienta.

Izbira različice je prepuščena presoji zdravstvenega delavca.

Priporočamo, da prvo nameščanje nadzoruje zdravstveni delavec.

Skrbno upoštevajte navodila in postopek uporabe, ki ga priporoča zdravstveni delavec.

Med nošenjem izdelka priporočamo sistematično uporabo visoke nogavice.

Preverite, da je nogavica v izdelku dobro nameščena in se ne guba. Dnevno preverjajte, v kakšnem stanju je poškodovana okončina (še posebej bodite pozorni pri pacientih s zmanjšanim senzorčnim zaznavanjem).

Izdelka ne uporabljajte v neposrednem stiku z maslnimi snovmi (mazilo, krema itd.).

Izdelka ne uporabljajte v neposrednem stiku s povojem.

V primeru nelagodja, močnega neudobja, bolečine, sprememb v debelini okončine ali neobičajnih občutkov ali spremembe barve okončine, izdelek odstranite in se posvetujte z zdravstvenim delavcem.

Izdelka ne uporabljajte v napravah za rentgensko slikanje.

Izdelka ne uporabljajte med vožnjo vozila.

Izdelka ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam (> 60 °C).

Priporočamo, da izdelek dobro zategnete in tako poskrbite za imobilizacijo, brez da bi ovarili pretok krvi. V primeru nenavadnih občutkov razrahljajte trakove in/ali izpraznite zračne celice ter se posvetujte z zdravstvenim delavcem.

Pred vsako imobilizacijo priporočamo, da ocenite nevarnost venske tromboembolije. Upoštevajte navodila zdravstvenega delavca.

Zaradi zagotavljanja higiene in učinkovitosti, izdelka ne uporabljajte na drugem pacientu.

Ce izdelek pride v stik z vodo, tekstilni del posušite, trdi del pa obrišite s suho krpo.

Daljša imobilizacija lahko včasih povzroči izgubo mišične mase.

Pazite, da ne padete, da ponovno začnete hoditi.

V primeru predhodnih težav z venami ali limfnim sistemom se o tem posvetujte z zdravstvenim osebjem.

#### Neželeni stranski učinki

Izdelek lahko povzroči različno močne kožne reakcije (pordelost, srbenje, opekline, žulje itd.) ali rane.

Možno tveganje za vensko trombozo.

Možno tveganje za pojav bolečin v hrbtu zaradi spremembe načina hoje.

O vseh resnih težavah, ki so povezane z izdelkom, obvestite proizvajalca ali pristojni organ v državi, kjer se nahaja uporabnik in/ali pacient.

#### Navodila za uporabo/Namestitev

Preden objuete škorenj se prepričajte, da je sistem zapenjanja odpet in da nogavica ni napihnjena.

1. Škorenj vzemite iz plastičnega ogrodja, odpnite sprijemalne trakove, dvignite trdni sprednji del in odprite nogavico.

2. Usedite se in previdno potisnite nogo in stopalo v penasto nogavico tako, da peto namestite na pravo mesto v škornju . Zaprite penasto nogavico okoli noge in stopala .

3. Ponovno namestite trdni sprednji del .

4. Zapnite škorenj s sprijemalnimi trakovi od spodaj  gor .

5. Za boljšo prilagoditev zategovanja namestite zgornji sprijemalni trak v zarezo, ki je vrezana neposredno v togo ogrodje .

5. Prilagodite zaščitni lok za prste na nogi.

6. **Napihovanje/praznjenje škornja**

Za boljše zadržanje napihnite zračne celice tako, da pritisnete na modri gumb  .

Ce želite izprazniti zračne celice, odprite zamašek na zadnji strani modrega gumba in pritisnite na ventil, da sprostite zrak .

7. Poskusite hoditi s škornjem; preverite, ali se vam dobro prilaga, ali je dobro nastavljen in ali deluje.

**Snemanje škornja:** Sprostite trakove, odstranite trdni sprednji del in odprite nogavico.

Naročite lahko dodatni pribor/rezervne dele.

#### Vzdrževanje

Izdelek operite v skladu z navodili za uporabo in navodili na etiketi.

Ce izdelek pride v stik z vodo, tekstilni del posušite, trdi del pa obrišite s suho krpo.

Trdi materiali:

Trdi del izdelka operite z vlažno krpo.

Tekstilni materiali:

Tekstilni del lahko v celoti odstranite in operete.

Pred naslednjo uporabo namestiti nazaj na mesto. Nogavico operite na roke, v hladni vodi. Ne uporabljajte detergentov, mehčalca ali agresivnih sredstev (izdelki, ki vsebujejo klor). Izdelek ni primeren za kemično čiščenje. Izdelka ne sušite v sušilnem stroju. Izdelka ne likajte. Iztisnite odvečno vodo. Izdelek plosko posušite. Izdelka ne izpostavljajte neposrednim virom toplote (radiator, sonce itd.).

#### Shranjevanje

Izdelek hranite pri sobni temperaturi, če je možno, v originalni embalaži.

#### Odlaganje

Izdelek odvrzite v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi.

Shranite navodila za uporabo.

#### sk

## PNEUMATICKÝ PEVNÝ WALKER

#### Popis/Použitie

Pevný walker na imobilizáciu a stabilizáciu spodnej tretiny končatiny, členka a chodidla.

Táto zdravotnícka pomôcka je určená výhradne na liečbu ochorení podľa uvedených indikácií a pre pacientov, ktorých miery zodpovedajú tabuľke veľkostí.

#### Zloženie

Pevné zložky: polyamid – guma – etylénvinylacetát – hliník – termoplastický polyuretán – polypropylén.
Textilné zložky: polyamid – polyuretán – polyester.

#### Vlastnosti/Mechanizmus účinku

Imobilizácia a stabilizácia spodnej tretiny končatiny, členka a chodidla.

10

Dve integrované nezávislé vzduchové komory.

Dorziflexia priehlavku obmedzená a minimum.

Protišmyková zagulatená podrážka umožňuje pacientovi kráčať prirodzene a pohodlne.

Ochrana prstov s možnosťou nastavenia (3 možné polohy).

Výrobok je možné použiť na pravú aj na ľavú nohu.

#### Indikácie

Pooperačná/poúrazová imobilizácia členka/chodidla.

Ťažké vyvrtnutie členka/nohy.

Stabilná zlomenina spodnej tretiny končatiny (dlhá verzia).

Konzervatívna liečba zlomeniny členka/nohy.

Ťažká tendinopatia členka/nohy.

Konzervatívna liečba pretrhnutej Achillovej šľachy.

#### Kontraindikácie

Výrobok nepoužívajte v prípade, že si nie ste istí diagnózou.

Nepoužívajte výrobok priamo na poškodenú pokožku.

Nepoužívajte v prípade známej alergie na niektorú zo zložiek výrobku.

Nepoužívajte v prípade nestabilných zlomenín alebo zlomenín hornej časti holennej alebo lýtkovej kosti.

Nepoužívajte u pacientov s hmotnosťou > 130 kg.

Nepoužívajte v prípade predchádzajúcich závažných žilových tromboembólií bez tromboprofylaxnej liečby.

#### Upozornenia

Pred každým použitím skontrolujte, či pomôcka nie je porušená.

Ak je pomôcka poškodená, nepoužívajte ju.

Podľa tabuľky veľkostí si vyberte vhodnú veľkosť pre pacienta.

Vhodnú verziu výrobku určí zdravotnícky odborník.

Pri prvom použití je odporučená asistencia zdravotníckeho odborníka.

Prísne dodržiavajte predpis a protokol používania odporúčaný zdravotníckym odborníkom.

Počas používania pomôcky sa odporúča nosenie podkoleniek.

Skontrolujte, či je penová vložka v správnej polohe a pri nasadzovaní pomôcky se nikde netvoria záhyby.

Každodenne kontrolujte stav postihnutej končatiny (s osobitnou pozornosťou u pacientov so zmyslovou poruchou).

Pomôcku nenásádzajte priamo na pokožku v prípade použitia krému, masti alebo gélov.

Pomôcka nesmie byť v priamom kontakte s krytím.

V prípade nepohodlia, vážneho diskomfortu, bolesti, zmeny vzhľadu (objemu) končatiny, nezvyklých pocitov alebo zmeny farby končatiny pomôcku zložte a poraďte sa so zdravotníckym odborníkom.

Pri vyšštení pomocou zobrazovacích systémov výrobok zložte.

Pomôcku nepoužívajte počas vedenia motorového vozidla.

Výrobok nevystavujte extrémnym teplotám (> 60°C).

Odporúča sa utiahnuť pomôcku primerane, aby sa zaistila jej nepohyblivosť bez obmedzenia krvného obehu. V prípade nezvyčajných pocitov uvoľnite strapovacie pásy a/alebo vypustite vzduchové komory a vyhladajte pomoc odborníka.

Pred akýmkoľvek znehybením sa odporúča zhodnotiť riziko tromboembolických príhod. Postupujte podľa odporúčaní zdravotníckeho pracovníka.

Z hygienických dôvodov a z dôvodu účinnosti nepoužívajte výrobok u iného pacienta.

Ak pride pomôcka do kontaktu s vodou, nechajte textilnú časť uschnúť a pevnú časť dobre osušte suchou handričkou.

Dlhodobé znehybenie môže niekedy spôsobiť stratu svalového tonusu.

Pri návrate k chôdzi kráčajte opatrne, aby ste predišli pádu.

Ak sa u vás v minulosti vyskytli žilové alebo lymfatické ochorenia, poraďte sa so zdravotníckym odborníkom.

#### Nežiaduce vedľajšie účinky

Táto pomôcka môže vyvolať kožné reakcie (začervenania, srbenie, popáleniny, pluzgiere,...), dokonca rany rôznych stupňov.

Možné riziko žilovej trombózy.

Možné riziko bolesti chrbtice v dôsledku zmeny spôsobu chôdze

Akúkoľvek závažnú udalosť týkajúcu sa používnia pomôcky je potrebné oznámiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sídli používateľ a/alebo pacient.

#### Návod na použitie /aplikácia

Pred nasadením členkovej dlahy sa uistite, že upínací systém je celkom uvoľnený a že je vložka úplne vypustená.

1. Vyberte členkovú dlahu z plastového obalu, uvoľnite strapovacie pásy na suchý zips, vyberte pevnú prednú časť a otvorte vložku.

2. Sadnite si a opatrne vsuňte nohu do penovej vložky tak, aby bola päta správne umiestnená v spodnej časti topánky . Penovú vložku uzavrite tak, aby pevne obopínala nohu a predkolenie .

3. Vložte naspäť pevnú prednú časť .

4. Dotiahnite strapovacie pásy na suchy zips smerom zospodu  nahor .

Pre lepšie uchytenie prestrčte strapovací pás na suchý zips cez otvor vyrezaný priamo do pevnej výstupy .

5. Nastavte ochranu prstov.

6. **Nafukovanie/vyfukovanie walkera**

Ak chcete zvýšiť kompresiu, nafúknite vzduchové komory stláčaním modrého balónika  .

Ak chcete vzduchové komory vypustiť, otvorte uzáver na zadnej strane modrého balónika a stláčaním ventilu vypustíte vzduch .

7. Pokúste sa chodiť s ortézou, aby ste skontrolovali správnosť nasadenia a funkčnosť.
**Vyzutie členkovej dlahy:** Uvoľnite strapovacie pásy, vyberte pevnú prednú časť a otvorte vložku.

Dalšie príslušenstvo/náhradné diely sú k dispozícii na požiadanie.

#### Údržba

Výrobok možno prať za podmienok uvedených v tomto návode a podľa označenia na etikete. Ak pride pomôcka do kontaktu s vodou, nechajte textilnú časť uschnúť a pevnú časť dobre osušte suchou handričkou.

Pevné zložky:

Pevnú časť čistite vlhku handričkou.

Textilné zložky:

Úplne odnimateľná textilná časť na pranie.

Pred ďalším použitím ju vráťte na pôvodné miesto. Vložku perte ručne v studenej vode. Nepoužívajte agresívne pracie prostriedky, zmäkčovadlá (chlórované výrobky,...). Nečistite chemicky.

Nepoužívajte sušičku na bielizeň. Nežehlite. Prebytočnú vodu vytlačte. Sušte vystreté v rovnej polohe. Sušte mimo priameho zdroja tepla (radiator, slnko...).

#### Skladovanie

Uchovávajte pri izbovej teplote, podľa možnosti v pôvodnom obale.

#### Likvidácia

Výrobok likvidujte podľa platných miestnych predpisov.

Uschovajte si tento návod na použitie.

#### hu

## MEREV HÉJJAL RENDELKEZŐ PNEUMATIKUS JÁRÓCSIZMA

#### Leírás/Rendeltetés

Merev héjjal rendelkező teljes csizma, amely lehetővé teszi a lábszár alsó harmada, a boka és a lábfej rögzítését és stabilizását. Az eszköz kizárólag a felsorolt indikációk kezelésére szolgál azon betegek esetében, akiknek a méretei megfelelnek a méret táblázatban szereplőknek.

#### Összetétel

Szilárd alkotóelemek: poliamid – gumi – etilén-vinil-acetát – alumínium – hőre lágyuló poliuretánok – polipropilén.

Textil alkotóelemek: poliamid – poliuretán – poliészter.

#### Tulajdonságok/Hatásmód

A lábszár alsó harmadának, a bokának és a lábfejnek a rögzítése és stabilizálása.

Két független integrált légcella.

Minimálisan csökkentett lábköztér dorsalflexió.

Íves csúszásmentes talpa lehetővé teszi a beteg számára a természetes és kényelmes járást.

Állítható lábujjvédő borda (3 pozíció lehetséges).

Mindkét lábón viselhető termék.

#### Indikációk

A lábfej/boka műtétet vagy traumát követő rögzítése.

A boka/lábfej súlyos rándulása.

A lábszár alsó harmadának stabil törése (hosszú változat).

A boka-/lábfejtörés nem sebészeti kezelése.

Súlyos inkarodásos a boka/nálbáfejnek.

Az Achilles-ín szakadásának nem sebészeti kezelése.

#### Kontraindikációk

Bizonytalan diagnózis esetén ne használja a terméket.

A termék sérült bőrrel nem érintkezhet közvetlenül.

Ne használja ismert allergia esetén valamely összetevőre.

Ne használja instabil törés vagy a sípcsont vagy a szárkapocscsont felső részének törése esetén.

Ne használja azon betegek esetében, akik testsúlya > 130 kg.

Ne használja a körtörténetben szereplő súlyos vénás tromboembólia esetén trombozis profilaxis kezelés nélkül.

#### Övintézkedések

Minden egyes használat előtt ellenőrizze a termék épségét.

Ne használja a terméket, ha az sérült.

A méret táblázat segítségével válassza ki a betegnek megfelelő méretet.

A változatot az egészségügyi szakembernek kell kiválasztania.

Javasolt, hogy az eszköz első alkalmazása egészségügyi szakember felügyelete mellett történjen.

Szigorúan tartsa be az egészségügyi szakember előírásait és az általa javasolt használatra vonatkozó protokollt.

Az eszköz viselése közben javasolt hosszú száru zokni szisztematikusan használata.

Az eszköz felhelyezésekor ellenőrizze a védőbetét megfelelő helyzetét, és hogy sehol ne legyen begyűrődve.

Naponta ellenőrizze az érintett végtag állapotát (különös tekintettel azokra a betegekre, akiknek érzékenységei elégtelensége van).

Az eszköz ne érintkezzen közvetlenül zsíros kezekkel (kenőcs, krém stb.).

Az eszköz ne érintkezzen közvetlenül kötszerrel.

Kellemetlen érzés, jelentős zavaró érzés, fájdalom, a végtag dagadása, a normálístól eltérő érzés vagy a végtag elszíneződése esetén vegye le az eszközt, és forduljon egészségügyi szakemberhez. Ne használja az eszközt orvosi képalakotás során. Ne használja az eszközt járművezetés közben.

A terméket ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek (> 60°C).

Javasolt az eszköz szorosságának megfelelő beállítása ügyelve arra, hogy az eszköz a vérkeringés elszorítása nélküli rögzítést biztosítson. Szokatlan érzés fellépésekor lazítsa ki a pántokat és/vagy eressze le a levegőcellákat, és forduljon egészségügyi szakemberhez.

A rögzítés előtt javasolt felmérni a vénás tromboembolizáció veszélyét. Tartsa be az egészségügyi szakember tanácsát.

Higiéniai okokból és az eszköz teljesítménye végett ne használja fel újra a terméket másik betegnél.

Az eszköz vízzel történő érintkezése esetén, hagyja megszáradni a textilrészét, illetve a merev részt száraz ronggyal alaposan törölje le. A hosszan tartó végtagrögzítés izomtónusvesztést eredményezhet.

A járás újrakezdekésekor ügyeljen az elesésveszélyre.

A körtörténetben szereplő vénás vagy nyirokbetegsége esetén forduljon egészségügyi szakemberhez.

#### Nemkívánatos mellékhatások

Az eszköz bőrreakciót (pirosság, viszketést, égést, hólyagosodást stb.), akár változó súlyosságú sebeket is előidézhet. Fennáll a vénás trombozis lehetséges kockázata.

Előfordulhat hátfájás a járásminta változásából kifolyólag.

Az eszközzel kapcsolatban fellépő bármilyen súlyos incidensről tájékoztatni kell a gyártót, valamint annak a tagállamnak az illetékes hatóságát, ahol a felhasználó és/vagy a beteg tartózkodik.

#### Használati útmutató/felhelyezés

Mielőtt felvenné a járatalpas boka rögzítőt, ügyeljen arra, hogy a szorítómechanizmus ki legyen lazítva és hogy a betét le legyen eresztve.

1. Vegye ki a járócsizmát a műanyag tokjából, oldja ki a tépőzáras pántokat, vegye le a merev első részt és nyissa ki a betétet.

2. Újjon le, és óvatosan helyezze a lábszárat és a lábfejét a habszivacs betétbe, ellenőrizve a sarok helyzetét a járatalpas boka rögzítő alján . Zárja össze a habszivacs betétet, jól eligazgatva a lábszár és a lábfej körül .

3. Helyezze vissza a merev első részt .

- Заржа vissza a járótalapas bokarögzítőt, a tépőzáras pántokat alulról ⓘ felfelé ⓘ húzza.
- A szorosság megfelelő mértékű beállításához vezesse át a felső rész tépőzáras pántját a merev héjba vágott nyíláson ⓘ.
- Állítsa be a lábujjak védőbordáját.
- A *csizma felfújása / leeresztése*
  - A kompresszió növeléséhez fújja fel a légcellákat a kék gomb megnyomásával ⓘ Ⓔ.
  - A légcellák leeresztéséhez nyissa fel a gomb hátsó részén lévő sapkát, és nyomja le a szelepet a levegő kiengedéséhez ⓘ.
- Próbáljon sétálni a csizmával, hogy ellenőrizze a megfelelő illeszkedését és működését.

A **járótalpas bokarögzítő levétele**: Lazítsa meg a pántokat, és távolítsa el a merev első részt és nyissa meg a betétet. További tartozékok/pótalkatrészek kérésre kaphatók.

**Ápolás**

A jelen útmutatóban és a címkén feltüntetett információk szerint mosható termék. Az eszköz vízzel történő érintkezése esetén, hagyja megszáradni a textilrészt, illetve a merev részt száraz ronggyal alaposan törölje le.

Szilárd alkotóelemek:

A merev részt nedves ronggyal tisztítsa.

Textil alkotóelemek:

Teljesen eltávolítható textil rész a mosáshoz.

A következők használat előtt tegye őket vissza a helyükre. A betét kézzel mosható hideg vízben. Ne használjon tisztítószert, öblítőt vagy agresszív (klórtartalmú stb.) vegyszert. Tilos vegyisztítani. Ne tegye szárítógépbe. Tilos vasalni. Nyomkodja ki belőle a vizet. Fektetve szárítsa. Közvetlen hőforrástól (radiátor, napsugárzás stb.) távol szárítsa.

**Tárolás**

Szobahőmérsékleten tárolja, lehetőség szerint az eredeti csomagolásában.

**Ártalmatlanítás**

A helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Őrizze meg ezt a használati utatísát.

**bg**

## БОТУШ С ВЪЗДУХ И ТЪВРД КОРПУС ЗА ХОДЕНЕ

**Описание/Предназначение**

Ботуш с цялостен твърд корпус за обездвижване и стабилизиране на долната третина на крака, глезена и стъпалото.

Изделието е предназначено единствено за лечение при изброените показания и за пациенти, чиито телесни мерки съответстват на таблицата с размери.

**Състав**

Твърди компоненти: полиамид - каучук - етилен винил ацетат - алуминий - термопластичен полиуретан - полипропилен.
Текстилни компоненти: полиамид - полиуретан - полиестер.

**Свойства/Начин на действие**

Обездвижване и стабилизиране на долната трета на крака, глезена и стъпалото.

Две интегрирани независими въздушни камери.

Ограничена до минимум дорзифлексия на ходилото.

Извита подметка, която не се пързая и позволява на пациента да ходи естествено и удобно.

Регулируем протектор на пръстите (3 възможни позиции).

Това е продукт, който може да се ползва и за двата крака.

**Показания**

Постоперативно/посттравматично обездвижване на глезена/стъпалото.

Тежко изкълчване на глезена/стъпалото.

Стабилизирана фрактура на долната третина на крака (дълъг модел).

Консервативно лечение при фрактура на глезена/стъпалото.

Тежка тендинопатия на глезена/стъпалото.

Консервативно лечение при скъсване на ахилесовото сухожилие.

**Противопоказания**

Не използвайте продукта при неустановена диагноза.

Не поставяйте продукта в пряк контакт с увредена кожа.

Не използвайте, ако имате алергия към някой от компонентите.

Не използвайте продукта при нестабилизирани фрактури или фрактури на горната част на тибията или на фибулата.

Не използвайте при пациенти, с тегло >130 кг.

Не използвайте в случай на голяма венозна тромбоемболична анамнеза без тромبوпрофилактично лечение.

**Предпазни мерки**

Преди всяка употреба проверявайте за целостта на изделието. Не използвайте изделието, ако е повредено.

Изберете подходящата за пациента големина, като направите справка в таблицата с размерите.

Изборът на модела е по преценка на здравния специалист.

Препоръчва се първото приложение да се проследи от здравен специалист.

Спазвайте стриктно предписанията и схемата за използване, предоставени от вашия здравен специалист.

При носене на изделието се препоръчва системното използване на висок чорап.

Следете за правилното положение на мекия ботуш и липсата на гънки при поставянето му в изделието.

Ежедневно проверявайте състоянието на засегнатия крайник (специално внимание обръщайте на пациенти със сетивен дефицит).

Не поставяйте продукта в пряк контакт с мазно тяло (помада, крем,...).

Не поставяйте изделието директно върху превръзка.

При дискомфорт, чувствително неудобство, болка, промяна в обема на крайника, необичайни усещания или промяна в цвета по периферията, свалете изделието и се консултирайте със здравен специалист.

Не използвайте изделието при образна диагностика.

Не използвайте изделието при шофиране.

Не подлагайте изделието на екстремни температури (> 60° C).

Препоръчва се да стягате изделието с подходяща сила, която да осигури обездвижването, без да нарушава кръвообращението. В случай на необичайни усещания

разхлабете ремъците и/или изпуснете въздушните камери и се консултирайте със здравен специалист.

Препоръчително е да се направи оценка на риска от венозен тромбемболизъм преди всякакъв вид обездвижване. Следвайте съветите на здравния специалист.

От гледна точка на хигиенини съображения и работни характеристики не използвайте повторно изделието за друг пациент.

Ако продуктът се намокри, изсушете текстилната част и добре избършете твърдата част със сух парцал.

Понякога продължителното обездвижване може да причини загуба на мускулен тонус.

При подновяване на ходенето внимавайте за риск от падане.

При наличие на предходни венозни или лимфни смущения се консултирайте със здравен специалист.

**Нежелани странични ефекти**

Това изделие може да предизвика кожни реакции (зачервяване, сърбеж, изгаряне, мехури и др.) или дори рани с различна степен тежест.

Възможен риск от венозна тромбоза.

Възможен риск от болки в областта на гърба, поради промяната в походката.

Всеки тежък инцидент, възникнал във връзка с изделието, следва да се съобщава на производителя и на съответния компетентен орган на държавата членка, в която е установен ползвателят и/или пациентът.

**Начин на употреба/Поставяне**

Преди да поставите ботуша за ходене, уверете се, че механизъмът за стягане е напълно разхлабен и че чорапът е напълно изпуснат.

- Извадете ботуша за ходене от найлоновата опаковка, разпопчайте ремъците със самозалепващи ленти, свалете твърдата предна част и отворете чорапа.
- Седнете и внимателно поставете крака и стъпалото си в чорапа от пяна, като проверявате за правилното позициониране на петата в задната част на ботуша Ⓐ. Затворете чорапа от пяна, след като сте го поставили добре около крака и стъпалото Ⓑ.
- Поставете отново предната твърда кора Ⓒ.
- Затворете ботуша за ходене, като затегнете ремъците със самозалепващи ленти от най-долния ⓓ към най-горния Ⓔ. За по-добро регулиране на ремъците, промушете горния ремък със самозалепваща лента в предвидената изрязана пролука директно върху твърдия корпус ⓔ1.
- Регулирайте протектора на пръстите.
- Надуване/изпускане на ботуша**
  - За по-голямо обездвижване, надуйте въздушните камери като натиснете синия елипсовиден бутон Ⓕ Ⓔ1.
  - За да изпуснете въздушните камери, отворете капачката, разположена в задната част на синия елипсовиден бутон и натиснете клапана за освобождаване на въздуха Ⓖ.
- Опитайте се да ходите с ботуша, за да проверите пригодността и функцията му.

**Сваляне на ботуша за ходене:** Разхлабете ремъците, отстранете твърдата кора и отворете чорапа.

На разположение за поръчка са допълнителни аксесоари/резервни части.

**Съхранение**

Продуктът се пере при условията, посочени в тази инструкция и на етикета. Ако продуктът се намокри, изсушете текстилната част и добре избършете твърдата част със сух парцал.

Твърди компоненти:

Почиствайте с влажна кърпа твърдата част.

Текстилни компоненти:

Текстилната част напълно се сваля за пране.

Поставете ги на първоначалното им място преди следващата употреба. Перете ръчно със студена вода. Не използвайте перилни препарати, омокотители или продукти с агресивен ефект (хлорирани продукти и др.). Не прилагайте химическо почистване. Не използвайте сушилня. Не гледате. Изцеждайте с притискане. Сушете в хоризонтално положение. Сушете далеч от пряк източник на топлина (радиатор, слънце и др.).

**Съхранение**

Съхранявайте при стайна температура, за предпочитане в оригиналната опаковка.

**Изхвърляне**

Изхвърляйте в съответствие с действащата местна нормативна уредба.

Запазете тези инструкции за експлоатация.

### roCIZMĂ PNEUMATICĂ CU CARCASĂ RIGIDĂ

**Descriere/Destațiae**

Cizmă с аtele laterale rigide care permite imobilizarea și stabilizarea treimii inferioare a gambei, gleznei și labei piciorului. Dispozitivul este destinat exclusiv pentru tratamentul indicațiilor enumerate și pentru pacienții ale căror dimensiuni corespund tabelului de mărimi.

**Compoziție**

Componente rigide: poliamidă - cauciuc - etilen-vinil-acetat - aluminiu - poliuretan termoplastic - polipropilenă.

Componente textile: poliamidă - poliuretan - poliester.

**Proprietăți/Mod de acțiune**

Permite imobilizarea și stabilizarea treimii inferioare a gambei, gleznei și labei piciorului.

Două celule de aer independente integrate.

Dorsiflexia metatarsianului limitată la minimum.

Talpă curbată antiderapantă care permite pacientului să meargă natural și confortabil.

Arc reglabil de protecție al degetelor de la picioare (sunt posibile 3 poziții).

Este vorba despre un produs bilateral.

**Indicații**

Imobilizarea postoperatorie/posttraumatică a gleznei/labei piciorului.

Entorsă severă a gleznei/piciorului.

Fractură stabilă a treimii inferioare a piciorului (versiunea lungă).
Tratamentul conservator al fracturilor gleznei/piciorului.

Tendinopatie severă a gleznei/piciorului.

Tratamentul conservator al rupturii tendonului lui Ahile.

**Contraindicații**

Nu utilizați produsul în cazul unui diagnostic incert.

Nu așezați produsul direct în contact cu pielea rănită.

Nu utilizați în cazul unei alergii cunoscute la oricare dintre componente.

Nu utilizați în caz de fracturi instabile sau fracturi ale părții superioare a tibiei sau a peroneului.

Nu utilizați la pacienții cu greutatea > 130 kg.

A nu se utiliza în caz de antecedente tromboembolice venoase majore fără tratament trombo-profilactic.

**Precauții**

Verificați integritatea dispozitivului înainte de fiecare utilizare.

Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat.

Alegeți dimensiunea adaptată pentru pacient, consultând tabelul de mărimi.

Alegerea versiunii este lăsată la latitudinea specialistului în domeniul sănătății.

Se recomandă ca un specialist în domeniul sănătății să supravegheze prima aplicare.

Respectați cu strictețe rețeta și protocolul de utilizare recomandate de către medicul dumneavoastră.

Se recomandă utilizarea sistematică a unei șosete înalte la purtarea dispozitivului.

Verificați poziția corectă a căptușelii și lipsa pliurilor atunci când este plasată în dispozitiv.

Verificați zilnic starea membrului afectat (cu o atenție deosebită la pacienții cu deficit senzorial).

Nu așezați dispozitivul în contact direct cu o substanță grasă (unguent, cremă etc.).

Nu așezați dispozitivul în contact direct cu un pansament.

În caz de disconfort, disconfort semnificativ, durere, variație a volumului membrului, senzații anormale sau schimbarea culorii extremităților, scoateți dispozitivul și consultați un specialist în domeniul sănătății.

Nu utilizați dispozitivul într-un sistem de imagistică medicală.

Nu utilizați dispozitivul în timp ce conduceți un vehicul.

Nu expuneți produsul la temperaturi extreme (> 60°C).

Se recomandă strângerea produsului în mod corespunzător pentru a asigura o imobilizare fără limitarea circulației sanguine. În cazul în care vă confrunțați cu senzații neobișnuite, desfăceți chingile și/sau dezumflați celulele de aer și apelați la sfatul unui specialist în domeniul sănătății.

Se recomandă evaluarea riscului de trombo-embolie venoasă, înainte de imobilizare. Urmați sfatul unui profesionist din domeniul sănătății.

Din motive de igienă și performanță, nu refolosiți dispozitivul pentru alt pacient.

Dacă dispozitivul intră în contact cu apa, uscați partea textilă și ștergeți-o bine pe cea rigidă cu o lavetă uscată.

Imobilizarea prelungită poate antrena uneori pierderea tonusului muscular.

Când reluați mersul pe jos, accordați atenție riscului de cădere.

În caz de antecedente de afecțiuni venoase sau limfatice, adresați-vă unui profesionist medical.

**Reacții adverse nedorite**

Acest dispozitiv poate provoca reacții cutanate (roșeață, mâncărimi, arsuri, vezicule etc.) sau chiar plăgi de severitate variabilă.

Risc posibil de tromboză venoasă.

Risc posibil de dureri la nivelul spatelui din cauza modificării mersului.

Orice incident grav survenit în legătură cu dispozitivul trebuie să facă obiectul unei notificări transmise producătorului și autorității competente din statul membru în care este stabilit utilizatorul și/ sau pacientul.

**Mod de utilizare/Poziționare**

Înainte de a încălța cizma, asigurați-vă că mecanismul de strângere este bine desfăcut și șoșonul complet dezumflat.

1. Scoateți cizma din husa de plastic, desfăceți chingile autoadezive și deschideți șoșonul.

2. Așezați-vă și introduceți ușor gamba și laba piciorului dvs. în șoșonul din spumă, verificând poziționarea corectă a călcâiului pe talpa cizmei Ⓐ. Închideți șoșonul din spumă, înfășurându-l bine în jurul gambei și labei piciorului Ⓑ.

3. Puneți la loc partea rigidă din față Ⓒ.

4. Închideți cizma, strângând chingile autoadezive de jos Ⓓ în sus Ⓔ.

Pentru o reglare mai bună a strângerii, treceți chinga autoadezivă de sus prin orificiul decupat direct în carcasa rigidă Ⓔ1.

5. Reglați arcul de protecție al degetelor de la picioare.

6. **Umflarea/dezumflarea cizmei**

Pentru a mări copresia, umflați celulele de aer apăsând pe para albastră Ⓕ Ⓔ1.

Pentru a dezumfla celulele de aer, deschideți capacul aflat în partea din spate a pereii albastre și apăsați supapa pentru a elibera aerul Ⓖ.

7. Încercați să mergeți cu cizma, pentru a verifica reglarea și funcționarea acesteia.

**Scoaterea cizmei:** Desfăceți chingile, scoateți partea rigidă din față și deschideți șoșonul.

Accesoriile/piesele detașabile suplimentare sunt disponibile pe comandă.

**Întreținere**

Produs lavabil în conformitate cu condițiile prezentate în acest prospect și pe etichetă. Dacă dispozitivul intră în contact cu apa, uscați partea textilă și ștergeți-o bine pe cea rigidă cu o lavetă uscată.

Componente rigide:

Spălare cu o cârpă umedă pentru partea rigidă.

Componente textile:

Partea textilă este complet detașabilă în vederea spălării.

Remontați-le în locul inițial înainte de următoarea utilizare. Spălați șoșonul manual, cu apă rece. Nu utilizați detergenți, balsamuri sau produse agresive (produse clorurate etc.). A nu se curăța chimic. Nu folosiți un uscător de rufe. Nu călcați. Stoa receți prin presare. Uscăți în poziție orizontală. Uscăți departe de o sursă directă de căldură (radiator, soare etc.).



|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Depozitare</b>                                                                    |
| <span>Depozitati la temperatura camerei, de preferință în ambalajul original.</span> |
| <b>Eliminare</b>                                                                     |
| <span>Eliminați în conformitate cu reglementările locale în vigoare.</span>          |
| <span>Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare.</span>                              |

ru

## ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ САПОГ ДЛЯ ХОДЬБЫ С ЖЕСТКИМ КАРКАСНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ

**Описание/назначение**

Сапог с цельным жестким каркасным элементом для иммобилизации и стабилизации нижней трети ноги, лодыжки и стопы.

Изделие предназначено исключительно для использования при наличии перечисленных показаний. Размер изделия следует подбирать строго в соответствии с таблицей размеров.

**Состав**

Состав жестких элементов: полиамид - каучук - этиленвинилацетат - алюминий - термопластический полиуретан - полипропилен.

Состав текстильной части: полиамид - полиуретан - полиэстер.

**Свойства/принцип действия**

Иммобилизация и стабилизация нижней трети ноги, лодыжки и стопы.

Две независимые встроенные воздушные камеры.

Дорсифлексия плюсны ограничена до минимума.

Изогнутая несколько подшова позволяет пациенту ходить естественно и комфортно.

Регулируемая защитная скоба для пальцев (3 возможных положения).

Изделие является двусторонним.

**Показания**

Послеоперационная/посттравматическая иммобилизация стопы/лодыжки.

Сильное растяжение лодыжки/стопы.

Перелом без смещения нижней трети ноги (удлиненная версия).

Консервативное лечение переломов лодыжки/стопы.

Тяжелая тендинопатия лодыжки/стопы.

Консервативное лечение разрыва ахиллового сухожилия.

**Противопоказания**

Не используйте изделие при неопределенном диагнозе.

Не размещайте изделие непосредственно на поврежденной коже.

Не используйте в случае наличия аллергии на любой из компонентов.

Не используйте при переломах со смещением или переломах верхней части берцовой или малоберцовой кости.

Не используйте для пациентов весом более 130 кг.

Не использовать при наличии в анамнезе тромбозмболии крупных вен без тромбопрофилактики.

**Рекомендации**

Перед началом использования убедитесь в целостности изделия.

Не используйте изделие, если оно повреждено.

Выберите размер, который подходит пациенту, руководствуясь таблицей размеров.

Тип изделия выбирает лечащий врач на свое усмотрение.

Рекомендуется, чтобы лечащий врач наблюдал за первым наложением.

Строго придерживайтесь врачебного назначения и соблюдайте порядок использования, предписанный лечащим врачом.

При использовании изделия рекомендуется носить высокий носок.

Проверьте правильность расположения подкладки и отсутствие складок перед наложением изделия.

Ежедневно проверяйте состояние пораженной конечности (с особым вниманием у пациентов с сенсорным дефицитом). Берегите изделие от непосредственного контакта с жирными веществами (например, мазями, кремами и т. д.). Изделие не должно соприкасаться с повязкой.

При появлении дискомфорта, значительной стесненности движений, колебаний объема конечности, непривычных ощущений или при изменении цвета конечности рекомендуется снять изделие и обратиться к лечащему врачу. Не используйте изделие во время прохождения лучевой диагностики.

Не используйте изделие во время управления автомобилем. Не подвергайте изделие воздействию экстремальных температур (> 60 °C).

Рекомендуется затянуть изделие достаточно туго для того, чтобы обеспечить иммобилизацию и не нарушить при этом кровообращение. При появлении необычных ощущений ослабьте ремни и/или спустите воздух из воздушных камер, а затем обратитесь за консультацией к лечащему врачу.

Иммобилизация может быть показана только после предварительной оценки риска венозной тромбозмболии. Следуйте рекомендациям лечащего врача.

Из соображений гигиены и эффективности не используйте изделие повторно для другого пациента.

При попадании воды на изделие высушите текстильную часть и хорошо протрите жесткую часть сухой тканью.

Длительная иммобилизация в некоторых случаях может привести к потере мышечного тонуса.

При возобновлении ходьбы помните о риске падения.

При наличии в анамнезе нарушений венозной или лимфатической систем проконсультируйтесь с лечащим врачом.

**Нежелательные последствия**

Это изделие может вызвать кожные реакции (покраснение, зуд, ожоги, волдыри и т. д.) или даже привести к появлению ран различной степени тяжести.

Возможный риск венозного тромбоза.

Возможный риск возникновения боли в нижней части спины в результате изменения походки.

Обо всех серьезных инцидентах, связанных с использованием настоящего изделия, следует сообщать изготовителю и в компетентный орган страны — члена ЕС, на территории которой находится пользователь и/или пациент.

**Порядок использования/процедура наложения**

Перед тем, как надеть сапог для ходьбы, убедитесь, что механизм фиксации полностью отпущен и сапожок сдвуся.

1. Выньте сапог для ходьбы из пластикового чехла, отсоедините ремни с застежкой-липучкой, снимите жесткую переднюю часть и раскройте сапожок.

2. Сядьте и аккуратно вставьте ногу и стопу во вспененный сапожок. Убедитесь в правильности расположения пятки в нижней части сапога Ⓐ. Затяните вспененный сапожок так, чтобы он плотно облегал ногу и стопу Ⓑ.

3. Установите обратно жесткую переднюю часть Ⓒ.

4. Застегните сапог для ходьбы, затягивая ремни с застежкой-липучкой снизу Ⓓ вверх Ⓔ.

Для надежной затяжки пропустите верхний ремень с застежкой-липучкой через прорезь в жестком каркасном элементе Ⓙ1.

5. Отрегулируйте положение защитной скобы для пальцев.

6. **Надувание / сдувание сапога**

Для большей иммобилизации надуйте воздушные камеры, нажимая на синюю грушу Ⓕ Ⓙ1.

Для сдуть воздушные камеры, откройте колпачок, находящийся сзади синей груши, и нажмите на клапан, чтобы выпустить воздух Ⓖ.

7. Попробуйте пройтись в сапоге, чтобы проверить правильность его подгонки и функционирования.

**Снятие сапога для ходьбы:** Ослабьте ремни, снимите жесткую переднюю часть и раскройте сапожок.

Дополнительные аксессуары/запасные части доступны на заказ.

**Уход**

Изделие можно стирать. Обязательные к соблюдению условия стирки приведены в этой инструкции и на этикетке. При попадании воды на изделие высушите текстильную часть и хорошо протрите жесткую часть сухой тканью.

Состав жестких элементов:

Жесткие части протирайте влажной тканью.

Состав текстильной части:

Полностью съемная текстильная часть для мытья.

Не забудьте установить их перед следующим использованием.

Стирка сапожка осуществляется вручную, в холодной воде. Не используйте отбеливатели, кондиционеры или другие моющие средства, содержащие агрессивные компоненты

(в особенности хлорсодержащие). Не сдавайте в химчистку. Не используйте сушку для белья. Не гладьте утюгом. Отжимайте руками. Сушите в горизонтальном положении. Сушите вдали от прямых источников тепла (радиатора, солнца и т. д.).

**Хранение**

Хранить изделие рекомендуется при комнатной температуре, желательно в оригинальной упаковке.

**Утилизация**

Утилизируйте в соответствии с требованиями местного законодательства.

Сохраните эту инструкцию по эксплуатации.

## hr PNEUMATSKA „ČIZMA“ ZA HODANJE S ČVRSTIM KALUPOM

**Opis/namjena**

Čizma s ugrađenim čvrstim kalupom za imobilizaciju i stabilizaciju donje trećine noge, pete i stopala.

Proizvod je namijenjen samo za liječenje navedenih indikacija kod pacijenata čije mjere odgovaraju onima u tablici veličina.

**Sastav**

Čvrste komponente: poliamid – guma – etilen vinil acetat - aluminij - termoplastični poliuretan - polipropilen.
Tekstilne komponente: poliamid - poliuretan - poliester.

**Svojstva/način rada**

Imobilizacija i stabilizacija donjeg dijela noge, gležnja i stopala. S dvije neovisne čelije ispunjene zrakom.

Dorzifleksija metatarze ograničena je na minimum.

Zaobljeni protuklizni potplat bolesniku omogućuje prirodan i udoban hod.

Podesiv lûk za zaštitu nožnih prstiju (3 moguća položaja).

Proizvod je namijenjen korištenju s obje strane.

**Indikacije**

Postoperativna/posttraumatska imobilizacija gležnja/stopala.

Ozbiljno uganuće gležnja/stopala.

Stabilna fraktura donje trećine noge (duga verzija).

Konzervativno liječenje frakture gležnja/stopala.

Ozbiljna tendinopatija gležnja/stopala.

Konzervativno liječenje puknuća Ahilove tetive.

**Kontraindikacije**

Proizvod nemojte koristiti ako dijagnoza nije pouzdana.

Proizvod nemojte stavljati izravno u doticaj s ozlijeđenom kožom.

Nemojte upotrebljavati ako imate utvrđenu alergiju na neki od sastojaka.

Nemojte upotrebljavati u slučaju nestabilnih fraktura ili fraktura na gornjem dijelu potkoljenice ili lisne kosti.

Nemojte upotrebljavati kod pacijenata koji teže više od 130 kg.

Nemojte upotrebljavati u slučaju prethodnih teških tromboemboličkih bolesti vena koje nisu liječene profilaksom.

**Mjere opreza**

Prije svake upotrebe provjerite sadrži li proizvod sve dijelove.

Proizvod nemojte upotrebljavati ako je oštećen.

Pomoću tablice veličina odaberite odgovarajuću veličinu za pacijenta.

O izboru verzije odlučuje liječnik.

Preporučujemo da se prva primjena vrši pod nadzorom liječnika. Strogo se pridržavajte uputa i protokola za upotrebu koje preporučuje liječnik.

Za vrijeme nošenja proizvoda preporučuje se stalno nošenje visoke čarape.

Odgovarajuće umetnite pjenaste jastučice u proizvod i pripazite da se ne stvore nabori.

Svakodnevno provjeravajte stanje zahvaćenog uda (posebnu pozornost obratite na pacijente s osjetljivim poremećajima).

Pomagalo nemojte stavljati u izravan doticaj s masnim tijelom (njegovanim balzamom, kremom...).

Proizvod nemojte izravno primijeniti na zavoj.

U slučaju osjećaja nelagode, značajnijih smetnji, boli, promjene obujma uda, neuobičajenih osjećaja ili promjene boje ekstremiteta, uklonite proizvod i obratite se liječniku.

Proizvod nemojte upotrebljavati za medicinsku radiologiju.

Proizvod nemojte upotrebljavati tijekom vožnje.

Proizvod nemojte izlagati ekstremnim temperaturama (> 60 °C). Preporučujemo da odgovarajuće zategnete proizvod kako biste osigurali da prijanja/imobilizira tako da ne ometa cirkulaciju krvi. U slučaju neobičnih osjećaja, otpustite trake i/ili ispuhnite zračne čelije i zatražite savjet zdravstvenog djelatnika.

Prije svake indikacije za imobilizaciju preporučuje se procijeniti rizik od venske tromboze ili embolije. Za savjet se obratite medicinskom stručnjaku.

Zbog higijenskih razloga i djelovanja proizvoda, nemojte ga ponovno upotrebljavati kod drugih pacijenata.

Ako proizvod dođe u doticaj s vodom, osušite tekstilni dio, a čvrsti dio prebrišite suhom krpom.

Dugotrajna imobilizacija ponekad može dovesti do gubitka mišićnog tonusa.

Pripazite da ne padnete kad ponovno počnete hodati.

Ako ste već imali venske ili limfne poremećaje, obratite se liječniku.

**Neželjene nuspojave**

Ovaj proizvod može prouzročiti reakcije na koži (crvenilo, svrab, opekline, žuljeve...) ili ozljede različitih stupnjeva.

Rizik od razvoja venske tromboze.

Rizik od pojave bolova u leđima nakon promjene načina hodanja.

Svaki ozbiljni incident u vezi s proizvodom treba prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj su korisnik i/ili pacijent smješteni.

**Način uporabe/Postavljanje**

Prije nego naučete čizmu, pripazite da mehanizam za zatezanje bude otpušten te da čarapa bude ispuhana.

1. Čizmu izvucite iz plastičnog kalupa, otpustite samo-hvatajuće trake, podignite prednji čvrsti dio i otvorite čarapu.

2. Sjednite pa nogu i stopalo pažljivo umetnite u pjenastu čarapu pazeći pritom da peta bude na svom mjestu na dnu čizme Ⓐ. Zatvorite pjenastu čarapu omatajući je oko noge i stopala Ⓑ.

3. Zamijenite prednji čvrsti dio Ⓒ.

4. Zatvorite čizmu stezanjem samo-hvatajućih traka s donje Ⓓ i gornje strane Ⓔ.

Za bolje podešavanje zategnutosti, samo-hvatajuću traku provucite odozgo kroz otvor izravno u čvrsti dio kalupa Ⓙ1.

5. Podesite lûk za zaštitu nožnih prstiju.

6. **Napuhavanje / pražnjenje čizme**

Radi veće udobnosti, čelije sa zrakom napumpajte pritiskanjem plave pumpe Ⓕ Ⓙ1.

Za pražnjenje zraka iz čelija, otvorite poklopac na stražnjoj strani plave pumpe i pritisnite na ventil kako biste ispustili zrak Ⓖ.

7. Probajte hodati s čizmom, kako biste provjerili je li dobro namještena i kako funkcionira.

**Skidanje čizme:** Otpustite trake, povucite prednji čvrsti dio i otvorite čarapu.

Dodatni pribor/rezervni dijelovi dostupni su za naručivanje.

**Upute za pranje**

Proizvod se može prati u skladu s uvjetima navedenim u ovim uputama i na etiketi. Ako proizvod dođe u doticaj s vodom, osušite tekstilni dio, a čvrsti dio prebrišite suhom krpom.

Čvrste komponente:

Čvrsti dio prebrišite vlažnom krpom.

Tekstilne komponente:

Tekstilni dio može se cijeli izvaditi kako bi se mogao oprati. Prije sljedeće upotrebe vratite na mjesto. Čarapa je prikladna za ručno pranje u hladnoj vodi. Nemojte upotrebljavati deterđente, omekšivače ili agresivna sredstva (sredstva s klorom...). Ne čistiti kemijski. Nemojte sušiti u sušilici rublja. Ne glačati. Iscijedite višak vode. Sušite postavljanjem na ravnu površinu. Sušite podalje od izravnog izvora topline (radijatora, sunca...).

**Spremanje**

Spremite na sobnoj temperaturi, po mogućnosti u originalnu ambalažu.

**Zbrinjavanje**

Zbrinite u skladu s važećim lokalnim propisima.

Sačuvajte upute za uporabu.

## zh 气 式 硬 壳 步 行 靴

说明/用途

整体的硬壳靴，支持并保护下三分之一的腿，以及脚踝和脚。该装备仅用于治疗所列出的适应症，以及尺寸符合尺寸表的患者。

组成部件

刚性组件：聚酰胺–橡胶–乙 酸乙烯酯-铝材-热塑性聚氨酯纤维–聚丙烯。

织物成分：聚酰胺–聚氨酯纤维–聚酯纤维。

属性/作用方式

它可固定并稳定腿的下三分之一、脚踝和脚。

整合了两个各自独立的气室。

最大程度地减少跖骨屈伸。

弧线型防滑鞋底，确保患者自在舒适地行走。可调整的护趾圈（3个可调位置）。

该产品不分左右脚。

适应症

固定术后/创伤后足部/踝关节。

脚踝/脚严重扭伤。

小腿下部1/3稳定性骨折（长款）。

保守治疗踝/足骨折。

脚踝/足部严重的肌腱病。

保守治疗跟腱断裂。

禁忌症

诊断不确定的情况下请勿使用该产品。

请勿将该产品直接与受损皮肤接触。

如已知对任一组件过敏，请勿使用。

请勿用于不稳定性骨折、胫骨或腓骨上部骨折的情况。

**مشى هوائية ذات هيكل صلب**

**الوصف/الغرض**

جزءه ذات هيكل صلب شامل تسمح بثبيت وحفظ استقرار التلت السفلى من الساق والكاحل والقدم
الجهاز مخصص فقط لعلاج المؤشرات المذكورة للمرضى الذين توافق قياساتهم مع جدول المقاسات

**التكوين**

المكونات الصلبة : البولي أميد - مطاط - إيثيلين - أسيتات الفايكل - ألومنيوم - بولي يوريثات لدائية حرارية - بولى بروبيلين
المكونات المنسوجة: البولى أميد - بولى يوريشن - بوليستر

**الخصائص/طريقة العمل**

إنها تسمح بثبيت واستقرار التلت السفلى من الساق والكاحل والقدم.

خلينا هواء مستقرتان مدمجتان.

اقصار الانتشاء الظهري لمشط القدم على الحد الأدنى.

نعل منحنى مانع للانزلاق يمكن المرضى من المشى بشكل طبيعي ومريح.

قوس حماية قابل للتعديل لأصابع القدم (3 وضعيات ممكنة).

يتعلق الأمر بمنتج ثانى الجانب.

**دواعي الاستعمال**

التثبيت التالى للعمليات/التالى للصددمات بالكاحل/بالقدم.

النواء شديد فى الكاحل/القدم.

كسر مستقر فى التلت السفلى من الساق (النسخة الطويلة).

العلاج التحفظى لكسر الكاحل/القدم.

الاعتلال الشديد لأوتار الكاحل/القدم.

العلاج التحفظى لتمزق وتر العرقوب.

**موانع الاستعمال**

لا تستخدم المنتج إذا كان التشخيص غير مؤكد.

لا تضع المنتج على اتصال مباشر مع جلد مصاب بجرح.

لا يستخدم فى حالة وجود حساسية معروفة لأي من مكوناته.

لا يستخدم فى حالة الكسور غير المستقرة أو كسور الجزء العلوي من قصبة السيق أو النشطة

لا يستخدم للمرضى الذين يتجاوز وزهم 130 كلغ.

لا تستخدم فى حالة وجود تاريخ انسداد تخارى وريدي كبير دون علاج للوقاية من الجلطات.

**الاحتياطات**

تحقق من سلامة الجهاز قبل كل استخدام.

لا تستخدم الجهاز إذا كان تالفا.

اختر المقاس الملائم للمريض بالرجوع إلى جدول المقاسات.

يعود قرار اختيار نسخة المنتج الملائمة إلى أخصائى الرعاية الصحية.

يوصى بأن يشرف أخصائى رعاية صحية على وضعه فى المرة الأولى.

التزم بدقة بالوصفة الطبية وببروتوكول الاستخدام الذي أوصى به أخصائى الرعاية الصحية الخاص بك

يوصى بارتداء حواري طويلة دائما عند وضع الجهاز.

تحقق من الوضع الصحيح للبطانة وعدم وجود طيات عند وضعها فى الجهاز.

تأكد يوميا من حالة الطرف المصاب (مع الانتباه على نحو خاص إلى المرضى الذين لديهم عجزا حسيا)

لا ترك هذا الجهاز بلامس مباشرة مواد دهنية (مرهم، كريم...).

لا تضع الجهاز لاملاسا بشكل مباشر لصمامة.

فى حالة الشعور بعدم الراحة، أو الانزعاج الشديد، أو الألم، أو تغير حجم عضو الجسم، أو الأحاسيس غير الطبيعية أو تغير لون الأطراف، قم بإزالة الجهاز واستشارة أخصائى رعاية صحية
لا تستخدم الجهاز مع نظام التصوير الطبي.

لا تستخدم الجهاز أثناء قيادة سيارة.

لا تعرض المنتج لدرجات حرارة شديدة (أعلى من 60 درجة مئوية).

يوصى بإحكام شد الجهاز بشكل مناسب من أجل ضمان الثبيت دون إعاقة الدورة الدموية. إذا اتابنكم أحاسيس غير عادية، أرخوا الأحزمة وأأو فتشوا الحزرتين الهوائيتين ثم استشيروا مختصا فى الرعاية الطبية
يوصى بتقييم خطر تشكل خثاره الدم الوريدية قبل أى تسيط للحركة. يجب اتباع نصائح مختص فى الرعاية الصحية
لأسباب تتعلق بالنظافة والأداء، لا تستخدم الجهاز مجددا مع مريض آخر
إذا لامس الماء الجهاز، احرص على تجفيف الأجزاء القماشية، وامسح جيدا الجزء الصلب بخرقة جافة

قد يؤدي الثبيت المطول أحياتًا إلى فقدان قوة العضلات.

عند استئناف المشى، اجذر خطر السقوط.

فى حالة الإصابة السابقة باضطرابات وريدية أو لمفاوية، استشر أخصائى رعاية صحية

**الآثار الثانوية غير المرغوب فيها**

يمكن أن يسبب هذا الجهاز فى تفاعلات جلدية (احمرار، حكة، حروق، بثور...) أو حتى جروح متفاوتة الشدة.

خطر محتمل للتشنج الوريدي.

احتمال حدوث الام فى الظهر نتيجة تغير المشية.

يجب إبلاغ الشركة المصنعة والسلطة المختصة فى الدولة العضو التى يوجد فيها المستخدم وأأو المريض بأي حادث خطير يتعلق بالتهجهزة

**طريقة الاستعمال/الوضع**

قبل ارتداء حذاء المشى، احرص على أن تكون اليه الربط مفكوكة تماما وأن تكون البطانة الإسفنجية مفرغة بالكامل من الهواء

1. استخرجوا جزءه المشى من غلافها البلاستيكى. فُكِّوا الأحزمة اللاصقة.

انزعوا الجزء الأمامى الصلب واقنحوا البطانة

2. اجلسوا- ثم ضعوا سافكم وقدمكم برفق فى البطانة الإسفنجية. تأكدوا من سلامه وضعية العقب فى قناع الجزء ٤A.

اغلقوا البطانة الإسفنجية مع لفها بإحكام حول الساق والقدم ٤B.

3. استبدلوا الجزء الأمامى الصلب ٤C.

4. اغلقوا الأحزمة عن طريق شد الأحزمة اللاصقة من الأسفل ٤D إلى الأعلى ٤E.

اضبط الشد بطريقة أفضل، مروروا الحزام اللاصق من الأعلى عبر الفتحة المقطوعة مباشرة داخل الهيكل الصلب ٤F1.

5. اضبطوا قوس حماية أصابع القدم.

6. نفخ الجزء / تفريفها من الهواء

لزيادة الاحتواء، انفخوا خلايا الهواء من خلال الضغط على الإصاصة الزرقاء ٤F1.

لتفريغ خلايا الهواء، افتحوا الغطاء الموجودة فى الجهة الخلفية من الإصاصة الزرقاء واضغطوا على الصمام للإفراج عن الهواء ٤G.

7. جربوا المشى بالجزمة للتأكد من حسن ضبطها وعملها.

**خلع حذاء المشى**: فُكِّوا الأحزمة، واسحبوا الجزء الأمامى الصلب، ثم افتحوا البطانة

يمكننا تزويدكم بملحقات/قطع غيار إضافية بناءً على طلبية.

**الصيانة**

منتج قابل للغسل حسب الشروط الموجودة فى هذا الدليل والملاحظات. إذا لامس الماء الجهاز، احرص على تجفيف الأجزاء القماشية، وامسح جيدا الجزء الصلب بخرقة جافة
المكونات الصلبة :

يُنظف الجزء الصلب باستخدام قطعة قماش رطبة.

الجزء القماشى مفصولا تماما ليسهل غسله.

يجب إعادته إلى مكانه الأول قبل الاستعمال التالى. تُغسل البطانة باليد وبالماء البارد. لا تستخدم المنظفات أو المنعمات أو المنتجات القوية (المتنجات المضاد لها كلور...). لا تستخدم التنظيف الجاف. لا تستخدم المجفف. لا يتم كى المنتج. يتم عصر المنتج عن طريق الضغط. يتم التجفيف على سطح مسنن. يتم التجفيف بعيدًا عن مصادر الحرارة المباشرة (المبردات، الشمس...)

**التخزين**

يتم تخزينه فى درجة حرارة الغرفة، ويفضل أن يتم تخزينه فى عبوته الأصلية.

**التخلص**

تخلص من المنتج وفقًا للوائح المحلية المعمول بها.

**احفظ** هذه الإرشادات لمراجعتها لاحقًا.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض الساقين.

**ملاحظات**

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض الساقين.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض الساقين.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض الساقين.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض الساقين.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض الساقين.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض الساقين.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض الساقين.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض الساقين.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض الساقين.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض الساقين.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض الساقين.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض الساقين.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض الساقين.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض الساقين.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض الساقين.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض الساقين.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض الساقين.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض الساقين.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض الساقين.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض الساقين.

**ملاحظات**

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض الساقين.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض الساقين.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض الساقين.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض الساقين.

**ملاحظات**

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض الساقين.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض الساقين.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض الساقين.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض الساقين.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض الساقين.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض الساقين.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض الساقين.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض الساقين.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض الساقين.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض الساقين.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض الساقين.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض الساقين.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض الساقين.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض الساقين.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض الساقين.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض الساقين.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض الساقين.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض الساقين.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض الساقين.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض الساقين.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

الرجاء عدم استخدامه على المرضى الذين يعانون من أمراض الساقين.







**[www.thuasne.com](http://www.thuasne.com)**  
[www.thuasne.com/global-contact](http://www.thuasne.com/global-contact)

**UK Responsible Person (UKRP):**  
Thuasne UK Ltd  
Unit 4 Orchard Business Centre  
North Farm Road  
Tunbridge Wells TN2 3XF,  
United Kingdom



*avec ou sans imprim'vert en fonction du lieu d'impression*